

NORDENT

SERVICIO TECNICO DENTAL



**SERVICIO
TECNICO
ROTATORIOS**

Carretera Ongayo, 28 - 39360 ONGAYO (CANTABRIA) - Tels. **665 51 02 42 / 942 84 40 01** (José Ramón Fernández)

LISTA DE PRECIOS - REPUESTOS 3ºed 2019

Última actualización: 12 de julio de 2019

PVP - impuestos no incluidos

Nos reservamos el derecho de modificar precios y características técnicas sin previo aviso.

Con cualquier pedido, se aceptan expresamente nuestras condiciones de venta generales adjuntas.

ÍNDICE

	Páginas	Ver subíndice en pág:
REPUESTOS ROTATORIO	5-71	5
REPUESTOS LÁMPARAS FARO	72-76	72
REPUESTOS AUTOCLAVES Y SELLADORAS	77-78	77
JERINGAS Y REPUESTOS JERINGAS (FARO, LUZZANI Y ECONÓMICAS)	79-91	79
MANGUERAS EQUIPOS	92-106	92
REPUESTOS VARIOS	107-118	107
REPUESTOS COMPRESORES DÜRR DENTAL	119-120	119
SISTEMAS DE ASPIRACIÓN Y REPUESTOS	121-146	121
PEDALES Y SUS REPUESTOS	147-150	147
RACORES, CONECTORES Y ESPIGAS	151-158	151
VÁLVULAS Y ELECTROVÁLVULAS	159-170	159
REGULADORES DE PRESIÓN	171-173	171
HERRAMIENTAS	174-188	174

REPUESTOS ROTATORIO

Alta Velocidad (Turbinas y acoplamientos):

- 1.- Rotores turbina dental
- 2.- Rotores turbina laboratorio
- 3.- Rodamientos turbinas
- 4.- Tapas botón turbinas
- 5.- Tapas, difusores, toberas y tornillos spray
- 6.- Otros repuestos turbinas
- 7.- Juntas conexión turbinas, acoplamientos, micromotores
- 8.- LEDs y bombillas Xenon turbinas y acoplamientos
- 9.- Anillos tóricos y arandelas turbinas y acoplamientos
- 10.- Repuestos acoplamientos

Baja Velocidad (contra ángulos, piezas de mano, micromotores):

- 1.- Rodamientos contra-ángulos, piezas de mano y micromotores clínica
- 2.- Repuestos cabezas, contra ángulos, piezas de mano, micromotores neumáticos, acoplamientos
- 3.- Anillos tóricos contra ángulos, piezas de mano, micromotores y ultrasonidos
- 4.- Rodamientos micromotores eléctricos
- 5.- Rotores, escobillas, pinzas y otros repuestos micromotores eléctricos

TURBINAS

ROTORES rm CON RODAMIENTOS myonic®



- Rodamientos cerámicos myonic®, con tolerancias ABEC7 como mínimo.
- Balanceados electrónicamente.
- Pinza de Acero endurecido y anticorrosión.
- Inserto de Carburo o Acero según modelo.
- Recubrimiento de WCC (Wolframcardid) para una mayor vida útil de la pinza y sus componentes.
- Aspa de Aluminio sin plomo.
- Concentricidad < 0,018mm / Balanceo < 0,05mg mm.
- Fuerza de retención mínima 42 N.
- Suministro incluye: anillos tóricos y arandelas metálicas (según modelo).
- **Garantía: 12 meses sobre la pinza.**

(**)Debido a su no disponibilidad, los rotores con la señal (**) junto a la referencia son rotores que aunque de muy buena calidad no son del mismo fabricante y/o no cuentan con rodamientos myonic® como el resto de nuestros rotores rm. En nuestros afán por atender la demanda de nuestros clientes hemos incorporado estos modelos de fabricantes alternativos y a pesar de no contar con las mismas calidades, ofrecemos la misma garantía: 12 meses sobre la pinza.



Esquema pinza dinámica



Esquema pinza estática

Rotores Turbinas KaVo

	34-2106	606B, 606C, 625B, 625C, 630B, 630C, 640B, 640C (Ref. KaVo 0.553.5881)	€ 144,80
	34-2115	605, 605C, 615L, 615C	€ 144,80
	34-2116	650B, 650C (Ref. KaVo 0.553.8051)	€ 144,80
	34-2126	632B, 632C, 639B, 639C, 642B, 642C, 645B, 645C (Ref. KaVo 0.553.6911)	€ 144,80
	34-2136	637B, 637C (Ref. KaVo 0.553.8661)	€ 144,80
	34-2146	655B, 655C, 660B, 660C (Ref. KaVo 1.000.2078)	€ 144,80
	34-2154	4500B, 4500C, 5000B, 5000C (Ref. KaVo 1.006.4564)	€ 144,80
	34-2156	7000B, 7000C (Ref. KaVo 1.000.4772)	€ 144,80
	34-2176	619L, 619C, 609C (Ref. KaVo 1.008.4163)	€ 144,80
	34-2186	8000B, 8000C, 6500BR (Ref. KaVo 1.003.6884)	€ 144,80
	34-2187	6500B (Ref. KaVo 1.003.9664)	€ 144,80
	34-2196	646B, 646C, 646CP, 636B 636P 636CP (excepto 636 C) (Ref. KaVo 0.553.8911)	€ 144,80
	34-2168	E680C, E680L, E679 (Ref. KaVo 1.007.9313)	€ 144,80



34-2190

M9000L, M9000
(Ref. KaVo 2.000.2266)

€ 144,80



34-2170

E677, E677LM, E677, E675
(Ref. KaVo 1.007.9457)

€ 144,80

Rotores Turbinas Sirona / SIEMENS

34-2216

Siemens TM1, Siemens 4000ML, Siemens 4000M
(Ref. Siemens 5951595)

€ 144,80



34-2226

TS1, TS2, 4000SL, 4000S, Siemens T1 Control
(Ref. Sirona 5953054)

€ 144,80



34-2236

T1 Control, TC3 Control (N/S<50.000) (con rebaje)
(Ref. Sirona 4175217)

€ 144,80



34-2246

T2 Control, T1 Control, TC3 Control (50.000<N/S<700.000)
Siropure P Control (sin rebaje),
(Ref. Sirona 5868299)

€ 144,80



158,00

34-2238**

T1 Control, (N/S>700.000)

NOVEDAD!!!

€



34-2256

T2 Racer, T3 Racer, Siropure P Racer (N/S <600.000)
(Ref. Sirona 5868307)

€ 144,80



34-2260

T1 mini, Siropure P mini

€ 144,80



34-2261

T2 mini, T3 mini (N/S<600.000)

€ 144,80

34-2262

Siroboost, Siroboost S, Siroboost K
(Ref. Sirona 6334598)

€ 144,80



34-2264**

T2 Boost, T3 Boost (N/S<700.000)
(Ref. Sirona 6334598)

€ 158,00



34-2257

T3 Racer (N/S>600.000)

NOVEDAD!!!

€ 144,80



34-2266**

T2 Boost, T3 Boost (N/S>700.000)

NOVEDAD!!!

€ 158,00



34-2263**

T2 mini, T3 mini (600.000<N/S<700.000)

NOVEDAD!!!

€ 158,00



34-2265**

T2 mini, T3 mini (N/S>700.000)

NOVEDAD!!!

€ 158,00

Rotores Turbinas W&H



34-2336

Top Air 195, 198, 398, 698, 795, 797, 798, 895, 898
(Ref. W&H 02760000)

€ 144,80



34-2345

Top Air 196, 796, 896
(Ref. W&H 02765500)

€ 144,80



34-2356

Trend TC 80 / Trend TC95B, Trend TC RM
(Ref. W&H 03305000)

€ 144,80



34-2366

Synea TA-98* sin luz (tapa 2 muescas), Synea TA-98L / LC*
Alegra TE-95 (2003-2008)
(Ref. W&H 04396600)

€ 144,80



34-2346

Synea TA-96*
(Ref. W&H 04396700)

€ 144,80



34-2347

Top Air 290B / 295 / 390 / 393 / 395 / 695
(Ref. W&H 04396700)

€ 144,80



34-2386

Alegra TE-95* (2009-2013), Alegra TE-98* y Alegra TE-98 C LED
(Ref. W&H 04457300 / 05958900/05959000/0446300)

€ 144,80



34-2316

Synea TA98C LED* (tapa 2 y 3 muescas)
Synea TA-98* sin luz (tapa 3 muescas)
(Ref. W&H 05307000 / 05306900)

€ 144,80



34-2326

Synea TA-97*, Synea TA-97C LED*
 Alegra TE-97*, Alegra TE-97 C LED* (2009-2013)
 (Ref. W&H 05307200/05959100/05959200)

€ 144,80



34-2317

Synea Fusion TG-97, Synea TK-97 Vision
 (Ref. W&H 07006000)

€ 144,80



34-2318

Synea Fusion TG-98, Synea TK-98 Vision
 (Ref. W&H 07005900)

€ 144,80



34-2388

Alegra TE-95* (2014-actual) (NO TE-98)

€ 158,00



34-2389

Alegra TE-97* (2014-actual) y TE-98 LQ

€ 158,00



34-2385

RC-95BC, RC-95BM

€ 144,80



34-2320

Synea Vision TK-100

€ 158,00

* Las letras a continuación indican el tipo de conexión y NO influyen en el modelo de rotor en los casos indicados:

BC o C BC: Borden 3

B o C B: Bien Air (Unifix)

NQ o C NQ: NSK QD-J

N o C N: NSK MACH

S o C S: Sirona (Click&Go)

_ o C: W&H (Roto Quick)

RM o C RM: Midwest 4

M o C M: KaVo (Multiflex)

Rotores Turbinas Bien Air



34-2446**

Croma M, Ondine, Prestilina, Prestige (antigua)
 (Ref. Bien Air 209.30.19)

€ 158,00



34-2456

Black Pearl, Croma X, S25, Croma S, Boralina,
 Black Pearl ECO (**confirmar con imagen previamente**)
 (Ref. Bien Air 150.0164)

€ 144,80



34-2466

Bora S36, todas
 (Ref. Bien Air 150.0181)

€ 144,80



34-2476

Prestige S30 y S32
 (Ref. Bien Air 150.0486)

€ 144,80



34-2486**

Eolia, Black Pearl ECO (**confirmar con imagen previamente**)

€ 158,00



34-2468 **

Tornado
(Ref. Bien Air 150.1968)

€ 158,00



34-2506

Hi Power M, Cleanlight, Cleanair
(Ref. Castellini L0000874)

€ 144,80



34-2516

Titanium Gold 2, Hi Power Light, Gold, Hi Power 2,
Hi Power Ceramic
(Ref. Castellini L0001370)

€ 144,80



34-2526

Silent, Silent Power Silver 2L

€ 144,80



34-2528

Silent Power Gold, Silent Power Silver 4L (Excepto EVO 4L)
(Ref. Castellini L0001857)

€ 144,80

**34-2518****Silent Power EVO 2, EVO 2L, EVO 4L, EVO 4LK**
(Ref. Castellini L0001857)**€ 144,80****NOVEDAD!!!**

30-0001

CH-QD M, NL-65 M
(Ref. NSK NCH-MU03)

€ 144,80



30-0002

CH-QD S, NL-65 S, Ti-MAX A450*, Ti-MAX A450*L,
(Ref. NSK NCH-SU03)

€ 144,80



30-0003

CH-QD T, NL-65 T, Ti-MAX A455*, Ti-MAX A455*L
(Ref. NSK NCH-TU03)

€ 144,80



30-0004

Ti-MAX A200*, Ti-MAX A200*L, Mach-Lite XT M
(Ref. NSK NMC-MU03)

€ 144,80



30-0005

Ti-MAX A300*, Ti-MAX A300*L, Mach-Lite XT S
(Ref. NSK NMC-SU03)

€ 144,80

	30-0006	Ti-MAX A400*, Ti-MAX A400*L, Mach-Lite XT T (Ref. NSK NMC-TU03)	€ 144,80
	30-0007	Ti-MAX A500*, Ti-MAX A500*L, Ti-MAX NL95M* (Ref. NSK Ti-MU03)	€ 144,80
	30-0008	Ti-MAX A600*, Ti-MAX A600*L, Ti-MAX NL95S*, NL45S (Ref. NSK Ti-SU03)	€ 144,80
	30-0009	Ti-MAX A700*, Ti-MAX A700*L, Ti-MAX NL95T*, NL45T Ref. NSK Ti-TU03)	€ 144,80
	30-0010	Ti-MAX X500*, Ti-MAX X500*L, NL9000M* (Ref. NSK TiX-MU03)	€ 144,80
	30-0011	Ti-MAX X600*, Ti-MAX X600*L, NL9000S*, Ti-MAX X650*, Ti-MAX X650*L (Ref. NSK TiX- SU03)	€ 144,80
	30-0012	Ti-MAX X700*, Ti-MAX X7 00*L, NL9000*L (Ref. NSK TiX-TU03)	€ 144,80
	30-0013	Pana Air Σ T (Ref. NSK NPA-TU03)	€ 144,80
	30-0014	S-Max M500*, S-Max M500*L, Pana-Max Plus M, S-Max M800*, S-Max M500*L (Ref. NSK SX-MU03)	€ 128,00
	30-0018**	Ti-MAX Z800*, Ti-MAX Z800*L	€ 168,00
	30-0015**	Ti-MAX Z900*, Ti-MAX Z900*L	€ 168,00
	30-0016	S-Max Pico	€ 168,00
	44-220	Pana-Max T, QD T, Pana Max TUM4 (Ref. NSK PAX-TU03)	€ 144,80



44-221	Pana-Max S, QD S, Pana Max SUM4 (Ref. NSK PAX-SU03)	€ 144,80
--------	--	----------



44-222**	Pana-Max 2	€ 144,80
----------	------------	----------



46-357	Pana Air Σ S, ECO TOPtorque (Ref. NSK NPA-SU03)	€ 118,00
--------	--	----------

46-359	S-Max M600*, S-Max M600*L, Pana-Max Plus S, PAP-SUM4 S-Max M900*, S-Max M900*L (Ref. NSK SX-SU03) ["con cartucho"]	€ 144,80
--------	---	----------

46-360	S-Max M600*, S-Max M600*L, Pana-Max Plus S, PAP-SUM4 S-Max M900*, S-Max M900*L (["sin cartucho"])	€ 134,80
--------	---	----------

***Las letras "K", "S", "W" y "B" indican el sistema de acople de la turbina y no influyen en el modelo del rotor**

Rotores Turbinas FONA



34-2256	6080MR (Standard), 8060SR (Standard)	€ 144,80
---------	--------------------------------------	----------



34-2261	6080MM (Mini), 8080SM (Mini)	€ 144,80
---------	------------------------------	----------



34-2262	8080SR (Standard)	€ 144,80
---------	-------------------	----------

Rotores Turbinas B.A. International



34-2106	B.A. Ultimate 670, B.A. Ultimate 650	€ 144,80
---------	--------------------------------------	----------



34-2256	B.A. Ultimate 685, B.A. Ultimate 535	€ 144,80
---------	--------------------------------------	----------



34-2262	B.A. Ultimate 755	€ 144,80
---------	-------------------	----------

Rotores Turbinas FARO

34-2541*	S404 * Hasta agotar existencias	€ 144,80
----------	---	----------





Rotores Turbinas CHIRANA

34-2106	TG 656, TGL 637A (smile - music)	€ 144,80
---------	----------------------------------	----------



Rotores Turbinas MICROMEGA

34-2550 *	350 <i>* Hasta agotar existencias</i>	€ 144,80
-----------	--	----------

Rotores Turbinas RM

- Rodamientos cerámicos.
- Con anillos tóricos, arandelas metálicas y anillos de teflón según modelo.
- Garantía: 6 meses



42-401*	PowerMax	€ 98,00
---------	----------	---------



46-341R*	ECO TLED1	€ 58,00
----------	-----------	---------



58-250R	ECO T2, ECO T3 LED, PRO T1 <i>* Hasta agotar existencias</i>	€ 58,00
---------	---	---------

NOVEDAD!!!

58-253R	ECO T TURBO, COXO TITAN	€ 68,00
----------------	--------------------------------	----------------



Rotores Turbinas Tekne Dental TKD



40-400	Bravia (Original TKD) (Ref. TKD 162.90)	€ 205,00
--------	--	----------

40-401	Thera (Original TKD) (Ref. TKD 184.90)	€ 230,00
--------	---	----------

Turbinas de Laboratorio

Rotores Turbinas Bien Air



34-2496	Serie TD, todos los modelos	€ 198,00
---------	-----------------------------	----------



Rotores Turbinas NSK

30-0080	Presto (Ref. NSK T815-016)	€ 218,00
---------	-------------------------------	----------



30-0081	Presto AQUA (Excepto LUX) (Ref. NSK T816-016)	€ 188,00
---------	--	----------

ROTORES MK-dent

- RODAMIENTOS CERÁMICOS myonic.

- Inserto de Acero.
- Con anillos tóricos y arandelas metálicas. según modelo.
- Incluyen: cepillo interproximal y adaptador de aluminio para lubricación y mantenimiento de la pinza y manual de mantenimiento.
- **Garantía: 12 meses sobre la pinza.**

Rotores Turbinas KaVo



05-TC1640BK 606B, 606C, 625B, 625C, 630B, 630C, 640B, 640C
(Ref. KaVo 0.553.5881) € 144,80



05-TC1650BK 650B, 650C
(Ref. KaVo 0.553.8051) € 144,80



05-TC1642BK 632B, 632C, 639B, 639C, 642B, 642C, 645B, 645C
(Ref. KaVo 0.553.6911) € 144,80



05-TC1637BK 637B, 637C
(Ref. KaVo 0.553.8661) € 144,80



05-TC1655BK 655B, 655C, 660B, 660C
(Ref. KaVo 1.000.2078) € 144,80



05-TC1500BK 4500B, 4500C, 5000B, 5000C
(Ref. KaVo 1.006.4564) € 144,80



05-TC1700BK 7000B, 7000C
(Ref. KaVo 1.000.4772) € 144,80



05-TC1800BK 8000B, 8000C, 6500BR
(Ref. KaVo 1.003.6884) € 144,80



05-TC1650US 6500B € 144,80
(Ref. KaVo 1.003.9664)

05-TC1636BK 646B, 646C, 646CP, 636B 636P 636CP (excepto 636 C) € 144,80
(Ref. KaVo 0.553.8911)



05-TC1680BK E680C, E680L, E679 € 144,80
(Ref. KaVo 1.007.9313)

05-TC1900BK M9000, M9000L € 144,80
(Ref. KaVo 2.000.2266)

Rotores Turbinas W&H



05-TC1011W Synea TA-98* sin luz (tapa 2 muescas), Synea TA-98L / LC* € 144,80
Alegra TE-95 (2003-2008)
(Ref. W&H 04396600)



05-TC1012W Synea TA-96* € 144,80
(Ref. W&H 04396700)



05-TC1097WT Synea TA97* / C LED* € 144,80
Alegra TE97* / C LED* (2009-2013)
(Ref. W&H 05307200/05959100/05959200)



05-TC1098WT Synea TA98C LED* (tapa 2 y 3 muescas) € 144,80
Synea TA-98* sin luz (tapa 3 muescas)
(Ref. W&H 05307000 / 05306900)

* Las letras a continuación indican el tipo de conexión y NO influyen en el modelo de rotor en los casos indicados:

BC o C BC: Borden 3

N o C N: NSK MACH

RM o C RM: Midwest 4

B o C B: Bien Air (Unifix)

S o C S: Sirona (Click&Go)

M o C M: KaVo (Multiflex)

NQ o C NQ: NSK QD-J

_ o C: W&H (Roto Quick)

Rotores Turbinas FONA



05-TC1011S2R 6080MR (Standard), 8060SR (Standard) € 144,80



Rotores Turbinas Bien Air

05-TC1011BBP Black Pearl, Croma X, S25, Croma S, Boralina, Black Pearl ECO (consultar previamente)
(Ref. Bien Air 150.0164) € 144,80



05-TC1011BP Prestige S30 y S32
(Ref. Bien Air 150.0486) € 144,80



05-TC1011BB Bora S36, todas
(Ref. Bien Air 150.0181) € 144,80



Rotores Turbinas Sirona / SIEMENS

05-TC1011S1-CS5 T1 Control, TC3 Control hasta N/S 50.000 (con rebaje)
(Ref. Sirona 4175217) € 144,80



05-TC1011S1-CS6 T2 Control, T1 Control, TC3 Control N/S >50.000 (sin rebaje),
Siropure P Control
(Ref. Sirona 5868299) € 144,80



05-TC1011S2R T2 Racer, T3 Racer, Siropure P Racer (N/S <600.000)
(Ref. Sirona 5868307) € 144,80



Rotores Turbinas B.A. International

05-TC1640BK B.A. Ultimate 670, B.A. Ultimate 650 € 144,80



05-TC1011S2R B.A. Ultimate 685 € 144,80



Rotores Turbinas Chirana

05-TC1640BK TG 656, TGL 637A (smile - music) € 144,80



Rotores Turbinas NSK

05-TC1600NX Ti-MAX X600*, Ti-MAX X600L*, NL9000S*, Ti-MAX X650*,
Ti-MAX X650L*
(Ref. NSK TiX-SU03) € 144,80



05-TC1700NX Ti-MAX X700*, Ti-MAX X700L*, NL9000L*
(Ref. NSK TiX-TU03) € 144,80

***Las letras "K", "S", "W" y "B" indican el sistema de acople de la turbina y no influyen en el modelo del rotor**

Rotores Turbinas MK-dent (CON INSERTO DE CARBURO)

05-TC2031 HC4011, HC4021, HC6021 desde serie F, HC7031, HC7021,
HC5031, HC5021, HC2022 € 198,00

05-TC2032 HC4012, HC6012, HC5022, HC4022, HC7022,
HC6022 desde serie F € 198,00

05-TC2012 HC2013, HC2014, HC4012, HC6012 hasta serie E € 198,00

05-TC2021 HC2021 desde serie F, HC4021, HC6021 hasta serie E / HC2002 € 198,00

05-TC2011 HC2012 hasta serie E € 198,00

05-TC2038 HC20K, HC20KL, HC21K, HC21KL, HC21N, HC21NL, HC21S,
HC21SL, HC21W, HC21WL € 198,00

05-TC2039 HC22K, HC22KL, HC22N, HC22NL, HC22S, HC22SL, HC22W,
HC22WL € 198,00

05-TC2041 HC8021, HC9021, HP21K, HP21KL, HP21S, HP21SL, HP21N, HP21NL
HP21W, HP21WL € 198,00

05-TC2042 HC8022, HC9022, HP22K, HP22KL, HP22S, HP22SL, HP22N, HP22NL
HP22W, HP22WL € 198,00

Rotores Turbinas MK-dent (CON PINZA DE ACERO ENDURECIDO)

05-TC1021 HB12, HB21K, HE11, HE12, HE15L € 144,80

05-TC1031 HC4021, HC6021 desde serie F, HC7031, HC7021, HC5031,
HC5021, HC2022 € 144,80

05-TC1034 HE17, HE21K, HE21KL, HE21N, HE21NL, HE21S, HE21SL, HE21W,
HE21WL € 144,80

05-TC1035 HE14, HE18, HE22K, HE22KL, HE22N, HE22NL, HE22S, HE22SL,
HE22W, HE22WL € 144,80


RODAMIENTOS CERÁMICOS PARA TURBINA

Todos los rodamientos que ofrecemos están fabricados por los principales fabricantes de rodamientos a nivel mundial: myonic®, Barden, GRW, NMB, NHBB o ESI. Todos fabricados de acuerdo a las normas de precisión ISO* (*normas para rodamientos de dimensiones métricas*) y ABEC** (*rodamientos generalmente en dimensiones de pulgadas*).

* ISO: International Standard Organization.

** ABEC: Annular Bearing Engineers Conference.

MÍNIMO ABEC7 RODAMIENTOS DISEÑADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CADA INSTRUMENTO



SI NO ENCUENTRAS EL RODAMIENTO QUE BUSCAS, CONSÚLTANOS

Rodamientos turbinas KaVo

	myonic 45-6502	Universal 625, 627, 630, 639, 640, 632, 642, 645, 636, 646, 637 delantero, 650 trasero; (Ref. KaVo 0.220.0125) <u>Medidas: 3,175x6,350x2,778mm</u> <u>Descripción: Con Rebaje / Bola cerámica / Angular / Torlon / Cerrado</u>	€ 23,80
	myonic 45-222	Universal 625, 627, 630, 639, 640, 632, 642, 645, 636, 646, 637 delantero, 650 trasero; (Ref. KaVo 0.220.0125) <u>Medidas: 3,175x6,350x2,778mm</u> <u>Descripción: Con Rebaje / Bola cerámica / Radial / Torlon / Cerrado</u>	€ 17,80
	myonic 45-352	637 trasero, 6000 delantero (Ref. KaVo 0.220.2015) <u>Medidas: 3,175x6,350x2,381/2,778mm</u> <u>Descripción: Con rebaje / Bola cerámica / Angular / Phenolic / Cerrado</u>	€ 27,80
	myonic 45-6501	Especial 650 delantero (Ref. KaVo 0.220.2009) <u>Medidas: 3,175x6,350x4,178/3,230mm</u> <u>Descripción: Con Rebaje / Bola cerámica / Angular / Torlon / Cerrado</u>	€ 39,80
	myonic 45-225	655, 660, 619, 609 y 8000 delantero, E679 delantero, E680 delantero, 6500BR delantero (Ref. KaVo 1.000.7980) <u>Medidas: 3,175x6,350x2,778mm</u> <u>Descripción: Liso / Bola cerámica / Angular / Torlon / Cerrado</u>	€ 23,80
	myonic 45-223	7000, 8000 trasero, E675 trasero, E677 trasero, S605, S615 6500BR trasero, 6500B trasero (Ref. KaVo 1.000.7979) <u>Medidas: 3,175x6,350x2,380/2,778mm</u> <u>Descripción: Liso / Bola cerámica / Angular / Torlon / Cerrado</u>	€ 21,80
	myonic 45-224	5000, E675 delantero, E677 delantero, E679 trasero, E680 trasero, 6500B delantero (Ref. KaVo 1.007.6975) <u>Medidas: 3,175x6,439x2,413mm</u> <u>Descripción: Con Rebaje / Bola cerámica / Angular / Torlon / Cerrado</u>	€ 27,80
	myonic 45-205	M9000 /L <u>Medidas: 3,175x6,350x2,778mm</u> <u>Descripción: Liso / Bola cerámica / Angular / Torlon / Integral</u>	€ 26,80

-  **myonic** 45-6502 Universal € 23,80
Siemens TS1, TS2;
Sirona T1 hasta N/S: 50.000, TS1, TS2;
Medidas: 3,175x6,350x2,778mm
Descripción: [Con Rebaje / Bola cerámica / Radial / Torlon / Cerrado](#)
-  **myonic** 45-205 Sirona T2 Control, T2/T3 Racer, TC3, T1 (N/S>50.000) € 26,80
Siroboost, T2/T3 mini
(Ref. 5994814 (K))
Medidas: 3,175x6,350x2,778mm
Descripción: [Liso / Bola cerámica / Angular / Torlon / Integral](#)
-  **myonic** 45-207 Sirona T1 mini y Siemens TM1, 4000ML y 4000M € 26,80
Medidas: 3,175x6,350x2,380mm
Descripción: [Con Rebaje / Bola cerámica / Angular / Torlon / Cerrado](#)

Rodamientos turbinas Castellini

-  **myonic** 45-205 Gold, Silent Power € 26,80
Medidas: 3,175x6,350x2,778mm)
Descripción: [Liso / Bola cerámica / Angular / Torlon / Integral](#)
-  **myonic** 45-227 Clean Air 2000, High Power M y comp. € 19,80
Medidas: 3,175x6,350/7,518x2,778mm
Descripción: [Con Reborde / Bola cerámica / Radial / Phenolic / Cerrado](#)



Rodamientos turbinas Bien Air

Bien Air Bora, Black Pearl, Croma, Boralina, Eolia, € 21,80
Series TD laboratorio y comp.
(Ref. Bien Air 701.01.00)
[Medidas: 3,175x7,938x3,571mm](#)
[Descripción: Liso / Bola cerámica / Angular / Torlon / Cerrado](#)



Especial Bien Air Prestige y Prestilina € 20,80
(Ref. Bien Air 701.01.09)
[Medidas: 3,175x6,350x2,778mm](#)
[Descripción: Liso / Bola cerámica / Radial / Phenolic / Cerrado](#)

Rodamientos turbinas W&H



Alegra TE-95, TE-97, TE-98 y toda la línea Alegra, € 16,80
Top Air 196, 796, 896, TC80, TC83, TC95, TC98
(Ref. W&H: 05958600 y compatibles)
[Medidas: 3,175x6,350x2,778mm](#)
[Descripción: Liso / Bola cerámica / Radial / Torlon / Cerrado](#)



Synea TA-96, TA-97, TA-98 y toda la línea Synea, Trend, € 26,80
TK-97LM, TK-98LM, TK-100LM, TG-97L, TG-98L, TA-97LW,
Top Air 195, 198, 398, 698, 795, 797, 798, 895, 898
(Ref. W&H: 02770712, 04378600, 05288500 y compatibles)
[Medidas: 3,175x6,350x2,778mm](#)
[Descripción: Liso / Bola cerámica / Angular / Torlon / Integral](#)



395, 396, 695, 696, TK-94L, TK-94LM y compatibles € 27,80
[Medidas: 3,175x6,350x2,380mm](#)
[Descripción: Liso / Bola cerámica / Angular / Torlon / Integral](#)

Rodamientos turbinas Lares



557CX, 757CX y compatibles € 27,80
[Medidas: 3,175x6,350x2,380mm](#)
[Descripción: Liso / Bola cerámica / Angular / Torlon / Integral](#)

Rodamientos turbinas MK-dent



HC9021 delantero, HC8021 delantero, HP21 /L delantero, € 27,80
HC20 /L delantero
[Medidas: 3,175x6,350x2,380mm](#)
[Descripción: Liso / Bola cerámica / Angular / Torlon / Integral](#)

	myonic	45-223	HC9021 trasero, HC8021 trasero, HP21 /L trasero, HC20 /L trasero Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Descripción: Liso / Bola cerámica / Angular / Torlon / Integral	€ 26,80
	myonic	45-225	HE17 delantero, HE21/L delantero Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Descripción: Liso / Bola cerámica / Angular / Torlon / Cerrado	€ 23,80
	myonic	45-6502	HC7032, HC7031, HC7022, HC6022 (según N/S), HC6012, HC5032, HC5031, HC5021, HC4022, HC4021, HC4012, HC2022, HC2012, HE17 y HP21/L delantero Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Descripción: Con Rebaje / Bola cerámica / Angular / Torlon / Cerrado	€ 23,80
	myonic	45-352	HC22 /L y HP22 /L, HC8022, HC9022 Medidas: 3,175x6,350x2,380/2,778mm Descripción: Con Rebaje / Bola cerámica / Angular / Phenolic / Cerrado	€ 27,80
	myonic	45-224	HE21 /L trasero, HE17 trasero Medidas: 3,175x6,439x2,413mm Descripción: Con Rebaje / Bola cerámica / Angular / Torlon / Cerrado	€ 27,80
	myonic	45-228	HC20 /L trasero Medidas: 3,175x6,350x2,381mm Descripción: Liso / Bola cerámica /Radial/ Phenolic / Cerrado	€ 17,80

Rodamientos turbinas FARO

	myonic	45-205	S404 Medidas: 3,175x6,350x2,779 mm Descripción: Liso / Bola cerámica / Angular / Torlon / Integral	€ 26,80
--	---------------	--------	--	---------

Rodamientos turbinas TKD

	myonic	45-226	Bravia, Thera y compatibles Medidas: 3,175x6,350x2,380mm Descripción: Liso / Bola cerámica / Angular / Torlon / Integral	€ 27,80
--	---------------	--------	--	---------

Rodamientos turbinas rm

	myonic	45-226	Powermax Medidas: 3,175x6,350x2,380mm Descripción: Liso / Bola cerámica / Angular / Torlon / Integral	€ 27,80
--	---------------	--------	---	---------

Rodamientos turbinas KMD

-  **myonic** 45-228 Mistral M4 DPS € 17,80
Medidas: 3,175x6,350x2,381mm
Descripción: [Liso / Bola cerámica /Radial/ Phenolic / Cerrado](#)
-  **myonic** 45-205 Solaris € 26,80
Medidas: 3,175x6,350x2,778mm
Descripción: [Liso / Bola cerámica /Angular / Torlon / Integral](#)

Rodamientos turbinas NSK

-  **myonic** 45-227 Aqua Presto, Alpha, Light, Phatelus y comp. € 19,80
Medidas: 3,175x6,350/7,518x2,778mm
Descripción: [Con Rebaje / Bola cerámica /Radial / Phenolic / Cerrado](#)
-  **myonic** 45-226** Ti-MAX X600/L*, X700/L*, NL9000S/T, 9000M, trasero Ti-MAX X500/L*, S-Max M600* € 27,80
Medidas: 3,175x6,350x2,380mm
Descripción: [Liso / Bola cerámica /Angular / Torlon / Integral](#)
-  **myonic** 45-207** Delantero X500/L*, 9000M € 26,80
Medidas: 3,175x6,350x2,380mm
Descripción: [Con Rebaje / Bola cerámica /Angular / Torlon / Cerrado](#)
-  **myonic** 45-228 Rodamiento trasero Ti-MAX A400/L*, Ti-MAX A300/L*, NL65-CH, QD-NL45-MACH, trasero Pana Max T/QD-T, N75-MACH, trasero Pana Max S/QD-S, Pana-Max PAX-TU M4/B2, STANDARD, Pana-Max PAX-SU M4/B2, TORQUE Para Mach-Lite S/XT-M/XT-MU, Ti-MAX A200/L*, NL 75 / 85, NL75 / 85 Mach-Lite M, Mach 2 M / MU, Mach QD-M, Mach QD-S, Mach-Lite XT T/TU, Mach 2 T/TU, NL65 / 75 / 85 Mach-Lite S, NL65 / 75 / 85 Mach-Lite T, Mach-Lite XT S/SU, Mach 2 S/SU, Pana Air Σ SU M4/B2, NL65 / NL 45T / Phatelus 45 T/TU, Phatelus II T/TU, MACH-QD T, Ti-MAX A455/L*, Phatelus III T/TU, Mach-Lite M, Phatelus II M/MU, NL65M, Ti-MAX A600/L*, Ti-MAX NL95S, NL45S, Ti-MAX A700/L*, Ti-MAX NL95T, NL45T
Medidas: 3,175x6,350x2,381mm
Descripción: [Liso / Bola cerámica /Radial/ Phenolic / Cerrado](#)

***Las letras "K", "S", "W" y "B" indican el sistema de acople de la turbina y no influyen en el modelo del rotor**

**** En los modelos X500, X600 y X700, sólo es posible cambiar los rodamientos en rotores compatibles. A pesar de ser los mismos rodamientos, en los originales los rodamientos están soldados al eje por lo que no es posible cambiarlos.**

Tapas turbinas

Tapas turbinas KaVo



05-BC2635BK	635 / 637 B/C (Ref. KaVo 0.553.8491)	€ 39,80
05-BC2640BK	640 B/C (Ref. KaVo 0.553.6511)	€ 39,80
05-BC2642BK	639 / 642 / 645 B/C (Ref. KaVo 0.553.5081)	€ 39,80
49-830	625 / 630 B/C (Ref. KaVo 0.553.4041)	€ 54,80
05-BC2650BK	636 / 646 / 647 / 650 B/C (Ref. KaVo 0.553.8061)	€ 39,80
05-BC2655BK	655 / 660 / 7000 B/C, 609, 619 (= 05-BC2700BK) (Ref. KaVo 1.000.2076 / 1.000.4770)	€ 39,80
05-BC2800BK	8000 B/C, M9000 /L (Ref. KaVo 1.003.5525 / 3.000.1874)	€ 39,80
44-8491	635 / 637 B/C (Ref. KaVo 0.553.8491)	€ 28,00
44-2076	655 / 660 / 7000 B/C, 609, 619 (Ref. KaVo 1.000.2076 / 1.000.4770)	€ 28,00
44-5525	8000 B/C, M9000 /L (Ref. KaVo 1.003.5525)	€ 28,00
34-8903	E680 L / LS / C / LN (Ref. KaVo 1.007.8903)	€ 56,80
49-812	MASTERtorque mini M8900L	€ 56,80
49-813	MASTERtorque mini M8700L	€ 56,80

Tapas turbinas MK-dent

05-BC2022K*	HC4012, HC5022, HC6012 a partir serie F y HC4022, HC6022, HC7022 *Hasta agotar existencias	€ 39,80
05-BC2021K*	HC4021, HC5021, HC6021 a partir serie F y HC7021, HE12 *Hasta agotar existencias	€ 39,80
05-BC1041	HP21, HP21 L, HC21, HC21 L, HC20, HC20 L HC8021, HC9021, <u>(antigua 05-BC2041)</u>	€ 39,80
05-BC1042	HP22, HP22 L	€ 39,80
05-BC2042	HC8022, HC9022	€ 39,80
05-BC2031	HC2012 desde serie F, HC4011	€ 39,80

05-BC1034	HE21, HE17, HE15, HB21	€ 39,80
05-BC1035	HE22, HE14, HE18	€ 39,80

Tapas turbinas Sirona

41-210	T1 Control (con rebaje), TC3 Control (Ref. Sirona 3327595 / 5828871)	€ 48,00
41-211	T2 Control, T1 Control (sin rebaje) (Ref. Sirona 6000884)	€ 48,00
41-205	Racer todas, Siroboost (Ref. Sirona 58 28 897)	€ 48,00
34-8575	T1 mini, T2 mini, T3 mini (incluye arandela) (Ref. Sirona 4178575)	€ 48,00

NOVEDAD!!!



49-814	T1 Boost, T2 Boost, T3 Boost	€ 56,80
---------------	-------------------------------------	----------------

Tapas turbinas W&H

30-4165	Top Air 398 / 698 / 795 / 798 / 895 / 898, Trend TC 80BC, TC-95BC, Alegria TE-98 / TE-95 (hasta 2009) (Ref. W&H 04232400)	€ 56,80
34-9800	Alegria TE-95, TE-98, TE-98 C LED (desde 2009) (Ref. W&H 05489800)	€ 48,00

NOVEDAD!!!

34-9802	Alegria TE-95, TE-98 (hasta 2009)	€ 48,00
----------------	--	----------------

30-4166	Synea TA-98C LED, TA-98 (desde 2007), Fusion TG-98, Vision TK-98 (3 muescas) (Ref. W&H 06446300)	€ 56,80
49-652	Synea TA-97C LED, TA-97 (desde 2007) (2 muescas) (Ref. W&H 05183300)	€ 56,80
30-4168	Synea TA-98 (hasta 2009) (2 muescas) (Ref. W&H 03503000)	€ 48,00
34-0096	Synea TA-96 (hasta 2009)	€ 48,00
49-655	Synea Vision TK-95	€ 56,80
49-653	Synea Vision TK-98	€ 56,80
49-654	Synea Vision TK-100	€ 56,80

NOVEDAD!!!

Tapas turbinas Lares

30-4536	757	€ 48,00
---------	-----	---------

Tapas turbinas Faro

49-25421	S400 / S405	€ 54,80
----------	-------------	---------

Tapas turbinas Bien Air

44-2468	Bien Air S36 Bora (3 piezas)	€ 38,00
---------	------------------------------	---------

34-2469	Bien Air S36 Bora (una sólo pieza)	€ 54,80
---------	------------------------------------	---------

34-2459	Bien Air Croma / Black Pearl / Boralina / Eolia	€ 48,00
---------	---	---------

49-651	Prestige	€ 54,80
--------	----------	---------

Tapas turbinas NSK

41-223	TI-MAX X500 /L	€ 48,00
--------	----------------	---------

41-224	TI-MAX X600 /L	€ 48,00
--------	----------------	---------

41-225	TI-MAX X700 /L	€ 48,00
--------	----------------	---------

34-8904	TI-MAX Z900 /L (c/anillo tórico)	€ 56,80
----------------	---	----------------

34-8905	TI-MAX Z800 /L (c/anillo tórico)	€ 56,80
----------------	---	----------------

Tapas turbinas TKD

40-420	Bravia	€ 48,00
--------	--------	---------

40-421	Thera	€ 48,00
--------	-------	---------

Tapas turbinas Castellini

49-801	Hi Power M, Clean Air	€ 54,80
--------	-----------------------	---------

49-811	Silent Power Gold, Silent Power Gold M	€ 54,80
--------	--	---------

49-825	Silent Power EVO 2 / 2L / 4L / 4LK	€ 54,80
---------------	---	----------------

49-826	Silent Power EVO Miniature / Miniature K	€ 54,80
---------------	---	----------------

49-827	Silent Power Silver 2 / 2L / 4L / 4LK	€ 54,80
---------------	--	----------------

Tapas turbinas rm

42-415	PowerMax	€ 48,00
--------	----------	---------

46-368	ECO T1 y ECO TLED2	€ 28,00
--------	--------------------	---------

46-341T	ECO TLED1	€ 28,00
---------	-----------	---------

58-250T	ECO T2, ECO T3 LED, PRO T1	€ 28,00
---------	----------------------------	---------

58-253T	ECO T TURBO, COXO TITAN	€ 28,00
----------------	--------------------------------	----------------

Tapas de spray / Difusor spray

Turbinas MK-dent

05-SP0441K	HC4021, HC5021, HC7021, HC2022, HC6021 a partir serie G y otras triple spray	€ 25,20
05-SP0451K	HC4022, HC5022, HC6022 y HC7022	€ 25,20
05-SP0641	Tobera de spray turbinas líneas HE, HC y HP	€ 22,80

Turbinas KaVo

05-SP0441K	630 B/C, 640 B/C (Ref. KaVo 0.553.8491)	€ 25,20
05-SP0451K	647 B/C (Ref. KaVo 0.553.0833)	€ 25,20
20-0573	650 B/C, 655 B/C, 660B/C (Original KaVo Ref.: 0.553.0573)	€ 71,80

Turbinas Bien Air

30-162	Bora (Original Bien Air Ref.: 131087 / 009.34.42)	€ 72,80
--------	---	---------

Turbinas rm

42-417	PowerMax	€ 19,90
--------	----------	---------

Tornillos de tapa de spray / Difusor spray

Turbinas MK-dent

05-SP0430K	HC4021, HC5021, HC7021, HC2022, HC6021 a partir serie G y otras triple spray	€ 4,00
05-SP0440K	HC4022, HC5022, HC6022 y HC7022	€ 4,00
05-SP0630	Tuerca de spray turbinas líneas HP, HC, HE	€ 3,80

Turbinas KaVo

05-SP0430K	630 B/C, 640 B/C (Ref. KaVo 0.553.3322)	€ 4,00
05-SP0440K	647 B/C (Ref. KaVo 0.553.0853)	€ 4,00
20-0543	650 B/C (Original KaVo Ref.: 0.553.0543)	€ 18,80
20-3391	655 B/C y 660 B/C (Original KaVo Ref.: 1.000.3391)	€ 24,80
Turbinas Bien Air		
30-163	Bora (Original Bien Air Ref.: 131088 / 009.34.43)	€ 37,80

Otros Repuestos Turbinas

05-SP0417	Bola universal turbinas para acople KaVo y Sirona (1,5 mm)	€ 1,20
05-SP0418	Muelle circular sistema acople KaVo Multiflex	€ 11,80
NOVEDAD!!! 05-SP0418S	Muelle circular sistema acople Sirona Click & Go	€ 11,80

TODOS LOS REPUESTOS TURBINAS MK-DENT CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

Juntas Conexión Turbinas, Acoplamientos y Micromotores



40-011 Conector micromotor Bien Air MC3, (8 agujeros) € 1,80



44-310 Conector Midwest Lux, (6 agujeros) € 1,80

44-311*Conector 5 agujeros € 2,80
*Hasta agotar existencias



44-312 Conector Midwest (4 agujeros) € 1,80



44-501 Conector Borden 3 (3 agujeros) € 1,80



05-314 Conector Borden 2 (2 agujeros) € 1,80

LED High Performance MK-dent

Durabilidad: 5.000 horas

Tensión de trabajo: 3 - 3,5 V CC/DC

MK-dent®
GERMANY

	05-BU8012	KaVo / MK-dent, acoplamiento	€ 38,00
	05-BU8012KM	KaVo, micromotores	€ 38,00
	05-BU8012BA	Bien Air, micromotores	€ 38,00
	05-BU8012BAK	Bien Air, turbinas	€ 38,00
	05-BU8012SG	Sirona, micromotores	€ 38,00
	05-BU8012SB	Sirona, acoplamiento, ultrasonidos Sirosonic L y jeringa Sprayvit L	€ 38,00
	05-BU8012WH	W&H / ADEC turbinas	€ 38,00
	05-BU8012WEA	W&H Motor LT25	€ 38,00
	05-BU801 2N	NSK acoplamiento NL/PTL	€ 38,00
	05-BU8012NNL	NSK micromotores NL (M40/NL400/KCL6)	€ 38,00
	05-BU8012NM	NSK acoplamiento KCL/SCL, motor M40 y acoplamiento tipo Multiflex fabricado por NSK	€ 38,00
	05-BU8012NT	NSK micromotores TIM40/TI205L	€ 38,00
	05-BU8012C	Castellini, Turbinas, 1 pin	€ 38,00
	05-BU8012EM	Micromotor MK-dent EM1190K	€ 38,00

LED rm

Durabilidad: 5.000 horas
Tensión de trabajo: 3 - 3,5 V CC/DC



33-001 KaVo acoplamiento / micromotores € 29,80



33-002 Sirona acoplamiento / micromotores / Sirosonic L € 29,80



33-003 Bien Air, micromotores (MC2, MC3, MX y comp.) € 29,80



33-004 Bien Air, turbinas € 29,80



33-005 NSK acoplamiento NL/PTL € 29,80

33-007 NSK acoplamiento KCL/SCL, motor M40 y acoplamiento
tipo Multiflex fabricado por NSK € 29,80



Bombillas Xenon Longlife MK-dent


Durabilidad: 300 horas
Tensión de trabajo: 2,5 - 3 V CA/AC o CC/DC



	05-BU7012BA	Bien Air, micromotores	€ 12,80
	05-BU7012BAK	Bien Air, turbinas	€ 12,80
	05-BU7012	KaVo / MK-dent acoplamiento / micromotores	€ 11,80
	05-BU7012WH	W & H, turbinas	€ 12,80
	05-BU7012SB	Sirona, acoplamiento	€ 12,80
	05-BU7012SG	Sirona, micromotores	€ 12,80
	05-BU7012N	NSK acoplamiento NL/PTL	€ 12,80

Arandelas Turbinas

45-5032	Arandela metálica 4,9x6,35 para KaVo 655, 660, 7000, 6000 trasera y comp. (original KaVo Ref. KaVo 1.001.5032)	€ 1,80
45-5900	Arandela metálica para KaVo 8000, E680L delantero y comp. (original KaVo Ref. KaVo 1.003.5900)	€ 1,80
45-7576	Arandela metálica 4,7x6,0x0,1 para KaVo E680L trasera S609, S619L y comp. (original KaVo Ref. KaVo 1.003.7576)	€ 1,80
45-6391	Arandela metálica 4,7x6,0 para KaVo 5000, 6000 delantera y comp. (original KaVo Ref. KaVo 1.001.6391)	€ 1,80
45-9408	Arandela metálica W&H (original W&H Ref. W&H 02749408)	€ 1,80
45-2490	Arandela metálica para rotores Bien Air Bora, Black Pearl y comp. (NO Black Pearl ECO)	€ 1,30
30-160	Anillo de Teflon ancho turbinas Bien Air 3,25X7,9mm Original Bien Air (Ref. Bien Air 009.34.52)	€ 2,00
30-161	Anillo de Teflon fino turbinas Bien Air 5,1X7,9mm Original Bien Air (Ref. Bien Air 009.34.56)	€ 1,35



Anillos tóricos turbinas

Anillos tóricos rotores turbinas

05-OR1011K	Rotores KaVo todos los modelos MK-dent todos los modelos (Ref. KaVo 0.200.6172)	€ 1,40
30-151	Rotores Sirona T1, Siroboost y comp. (1x6) (Ref. Sirona 70 28 988 / 63 73 747)	€ 1,80
30-158	Rotores NSK X500/600/700	€ 1,00
44-790	Rotores Bien Air (Ref. Bien Air 705.01.81)	€ 1,00
30-791	Rotores Bien Air Prestige grande (Original Bien Air Ref.: 705.02.35)	€ 5,40
30-792	Rotores Bien Air Prestige pequeño (Original Bien Air Ref.: 705.02.39)	€ 4,00

44-6001	Rotores W&H (Ref. W&H 01066001)	€ 1,00
05-OR1011W	Rotores W&H (Ref. W&H 01066001)	€ 1,40
45-9416	Rotores Sirona T2 Racer y comp. Original Sirona (Ref. Sirona 5829416)	€ 1,80

Otros Anillos Tóricos Turbinas

05-SP0414	Unión cuerpo	€ 1,30
05-SP0415	Tubo agua, KaVo	€ 1,30
05-SP0416	Tubo aire KaVo, MK-dent	€ 1,30
05-SP0419	Conector interno KaVo, MK-dent	€ 1,00
05-SP0442K	Tapa Spray KaVo 630/640/645 y comp, MK-dent todos los modelos excepto Prime Line (Ref. KaVo 0.200.6132)	€ 1,00
05-SP0443K	Tapa Spray KaVo 630/640/645 y comp, MK-dent todos los modelos excepto Prime Line (Ref. KaVo 0.200.6033)	€ 1,00
05-SP0612	Tapa Spray MK-dent Prime Line, 6,3 x 0,3mm	€ 1,00
05-SP0614	Tapa Spray MK-dent Prime Line, 7,5 x 0,45mm	€ 1,50
05-SP0445K	Tapa Spray KaVo 647/650/655/6000/7000/8000 y comp. (5,6x0,5mm) (Ref. KaVo 0.200.6175)	€ 1,00
20-6176	Tapa Spray KaVo 647/650/655/6000/7000/8000 y comp. (8,5x0,5mm) (Original KaVo Ref.: 0.200.6176)	€ 3,50
30-164	Difusor spray Bien Air Bora (Original Bien Air Ref.: 1300431 / 705.02.50)	€ 3,00
05-SP0414NT	Anillo tórico pequeño sistema acople NSK	€ 1,25
05-SP0412NT	Anillo tórico grande sistema acople NSK	€ 1,30
05-OR0411	Kit completo, 5 anillos tóricos NSK	€ 6,50

Anillos Tóricos Acoplamiento

05-OR4011BK	Anillo grande acople KaVo/MK-dent	€ 1,40
05-OR4011WK	Anillo pequeño acople KaVo/MK-dent	€ 1,40
05-OR4011	Kit completo, 5 anillos tóricos Kavo Multiflex	€ 6,00

05-SP0483	Regulador	€	1,20
31-000	Kit completo, 4 anillos tóricos Sirona Click & Go	€	5,50
34-001	Kit completo, 3 anillos tóricos Bien Air Unifix	€	6,50
05-OR4012	Kit completo, 3 anillos tóricos W&H Roto-Quick	€	4,80
05-307	Kit completo, 4 anillos tóricos rm TopFlex y NSK PanaAir	€	4,80
05-SP0414NT	Anillo tórico pequeño sistema acople NSK	€	1,25
05-SP0411NT	Anillo tórico grande sistema acople NSK	€	1,25
05-OR0411	Kit completo, 5 anillos tóricos NSK	€	6,50

Anillos Tóricos scalers y ultrasonidos

44-ECOS2OR	Kit completo, 7 anillos tóricos scaler ECO S2	€	9,80
28-166	Anillo tórico conexión PM's Woodpecker y DTE (6 uds.)	€	3,80
28-167	Anillo tórico pieza de mano PM's Woodpecker y DTE (3 uds.)	€	2,80

REPUESTOS ACOPLAMIENTOS Respuestos acoplamiento KaVo / MK-dent

05-SP0460	Protector bombilla	€	10,50
05-SP0461	Tubito entrada de aire	€	3,00
05-SP0462	Tubito salida de aire	€	3,00
05-SP0464	Tubito entrada de agua de spray	€	2,50
05-SP0465	Tubo de aire de spray	€	1,00
05-SP0466	Válvula agua spray	€	12,50
05-SP0467	Anillo	€	3,90
05-SP0468	Pin	€	1,00
05-SP0481	Tornillo acople	€	1,50
05-SP0482	Muelle (=SP1054)	€	1,00

05-SP0484	Piñón válvula	€	4,80
05-SP0485	Bola para acoplamientos con regulación agua (=SP1058)	€	1,00
05-SP0486	Regulador de agua	€	22,50
05-SP0490	Protector bombilla LED (MK-dent)	€	10,50



RODAMIENTOS PARA BAJA VELOCIDAD CONTRA ÁNGULOS, PIEZAS DE MANO Y MICROMOTORES (CLÍNICA)

Todos los rodamientos que ofrecemos están fabricados por los principales fabricantes de rodamientos a nivel mundial: myonic®, Barden, GRW, NMB, NHBB o ESI. Todos fabricados de acuerdo a las normas de precisión ISO* (*normas para rodamientos de dimensiones métricas*) y ABEC** (*rodamientos generalmente en dimensiones de pulgadas*).

* ISO: International Standard Organization.

** ABEC: Annular Bearing Engineers Conference.

RODAMIENTOS DISEÑADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CADA INSTRUMENTO



SI NO ENCUENTRAS EL RODAMIENTO QUE BUSCAS, CONSÚLTANOS

CONTRA-ÁNGULOS / PIEZAS DE MANO / CABEZAS / MOTORES NEUMÁTICOS

RODAMIENTOS CABEZAS

Rodamientos cabezas KaVo

	myonic	45-5011	Delantero KaVo 67LH / 68 LH / 2068 CHC / LHC / L68 / L67 Delantero KaVo C3 (Ref. KaVo 0.220.0051) Medidas: 3x7x2,5x3,35mm Descripción: (Especial), Liso / Bola acero / Abierto-Cerrado	€	18,90
	myonic	45-5012	Trasero KaVo 67LH / 68 LH / 2068 CHC / LHC / L68 / L67 (Ref. KaVo 0.220.2005) Medidas: 4x7x2mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado	€	16,10
		30-683	Delantero KaVo 67LDN / 68 LDN / 67 RIC (Ref. KaVo 0.220.0713) Medidas: 3x7x3mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado	€	14,80
		45-301	Trasero KaVo 67LDN / 68 LDN (Ref. KaVo 0.220.0105) Medidas: 4x7x2mm Descripción: Liso / Bola acero / Abierto-Abierto	€	14,80
		45-318	Trasero KaVo 67 RIC / C3 (Ref. KaVo 0.220.0023) Medidas: 5x8x2mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado	€	16,80
		45-305	KaVo 31LR / 52 LDN / 67 IC / 68G (Ref. KaVo 0.220.0104) Medidas: 3x6x2mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado	€	13,30

Rodamientos cabezas MK-dent

	myonic	45-5011	Delantero MK-dent LS9011, LS9021, LCH11, LCH21, LPH11, LPH21 Medidas: 3x7x2,5x3,35mm Descripción: (Especial), Liso / Bola acero / Abierto-Cerrado	€	18,90
	myonic	45-5012	Trasero MK-dent LS9011, LS9021, LCH11, LCH21, LPH11, LPH21 Medidas: 4x7x2mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado	€	16,10

RODAMIENTOS CONTRA-ÁNGULOS

Rodamientos contra ángulos KaVo



30-0218

KaVo 20CN / LN / CH / LH / 2068 CHC / LHC / C,
E20 / E20L

(Ref. KaVo 0.220.0098)

Medidas: 3x8x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

€ 11,80



myonic 45-316

Cabeza 24LN

(Ref. KaVo 0.220.0734)

Medidas: 4x7x2mm

Descripción: [Liso / Bola cerámica / Torlon / Abierto-Cerrado](#)

€ 29,80



myonic 45-325

Cabeza 25CH/CHC/CN/LH/LHS/
LN/LS/LHC/LHD y trasero cabeza 25LP

(Ref. KaVo 1.001.2836 / 0.220.1307)

Medidas: 4x7x2mm

Descripción: (Especial), [Liso / Bola cerámica / Torlon / Abierto-Cerrado](#)

€ 30,80



myonic 45-317

"Especial" delantero cabeza 25LP/25LPA

(Ref. KaVo 1.001.3167)

Medidas: 3,175x6,35x2,778mm

Descripción: (Especial), [Liso / Bola cerámica / Torlon / Abierto-Abierto](#)

€ 30,80



GEHR. REINFURT GMBH & CO. KG
EXTREME-PRECISION BALL BEARINGS

45-320*

"Especial" delantero cabeza E25L/E25C

(Ref. KaVo 1.008.4038)

Medidas: 4x7x2mm

Descripción: (Especial), [Liso / Bola cerámica / Torlon / Abierto-Abierto](#)

***Hasta agotar existencias**

€ 30,80



GEHR. REINFURT GMBH & CO. KG
EXTREME-PRECISION BALL BEARINGS

45-321

"Especial" trasero cabeza E25L/E25C

(Ref. KaVo 1.008.4039)

Medidas: 3,175x6,35x2,778mm

Descripción: (Especial), [Liso / Bola cerámica / Torlon / Abierto-Cerrado](#)

€ 30,80



myonic 45-322

Eje 25LP / 25LPA, acoplador 25LP / 25LPA,
trasero eje E25L / E25C

(Ref. KaVo 1.001.2834)

Medidas: 2x5x1,5mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Torlon / Abierto-Abierto](#)

€ 19,80



45-323

"Especial" acoplador E25L / E25C, acoplador
25LH / 25CH/CHC/CN/LH/LHS/LN/LS/LHC/LHD

(Ref. KaVo 0.220.0171)

Medidas: 4X9X2,5mm

Descripción: (Especial), [Liso / Bola acero / Abierto-Abierto](#)

€ 16,80

 **myonic** 45-324 Eje 25LH / 25CH/CHC/CN/LH/LHS/LN/LS/LHC/LHD, engranaje intermedio 25LH / 25CH/CHC/CN/LH/LHS/LN/LS/LHC/LHD, delantero eje E25L / E25C (Ref. KaVo 0.220.0730)
Medidas: 2,35x5x1,5mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Torlon](#) / [Abierto-Abierto](#) € 24,80

 **myonic** 45-300 **Rodamientos contra ángulos W&H**
Cabeza WA-56 LT/A nuevo (Ref. W&H 05039400)
Medidas: 4x7x1,6mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Abierto-Abierto](#) € 26,80

 45-301 Cabeza WA56/66/86 LT/A, A956/966/975/985/986 E/A/LT/LX, 988 E/E-KM, WE56 LED G, WS75 E/KM, Friatec 90, 5040, Delantero y medio eje WS-75 E/KM (Ref. W&H 01589600)
Medidas: 4x7x2mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Abierto-Abierto](#) € 14,80

 **myonic** 45-326 Cabeza WE99 LED-G, WE99A-999E (Ref. W&H 02649400 / 04486000)
Medidas: 4x7x2mm
Descripción: [\(Especial\)](#), [Liso](#) / [Bola cerámica](#) / [Torlon](#) / [Abierto-Abierto](#) € 29,80

 **myonic** 45-309 Especial cabeza WS-75 E/KM, WI/75 (Ref. W&H 04027300)
Medidas: 4x7x2mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Torlon](#) / [Abierto-Cerrado](#) € 32,80

 45-306 Pieza intermedia WA56LT/A, WA56LT, nuevos WA62/66/67/86 LT/A, WS-75 E/KM (Ref. W&H 01579300 / 04733900)
Medidas: 2,35x5,5x2mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Abierto-Abierto](#) € 13,80

 **myonic** 45-308 Pieza intermedia WA99 / 969 / 999 (Ref. W&H 01579600)
Medidas: 2,35x5,5x2mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Torlon](#) / [Abierto-Abierto](#) € 19,80

 45-307 Delantero eje WA56/62/66/67/86 LT/A nuevos y antiguos, WD56/57/58/64/66/71/72, WD73/74, HD 43/HP-44/WS75E (Ref. W&H 01589400)
Medias: 3x7x2mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Abierto-Abierto](#) € 12,80



45-302

Trasero eje WA56/62/66/67/86 LT/A nuevos y antiguos,
WD56/57/58/64/66/71/72, WD73/74, HD 43/HP-44,
WS75E/KM

(Ref. W&H 01577000)

Medidas: 3x10x4mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Abierto-Abierto](#)

€ 12,20



45-326

Rodamientos contra ángulos NSK

Cabeza TI25, X95, X95L, X85, X85L

Medidas: 4x7x2mm

Descripción: (Especial), [Liso](#) / [Bola cerámica](#) / [Torlon](#) / [Abierto-Abierto](#)

€ 29,80



45-309

SG20

Medidas: 4x7x2mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Torlon](#) / [Abierto-Cerrado](#)

€ 32,80



45-318

Trasero Ti-Max X-SG20L 20:1

Medidas: 5x8x2mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Cerrado-Cerrado](#)

€ 16,80



45-306

SG20

Medidas: 2,35x5,5x2mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Abierto-Abierto](#)

€ 13,80



45-308

SG20

Medidas: 2,35x5,5x2mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Torlon](#) / [Abierto-Abierto](#)

€ 19,80



45-307

Rodamientos contra ángulos Sirona

Delantero cabeza T1 Line C40, C40L

Medidas: 3x7x2mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Abierto-Abierto](#)

€ 12,80



45-309

Trasero cabeza T1 Line C40, C40L

Medidas: 4x7x2mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Torlon](#) / [Abierto-Cerrado](#)

€ 32,80



45-305

T2 REVO delantero

Medidas: 3x6x2mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Cerrado-Cerrado](#)

€ 13,30



45-300

T2 REVO trasero

Medidas: 4x7x1,6mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Abierto-Abierto](#)

€ 26,80



30-0218

Rodamientos contra ángulos MK-dent

MK-dent LS2011, LS2011L, LS3011, LS3011L, LP11L

Medidas: 3x8x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

€ 11,80



45-301

Rodamientos contra ángulos Bien AirCabeza 1132 y trasero cabeza Serie Microseries
(Ref. Bien Air 701.01.81)

Medidas: 4x7x2mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Abierto](#)

€ 19,50



45-318

Delantero cabeza Serie Microseries

Medidas: 5x8x2mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

€ 16,80



myonic

45-315

Eje intermedio contra-ángulos 1:1, 1:4, 1:5

(Ref. Bien Air 701.01.75)

Medidas: 2,35x4,763x2,35mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

€ 18,80

RODAMIENTOS PIEZAS DE MANO RECTA**Rodamientos pieza de mano KaVo**

45-5014

KaVo 10CN / LN / CH / LC / CHC / A (NO C)

(Ref. KaVo 0.220.1301 / 0.220.0103)

Medidas: 4x9x4mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

€ 16,60

GEHR. REINFURT GMBH & CO. KG
EXTREME-PRECISION BALL BEARINGS

45-200

Trasero KaVo 10C

(Ref. KaVo 0.220.0126)

Medidas: 5x11x5mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

€ 12,80



30-7185

KaVo 10CN / LN / CH / LC / C / CHC

(Ref. KaVo 0.220.1302)

Medidas: 5x8x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

€ 16,80



myonic

45-303

Delaftero 15CN Series y comp.

(Ref. KaVo 0.220.1306)

Medidas: 5x9,525x3,175mm

Descripción: (Especial), [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

€ 38,80



myonic

45-304

"Especial" Trasero 15CN Series

(Ref. KaVo 0.220.1301) y comp.

Medidas: 4x9x4mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

€ 28,80



45-5014

Rodamientos pieza de mano MK-dent

Trasero MK-dent LS1011

Medidas: 4x9x4mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

€ 16,60



30-7185

Delantero MK-dent LS1011

Medidas: 5x8x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

€ 16,80



45-302

Rodamientos pieza de mano Bien Air

Trasero pieza de mano 1:1 (Ref.: 160.03.83)

(Ref. Bien Air 701.01.65)

Medidas: 3x10x4mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Abierto](#)

€ 12,20



30-7185

Delantero pieza de mano 1:1 (Ref.: 160.03.83)

(Ref. Bien Air 701.01.53)

Medidas: 5x8x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

€ 16,80



45-313

Rodamientos pieza de mano NSK

Trasero EX5, EX6, EX7, EX8, EX9, EX12, IS65 y comp.

(Ref. NSK B10321-1005)

Medidas: 5x10x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Abierto](#)

€ 9,80



45-328

Trasero X65, X65L y comp.

(Ref. NSK B11223-1005)

Medidas: 5x10x4mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

€ 10,20



45-314

Delantero EX5, EX6, EX7, EX8, EX9, EX12, IS65 y comp.

(Ref. NSK B13213-0804)

Medidas: 4x8x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

€ 10,20



45-302

Rodamientos pieza de mano W&H

Trasero WH S11 y Synea HA43A

Medidas: 3x10x4mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Abierto](#)

€ 12,20



30-7185

Delantero WH S11 y Synea HA43A

Medidas: 5x8x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

€ 16,80



45-313

Rodamientos pieza de mano rm

Trasero ECO P1

Medidas: 5x10x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Abierto](#)

€ 9,80



45-314

Delantero ECO P1

Medidas: 4x8x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

€ 10,20

RODAMIENTOS MICROMOTORES NEUMÁTICOS

myonic

05-BE9023*

Rodamientos micromotores KaVo

181M

(Ref. KaVo 0.220.0021)

Medidas: 3x7x2mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Abierto](#)***Hasta agotar existencias**

€ 24,80



myonic

45-310

181M

(Ref. KaVo 0.220.0021)

Medidas: 3x7x2mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Abierto](#)

€ 24,80



myonic

05-BE9023*

Rodamientos micromotores MK-dent

AM1014

(Ref. KaVo 0.220.0021)

Medidas: 3x7x2mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Abierto](#)***Hasta agotar existencias**

€ 24,80



45-311

Rodamientos micromotores NSK

EX103/EX203/MX200/EX100/IS205/TI205

PTL950TI/TI205L/EX203C y comp.

(Ref. NSK B22227-7923)

Medidas: 2,38x7,938x3,571mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

€ 14,60



30-133

Rodamientos micromotores W&H

A25, E25, LT25 y comp.

(Ref. W&H 01850600)

Medidas: 3,175x7,938x3,571mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

€ 16,80

Repuestos cabezas CA KaVo / MK-dent

05-BC9001	Botón completo LS9011, LS9021, 68LH, 67LH, L68, L67 (Ref. KaVo 0.540.3741)	€ 44,80
05-BC9016	Botón completo LCH16	€ 44,80
05-SP2005	Rotor completo 1:1 LS9011, 68LH, L68 (Ref. KaVo 0.540.3661)	€ 114,80
05-SP2001	Carcasa LCH11, LS9011, 68LH (Ref. KaVo 0.540.3631)	€ 51,40
05-SP2101	Carcasa LCH21, LS9021, 67LH (Ref. KaVo 0.540.3641)	€ 51,40
05-SP2221	Carcasa LS9016, 80LD (Ref. KaVo 0.540.2381)	€ 58,80
05-SP2002	Piñón transmisión 1:1 LCH11, LPH11, LS9011, 68LH, L68 (Ref. KaVo 0.540.4012)	€ 48,80
05-SP2102	Piñón reducción 2:1 LCH21, LPH21, LS9021, 67LH, L67 (Ref. KaVo 0.540.4022)	€ 52,90
05-SP2205	Cartucho con piñón 1:1 LCH16, LS9016, 80LD, L80 (fresas turbina) (Ref. KaVo 2x0.220.0735+0.540.2401+0.553.9342))	€ 148,80
05-SP2004	Segmento 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN, 67LDN, LCH11, LCH21, LPH11, LPH21, LS9011, LS9021 (Ref. KaVo 0.540.4102)	€ 8,70
05-SP2006	Chaveta 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN, 67LDN, LCH11, LCH21, LPH11, LPH21, LS9011, LS9021 (Ref. KaVo 0.540.4522)	€ 18,50
05-SP2007	Anillo de conducción 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN, 67LDN LCH11, LCH21, LPH11, LPH21, LS9011, LS9021 (Ref. KaVo 0.540.4072)	€ 1,10
05-SP2009*	Muelle de presión 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN, 67LDN, LPH11, LPH21, LS9011, LS9021 (Ref. KaVo 0.201.8958)	€ 1,20
05-SP2021	Tornillo 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN, 67LDN, LCH11, LCH21, LCH11, LCH21, LPH11, LPH21, LS9011, LS9021 (Ref. KaVo 0.201.0005)	€ 1,90
05-SP2023	Muelle 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN, 67LDN, LCH11, LCH21 LPH11, LPH21, LS9011, LS9021 (Ref. KaVo 0.540.3162)	€ 2,60
05-SP2024	Eje transmisión 1:1 LCH11, LPH11, LS9011, 68LH, 68LDN, 68GDN, LS9016, 80LD, L68 (Ref. KaVo 0.540.1151)	€ 72,80

05-SP2124	Eje reducción 2:1 LCH21, LPH21, LS9021, 67LH, 67LDN, L67, 31LR (Ref. KaVo 0.540.1161)	€ 74,40
05-SP2229	Junta LCH16, LS9016, 80LD, L80 (Ref. KaVo 0.540.3842)	€ 1,40
05-SP2230	Tapa frontal LCH16, LS9016, 80LD, L80 (Ref. KaVo 0.540.3922)	€ 4,70

Repuestos cabezas CA KaVo

44-711	Botón completo 68LDN, 68GDN, 67LDN (Ref. KaVo 0.540.2501)	€ 29,80
44-712	Carcasa completa 68LDN, 68GDN (Ref. KaVo 0.540.2231)	€ 58,80
44-710	Piñón transmisión 1:1 68LDN (Ref. KaVo 0.540.4092)	€ 44,80
44-720	Rotor completo 1:1 68LDN (Ref. KaVo 0.540.2491)	€ 84,80
44-704	Botón completo 68LH, 67LH, L68, L67 (Ref. KaVo 0.540.3741)	€ 21,80
44-701	Piñón transmisión 1:1 68LH, L68 (Ref. KaVo 0.540.4012)	€ 37,80
44-705	Rotor completo 1:1 68LH, L68 (Ref. KaVo 0.540.3661)	€ 94,80
44-721	Piñón reducción 2:1 67LH, L67 (Ref. KaVo 0.540.4022)	€ 38,80
44-702	Segmento 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN, 67LDN (Ref. KaVo 0.540.4102)	€ 5,90
44-703	Chaveta 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN, 67LDN (Ref. KaVo 0.540.4522)	€ 12,40
44-724	Eje transmisión 1:1 68LH, 68LDN, 68GDN, L68 (Ref. KaVo 0.540.1151)	€ 48,00
44-398	Eje transmisión 2:1 67LH, L67 (Ref. KaVo 0.540.1161)	€ 48,00



44-725	Corona eje de transmisión 1:1 68LH / 68LDN / L68	€ 9,80
--------	--	--------



44-401	Botón completo para cabeza C3, CL3 y comp. (Ref. KaVo 0.201.8958+0.540.3752+1.001.4486)	€ 28,00
--------	--	---------



44-402	Eje intermedio para cabeza C3, CL3 y comp. (Ref. KaVo 1.003.4207)	€ 58,00
--------	--	---------



44-414	Rotor completo para cabeza C3, CL3 y comp. (Ref. KaVo 1.001.4490)	€ 128,00
--------	--	----------

20-805*	Corona 67RIC (Ref. KaVo 0.540.2761) (Original KaVo)	€ 101,80
---------	--	----------

20-808*	Piñón completo 67RIC (Ref. KaVo 0.540.2791) (Original KaVo)	€ 165,80
---------	--	----------

20-836*	Eje KaVo 67RIC (Ref. KaVo 0.540.2731) (Original KaVo)	€ 174,80
---------	--	----------

*** Hasta agotar existencias**

Repuestos contra ángulos MK-dent / KaVo

05-SP1001	Tubos de medios para LS2011L, 20LH, 2068LH (Ref. KaVo 0.534.1581)	€ 76,70
-----------	--	---------

05-SP1004	Muelle (Ref. KaVo 0.201.7442)	€ 1,30
-----------	----------------------------------	--------

05-SP1003	Anillo de cierre (Ref. KaVo 0.534.4012)	€ 26,40
-----------	--	---------

05-SP1005	Anillo de alambre (Ref. KaVo 0.534.3532)	€ 1,00
-----------	---	--------

05-SP1006	Bola 3,0 mm (Ref. KaVo 0.257.4118)	€ 0,80
-----------	---------------------------------------	--------

05-SP1007	Bola 1,5 mm (Ref. KaVo 0.257.4105)	€ 0,80
-----------	---------------------------------------	--------

05-SP1010	Eje de transmisión (Ref. KaVo 0.534.0681)	€ 33,10
-----------	--	---------

05-SP1012	Distanciador (Ref. KaVo 0.553.1602)	€ 4,70
-----------	--	--------

05-SP1014	Muelle de presión (Ref. KaVo 0.201.8022)	€ 0,90
-----------	---	--------

05-SP1015	Casquillo (Ref. KaVo 0.524.3192)	€ 5,20
-----------	-------------------------------------	--------


05-SP1016	Tope arrastre trasero (Ref. KaVo 0.524.3182)	€ 28,30
-----------	---	---------


05-SP1017	Pasador para tope de arrastre (Ref. KaVo 0.202.0504)	€ 1,10
05-SP1018	Arandela (Ref. KaVo 0.200.0687)	€ 2,50
05-SP1019	Inserto LS2011, 20CH, 2068CHC (Ref. KaVo 0.534.4042)	€ 65,90
05-SP1019L	Inserto LS2011L, 20LH, 2068LH (Ref. KaVo 0.534.4082)	€ 65,90
05-SP1021	Anillo de cierre roscado (Ref. KaVo 0.524.4062)	€ 11,10
05-SP1022	Muelle de presión (Ref. KaVo 0.201.8182)	€ 1,00
05-SP1023	Guía posicionamiento (Ref. KaVo 0.534.2442)	€ 19,60
05-SP9001	Barra transmisión luz (Ref. KaVo 0.534.2762)	€ 76,70
45-370K	Rotor completo para KaVo 25CH/CN/LH/LHC, 24LN/LS (Ref. KaVo 0.553.7341 / 0.553.5761)	€ 180,00
20-6933*	Tornillo tapa spray KaVo 25CH (Ref.: 1.004.6933) (Original KaVo) * Hasta agotar existencias	€ 28,80
45-371K	Rotor completo para KaVo 25LP/LPA/200XD/XDR (Ref. KaVo 1.001.3520 / 1.002.6135)	€ 180,00
45-372K	Rotor completo para KaVo E25L/E25C (Ref. KaVo 1.008.4040)	€ 188,00
05-SP1292	Rotor completo contra ángulo MK-dent LE15 y LE15L	€ 188,00
05-SP2546	Eje contra ángulo MK-dent LE15 y LE15L	€ 148,00
44-424	Rotor completo para MASTERMATIC Lux M25L (Ref. KaVo 1.011.0129)	€ 188,00

NOVEDAD!!!

Repuestos contra ángulos Sirona

45-375S	Rotor completo para contra ángulo Sirona C200 / C200L / A170 / E200 / E200L / (A200 / A200L SN<7804) <u>Cabeza standard</u> (Ref. Sirona 6175587 / 6405687)	€ 238,00
05-SP2005S	Rotor completo para contra ángulo Sirona S40, C40 y A40 <u>Cabeza standard</u>	€ 129,80
44-420	Eje C40L, A40L, E40 (Ref. Sirona 6000959)	€ 68,00





44-416 Rotor completo para T2 Revo, mini R40 € 98,00

05-SP1292S2 Rotor completo para contra ángulo Sirona C200 mini y C200L mini € 188,00

44-421 Eje T2 Revo R40 (Ref. Sirona 5943167) € 68,00



44-417 Rotor completo para T1 Line € 98,00



44-418 Eje T1 Line € 68,00



44-407 Tapa botón para T1 Classic S200/S200L (SN>20.000), T1 Line C200 / C200L (SN>43.000), T3 Line E200L, T2 Line A200 (SN<7804), T2 Line A170L (SN>7805) y Siropure P200SL / P200IL € 56,80



44-408 Tapa botón para T1 Classic S40L / S6L, T1 Line C40 / C40L / C6 / C6L / C1.6 / C1.6L, Siropure P40SL / P40IL / P6SL / P6IL € 24,80



44-409 Tapa botón para T2 Line A400L / A6 Line, T3 Line E40 / E6 € 56,80

44-410 Tapa botón para T1 Classic S200L mini, T1 Line C200 mini / C200L mini, C200L (SN>68.381) € 56,80

44-411 Tapa botón para T1 Classic S40L mini, T1 Line S6L mini, T1 Line C40 mini / C40L mini / C6 mini / C6L mini / C1.6 mini / C1.6L mini € 24,80

NOVEDAD!!!

44-431 Rotor completo para Sirona Dentsply X-Smart Plus 6:1 € 88,00

NOVEDAD!!!

44-432 Eje para Sirona Dentsply X-Smart Plus 6:1 € 78,00

NOVEDAD!!!

44-433 Tapa botón para Sirona Dentsply X-Smart Plus 6:1 € 29,80

NOVEDAD!!!

44-434 Rotor completo para Sirona Dentsply X-Smart 16:1 € 78,00

NOVEDAD!!!

44-435 Eje para Sirona Dentsply X-Smart 16:1 € 78,00

NOVEDAD!!!

44-436 Tapa botón para Sirona Dentsply X-Smart 16:1 € 44,80



44-380

Repuestos contra ángulos NSK

Rotor completo para NSK TI-MAX TI25

€ 68,80



44-396

Eje para NSK TI-MAX TI25

€ 48,00



44-387

Tapa botón para NSK TI-MAX TI25, TI-MAX TI25L, TI-MAX X25, TI-MAX X25L, S-MAX M25, S-MAS M25L, FPB-Y

€ 19,80



44-392

Corona superior para eje NSK TI-MAX TI25
(para usar con pasador)

€ 10,80



44-384

Rotor completo para NSK TI-MAX X95, X95L, S-MAX M95, M95L
(Ref. NSK C600 015, C600C015003, C600C015002)

€ 148,00

44-404

Tapa botón para NSK S-MAX M95, M95L

€ 22,80

44-423

Tapa botón para NSK TI-MAX X95, X95L

€ 54,80

44-385

Eje para NSK TI-MAX X95, X95L
(Ref. NSK C600 022)

€ 98,00



44-386

Eje para NSK S-MAX M95, M95L
(Ref. NSK 10000559)

€ 98,00



44-388

Rotor completo para NSK TI-MAX X15, X25, X25L, S-MAX M25, M25L
(Ref. NSK C601 015 / C601015001)

€ 82,80



44-403

Tapa botón para cabezas endo NSK MP-Y, MP-F, MPA-Y y MPAS-Y

€ 28,00

44-389

Eje para NSK TI-MAX X25, X25L
(Ref. NSK C601 022)

€ 48,00



44-390

Eje para NSK S-MAX M25, M25L
(Ref. NSK 1000574)

€ 48,00



44-393	Corona superior para eje NSK S-MAX M25, M25L <u>(para usar con pasador)</u>	€ 10,80
--------	--	---------



44-419	Rotor completo para NSK Ti-Max SG20, Ti-Max SG20L	€ 98,00
--------	---	---------



44-394	Rotor completo para NSK S-Max SG20, S-Max SG20L (Ref. NSK C1010150002, C1010150001) <u>Incluye: arandela azul y arandela metálica</u>	€ 98,00
--------	---	---------

44-400	Kit arandela metálica y azul para cabeza NSK S-MAX SG20 y SG20L (Ref. NSK 20000341 y C495360A)	€ 3,00
--------	--	--------



44-395	Eje para NSK S-Max SG20, SG20L (Ref. NSK C1003022, 10000255001)	€ 98,00
--------	--	---------

44-422	Eje para NSK Ti-Max SG20, SG20L (Ref. NSK C495022002)	€ 98,00
--------	--	---------



44-391	Tapa botón para NSK S-Max SG20, SG20L (Ref. NSK 10000226)	€ 21,80
--------	--	---------

Repuestos contra ángulos W&H



44-372	Chaveta para W&H (Ref. W&H 03819300)	€ 12,80
--------	---	---------



44-373	Anillo conducción para W&H (Ref. W&H 03819200)	€ 1,10
--------	---	--------



44-399	Rotor completo para W&H WS75 L G / LED G NEW y WI75 LED G / E-KM <u>(Envíanos una imagen para confirmar)</u> (Ref. W&H 04939900)	€ 128,00
--------	---	----------



44-415	Eje para W&H WS-75 E/KM <u>(Eje montaje atornillable)</u>	€ 108,00
--------	--	----------



44-381 Eje para W&H WI75 LED G, WS-75 y WI-75 E/KM € 108,00
(Eje montaje atornillable)
(Envíanos una imagen para confirmar)



44-378 Eje para W&H WS75 LED G € 108,00
(Eje montaje no atornillable)



44-376 Tapa botón para W&H WS75 € 29,80
(Ref. W&H 04940500)



44-370 Rotor completo para W&H WE-56 y WA-56 (antiguo) € 68,80
(rods.: 2.0mm)
(Ref. W&H 03819000)



44-371 Piñón para W&H WE-56 € 39,80



44-374 Eje para W&H WE-56 € 59,80
(Ref. W&H 05852500)



44-382 Corona superior para eje W&H WE-56 € 10,80



44-383 Corona inferior para eje W&H WE-56 € 10,80



44-379 Tapa botón para W&H WE-56 (hasta 2008) € 29,80
(Ref. W&H 05843800)



44-375 Rotor completo para W&H WA-56A (nuevo) (rods. 1,6mm) € 68,80
(Ref. W&H 05431100)



44-377 Tapa botón para W&H WA-56A, WA-56LT € 29,80
(Ref. W&H 03819600)
(Consúltanos modelo)

NOVEDAD!!!

44-426 Rotor completo y tapa botón para W&H Trend WD-56 € 80,00

44-425 Eje para W&H Trend WD-56 € 48,00




44-412 Tapa botón para W&H WD-56 € 56,80

NOVEDAD!!!

44-425 Rotor completo para Synea WA-99LT (desde 2007) € 248,00
(Ref. W&H 05220300)

44-413 Tapa botón para W&H WA-99, WA-99LT € 56,80



Repuestos contra ángulos Bien Air

45-376B Rotor completo para Bien Air 1:5 y Bien Air 1:5L € 188,00
Suministro incluye: arandela metal y 2 anillos tóricos
(Ref. Bien Air 1501933)

45-377B Rotor completo para Bien Air 1:1 y Bien Air 1:1L € 98,00
(Ref. Bien Air 150549)

45-378B Eje para Bien Air 1:1 € 68,00
(Ref. Bien Air 1500289)

NOVEDAD!!!



44-380 Repuestos contra ángulos Castellini € 68,80
Rotor completo para Gold Speed S1 y Gold Speed S1L

44-396 Eje para Gold Speed S1 y Gold Speed S1L € 48,00

NOVEDAD!!!

44-428 Rotor completo para Bien Air 20:1 y 20:1L € 98,00

NOVEDAD!!!

44-429 Eje para Bien Air 20:1 y 20:1L € 88,00

NOVEDAD!!!

44-430 Tapa botón para Bien Air 20:1 y 20:1L € 29,80

REPUESTOS PIEZAS DE MANO

Repuestos piezas de mano KaVo / MK-dent

05-SP1036	Anillo de presión (Ref. KaVo 0.524.2722)	€ 6,50
05-SP1037	Muelle (Ref. KaVo 0.201.8170)	€ 2,80
NOVEDAD!!!	05-SP1138 Eje completo LE01, LE01L, LC01, LC01L, LP01 y LP01L	€ 228,00
05-SP1039	Anillo de cierre (Ref. KaVo 0.524.1561)	€ 50,80
05-SP1040	Cartucho para rodamiento (Ref. KaVo 0.524.3252)	€ 48,20
05-SP1041	Anillo (Ref. KaVo 0.524.2742)	€ 8,00
05-SP1042	Perno (Ref. KaVo 0.524.3262)	€ 5,50
05-SP1043	Anillo roscado (Ref. KaVo 0.524.2772)	€ 6,90
05-SP1044	Arandela (Ref. KaVo 0.524.2762)	€ 4,40
05-SP1045	Tornillo (Ref. KaVo 0.201.0401)	€ 1,40
05-SP1046	Inserto (Ref. KaVo 0.524.4012)	€ 64,20
05-SP1047	Clip (Ref. KaVo 0.524.3642)	€ 1,90

OTRAS REFERENCIAS BAJO PEDIDO

REPUESTOS MICROMOTORES NEUMÁTICOS

Repuestos micromotores KaVo / MK-dent

05-SP1051	Anillo de regulación de agua	€ 27,80
05-SP1052	Anillo de regulación de aire	€ 32,80
05-SP1054	Muelle de presión (=SP0482)	€ 1,00
05-SP1055	Pistón válvula	€ 8,70
05-SP1056	Tapa tubo 05-SP1059	€ 6,90
05-SP1058	Bola 2mm regulador agua (=SP0485)	€ 1,00

05-SP1059	Tubito de irrigación	€ 7,50
05-SP1060	Tapa roscada	€ 14,30
05-SP1061	Disco	€ 1,10
05-SP1062	Arandela	€ 1,40
05-SP1063	Bloque regulación	€ 32,80
05-SP1064	Muelle de presión regulador	€ 2,30
05-SP1065	Regulador	€ 3,00
05-SP1066	Arandela	€ 1,40
05-SP1067	Base rotor	€ 15,80
05-SP1068	Perno plano	€ 3,90
05-SP1069	Cilindro exterior rotor	€ 42,90
05-SP1071	Aspa, kit de 5 unidades	€ 12,40
05-SP1072	Muelle de presión (aspas)	€ 1,10
05-SP1074	Funda protección	€ 59,60
05-SP1075	Tornillo	€ 5,80
05-SP1078	Tornillo	€ 1,30
05-SP1079	Muelle de presión	€ 0,95
05-SP1080	Pasador	€ 0,95
05-SP1082	Cable goma	€ 0,50
05-SP1083	Cable goma	€ 0,60
05-SP1088*	Tapa delantera con conector INTRA <i>* Hasta agotar existencias</i>	€ 63,80
05-SP1089	Regulador de aire, completo	€ 227,00
20-432	Pasador tope de arrastre todos los modelos (1x4,5mm) (Ref. KaVo 0.202.0018)	€ 2,30

Anillos tóricos micromotores

05-OR3011	Anillo tórico sistema INTRA todos los modelos	€ 1,40
05-OR1012	Anillo tórico MK-dent AM1014 y KaVo181	€ 1,40
05-OR1013	Anillo tórico MK-dent AM1014 y KaVo181	€ 1,40
05-OR1014	Anillo tórico MK-dent AM1014 y KaVo181	€ 1,40

05-OR1015	Anillo tórico MK-dent AM1014 y KaVo181	€	1,40
05-OR1016	Anillo tórico MK-dent AM1014 y KaVo181	€	1,40

Anillos Tóricos Contra Ángulos y Piezas de Mano

05-SP1020	Contra-ángulos KaVo 20CN, 20LN, 20CH, 20LH, 10CH, 10LH, E20C, E20CL MK-dent LS2011/2011L/LS1011 (Ref. KaVo 0.200.6099)	€	1,50
-----------	---	---	------



RODAMIENTOS PARA MICROMOTORES ELÉCTRICOS

Todos los rodamientos que ofrecemos están fabricados por los principales fabricantes de rodamientos a nivel mundial: myonic®, Barden, GRW, NMB, NHBB o ESI. Todos fabricados de acuerdo a las normas de precisión ISO* (*normas para rodamientos de dimensiones métricas*) y ABEC** (*rodamientos generalmente en dimensiones de pulgadas*).

* ISO: International Standard Organization.

** ABEC: Annular Bearing Engineers Conference.

RODAMIENTOS DISEÑADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CADA INSTRUMENTO



SI NO ENCUENTRAS EL RODAMIENTO QUE BUSCAS, CONSÚLTANOS



30-0089

KAVO**K190, K191, K192, K196, K197**

Delantero

(Ref. KaVo 0.220.0089)

Medidas: 4x1 1x4mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Cerrado](#)

€ 9,20



30-0136

Trasero

(Ref. KaVo 0.220.0136)

Medidas: 2x6x2,3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Cerrado](#)

€ 9,80

Kit 2 rodamientos: 30-0089 + 30-0136



45-200

KL700

Delantero

(Ref. KaVo 0.220.0219)

Medidas: 5x1 1x5mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

€ 12,80



30-0218

Trasero

(Ref. KaVo 0.220.0218)

Medidas: 3x8x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

€ 11,80

Kit 2 rodamientos: 30-0218 + 45-200



30-7185

KL701

Delantero

(Ref. KaVo 1.000.7185)

Medidas: 5x8x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

€ 16,80



30-0218

Trasero

(Ref. KaVo 0.220.0218)

Medidas: 3x8x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

€ 11,80

Kit 2 rodamientos: 30-7185 + 30-0218



30-7185

K200

Delantero

(Ref. KaVo 1.000.7185)

Medidas: 5x8x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

€ 16,80



30-0136

Trasero

(Ref. KaVo 0.220.0136)

Medidas: 2x6x2,3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Cerrado](#)

€ 9,80

Kit 2 rodamientos: 30-7185 + 30-0136

	myonic	30-2157	K9 antiguo (K9 EWL 950 / 955) Delantero inducido (Ref. KaVo 0.220.0157) Medidas: 4x11x4mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado	€	14,80
	myonic	30-2158	Trasero inducido (Ref. KaVo 0.220.0158) Medidas: 2x6x2,3mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado	€	15,80
	myonic	30-2113	Eje K9 EWL 950 y trasero K9 EWL 955 (Ref. KaVo 0.220.0113) Medidas: 8x16x6mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado	€	11,80
	NMB	30-2148	Delantero eje K9 EWL 955 (Ref. KaVo 0.220.0148) Medidas: 8x14x4mm (20.000 rpm) Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado	€	13,80
		30-2011	Kit 2 rodamientos inducido: 30-2157 + 30-2158	€	24,60
	GRW	30-2223	K9 (azul) (K9 EWL 4930 / 4932 / 4933) Delantero inducido (Ref. KaVo 0.220.0223) Medidas: 5x11x4mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado	€	13,80
	myonic	30-2158	Trasero inducido (Ref. KaVo 0.220.0158) Medidas: 2x6x2,3mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado	€	15,80
	GRW	30-2055	Delantero eje (Ref. KaVo 0.220.0055) Medidas: 7x14x1x7,5mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado	€	45,80
	myonic	30-2044	Trasero eje (Ref. KaVo 0.220.0044) Medidas: 7,85x15,89x5,98mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado	€	26,80
		30-2111	Kit 2 rodamientos inducido: 30-2223 + 30-2158	€	24,80
		30-2112	Kit 2 rodamientos eje: 30-2055 + 30-2044	€	65,80
	GRW	30-2779	K10 Delantero inducido (Ref. KaVo 0.220.0779) Medidas: 4x11x4mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado	€	15,80



30-2778

Trasero inducido
(Ref. KaVo 0.220.0778)

Medidas: 3x8x4mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

€ 18,80



30-2113

Eje
(Ref. KaVo 0.220.0113)

Medidas: 8x16x6mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

€ 11,80

30-2021

Kit 2 rodamientos inducido: 30-2778 + 30-2779

€ 32,50

30-2000

Kit 2 rodamientos eje: 2X30-2113

€ 19,30



30-2778

K11Delantero inducido
(Ref. KaVo 0.220.0778)

Medidas: 3x8x4mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

€ 18,80



30-2779

Trasero inducido
(Ref. KaVo 0.220.0779)

Medidas: 4x11x4mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

€ 15,80



30-2045

Delantero eje
(Ref. KaVo 0.220.0045)

Medidas: 7,85x15,89x7,5mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Phenolic / Abierto-Cerrado](#)

€ 69,80



30-2044

Trasero eje
(Ref. KaVo 0.220.0044)

Medidas: 7,85x15,89x5,98mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

€ 26,80

30-2021

Kit 2 rodamientos inducido: 30-2778 + 30-2779

€ 32,50

30-2031

Kit 2 rodamientos eje: 30-2045 + 30-2044

€ 92,30

Kit Ref. KaVo 0.674.2841: 0.200.0827 + 0.220.0045 + 2X0.222.4042 + 0.220.0044 =
45-0827 + 30-2045 + 2X45-4042 + 30-2044



30-2779

K12 / Power Grip todo los modelosDelantero inducido
(Ref. KaVo 0.220.0779)

Medidas: 4x11x4mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

€ 15,80



30-2778

Trasero inducido
(Ref. KaVo 0.220.0778)

Medidas: 3x8x4mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

€ 18,80



30-2055	Delantero eje (Ref. KaVo 0.220.0055) Medidas: 7x14x1x7,5mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado	€	45,80
---------	--	---	-------



30-2044	Trasero eje (Ref. KaVo 0.220.0044) Medidas: 7,85x15,89x5,98mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado	€	26,80
---------	---	---	-------

30-2021	Kit 2 rodamientos inducido: 30-2778 + 30-2779	€	32,50
---------	---	---	-------

30-2112	Kit 2 rodamientos eje: 30-2055 + 30-2044	€	65,80
---------	--	---	-------



30-2058	K4 / K5 Delantero + tóricos + fieltro (Ref. KaVo 0.220.0058 + 2x0.200.6199 + 0.200.0692) Medidas: 7x14x1x7,5mm Descripción: (Espeial), Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado	€	60,80
---------	---	---	-------



30-2056	Trasero (Ref. KaVo 0.220.0056) Medidas: 10x19x7mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado	€	21,80
---------	---	---	-------

30-205	Kit 2 rodamientos inducido: 30-2056 + 30-2058	€	78,80
--------	---	---	-------



30-206	SF EWL 4004 / 4005 Rodamiento delantero (Ref. KaVo: 0.247.6057) Medidas: 8x22x7mm Descripción: Liso / Bola acero / Phenolic / Abierto-Cerrado	€	18,90
--------	--	---	-------



30-207	Rodamiento trasero (Ref. KaVo: 0.220.0112) Medidas: 7x14x5mm Descripción: Liso / Bola acero / Abierto-Cerrado	€	25,80
--------	--	---	-------

BIEN AIR MC3



30-130	Bien Air, MC3 delantero (Ref. Bien Air 701.01.71) Medidas: 4x11x4mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado	€	15,20
--------	---	---	-------



30-131	Bien Air, MC3 trasero (Ref. Bien Air 701.01.70) Medidas: 2,38x7,938x3,571mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado	€	16,40
--------	---	---	-------



30-132 **MC2** Bien Air, MC2 trasero € 15,50
(Ref. Bien Air 701.01.23)
[Medidas: 2,38x7,938x9,05x3,571mm](#)
[Descripción: Con Reborde / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-133 Bien Air, MC2 delantero y Aquilón del. y tras. € 16,80
(Ref. Bien Air 701.01.14)
[Medidas: 3,175x7,938x3,571mm](#)
[Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-134 **MX** Bien Air, MX delantero € 14,80
(Ref. Bien Air 701.01.93)
[Medidas: 4,763x7,938x3,175mm](#)
[Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-135 Bien Air, MX trasero (Ref. Bien Air 701.01.94) € 14,80
[Medidas: 3,967x7,938x3,175mm](#)
[Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-350 **SIRONA** SL1, delantero € 12,90
(Ref. Sirona 7040801)
[Medidas: 4x9x4mm](#)
[Descripción: Con Reborde / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-351 SL1, trasero € 19,50
(Ref. Sirona 7036130)
[Medidas: 2x6x2,3mm](#)
[Descripción: Con Rebaje / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-200 **W&H** Delantero inducido MF Techtorque / MF Perfecta € 12,80
(Ref. W&H: 02685500)
[Medidas: 5x11x5mm](#)
[Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-2778 Trasero inducido MF Techtorque / MF Perfecta € 18,80
(excepto Perfecta 300)
(Ref. W&H: 01206200)
[Medidas: 3x8x4mm](#)
[Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-2113 Delantero pieza de mano azul/negra MF Techtorque / € 11,80
MF Perfecta
(Ref. W&H: 03202300)
[Medidas: 8x16x6mm](#)
[Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

 **myonic** 45-203 Trasero pieza de mano azul/negra MF Techorque / MF Perfecta € 19,50
(Ref. W&H: 03202200)
Medidas: 7x14x5mm
Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado

 **myonic** 45-327 Perfecta 300 € 14,80
Medidas: 4x9x4mm
Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado

NSK ULTIMATE, VOLVERE Y UHR

 45-220 Trasero eje € 9,80
(Ref. NSK: B11243-1306)
Medidas: 6X13x5mm
Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado

 **ISC** 45-221 Delantero eje € 17,60
COMPANIES (Ref. NSK: B20245-2763)
Medidas: 6,35X12,7X4,763mm
Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado

 30-683 Volvere rotor € 14,80
GEHR. REINFURT GMBH & CO. KG
EXTREME PRECISION BALL BEARINGS
Medidas: 3x7x3mm

 **myonic** 45-327 Ultimate rotor € 14,80
Medidas: 4x9x4mm
Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado



45-233 **SAEYANG MARATHON** € 17,80
Eje delantero H20, H35SP1, H37L1, SH37L1, H37LN, H37(L)SP, H35LS, M45, SH20N(30K), H300(Ø3)
(Ref. Marathon 1260ZZ)
Medidas: 6x12x4mm
Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado

NOVEDAD!!!



45-234 Eje trasero H20, H200(12V), H200(30V), H35SP1, H37L1, SH37L1, H37LN, H37(L)SP, H35LS, M45, SH20N(30K), SH37LN, MH20(12V), MH24(24V), H300(Ø3) € 17,80
(Ref. Marathon 1480ZZ)
Medidas: 8x14x4mm (45.000 rpm)
Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado

NOVEDAD!!!



45-220 Motor: SH37LN, SH40C, BM50S1, BM50K, BS50C, BM40S1, BM40C, BHS1, BHK € 9,80
(Ref. Marathon 1360ZZ)
Medidas: 6X13x5mm
Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado

NOVEDAD!!!



45-302

Motor delantero: M20ES, M25ES, M33E, M33ES, M40ES, H20, H200(12V), H200(30V), H35SP1, H37L1, SH37L1, H37LN, H37(L)SP, H35LS, M45, SH20N(30K), SH37LN, SH40C (Ref. Marathon 1030ZZ)
Medidas: 3x10x4mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Abierto](#)

€

12,20



30-2778

Motor trasero: M20ES, M25ES, M33ES, M40ES, H20, H200(12V), H200(30V), H37LN, H37(L)SP, H35LS (Ref. Marathon 830ZZ)
Medidas: 3x8x4mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

€

18,80

Rotores Micromotores Eléctricos

Rotores Micromotores KaVo

30-101 K190/K196 (Ref. KaVo 0.676.0871) € 288,00

35-102 K192 (Ref. KaVo 0.676.0971) € 288,00

30-103 K200 (Ref. KaVo 1.000.6859) € 318,00

30-104 K201 (Ref. KaVo 1.001.8992) € 318,00

30-110 K9 EWL 950/955 (Ref. KaVo 0.674.1261 / 1.000.2200) € 266,00

30-111 K10 (Ref. KaVo 0.674.3321) € 388,00

Rotores Micromotores Bien Air

30-115 MC3 (Todos los modelos) € 468,00
(Ref. Bien Air 150.00.42 / 211.75.29) Original Bien Air

30-114* MC2 40 GT IR, sin luz (incluye disco teflón y resorte) € 383,00
(Ref. Bien Air 150.11.30 / 211.46.03) Original Bien Air

30-117 MC3 **(incluye disco teflón, arandelas y rodamientos)** € 328,00
(Ref. Bien Air 150.00.42 / 211.75.29 + 701.01.71 + 701.01.70)
Compatible

30-118 MC2 40 € 348,00
(Ref. Bien Air 150.09.32 / 211.36.04) Compatible

30-119 MC2 40LKE € 348,00
(Ref. Bien Air 150.09.31 / 211.61.16) Compatible

Rotores Micromotores W&H

30-117 EB40 (incluye disco teflón, arandelas y rodamientos) € 328,00
(Ref. W&H 04059300) Compatible



30-260

ESCOBILLAS**Escobillas Micromotores KaVo**

Motores INTRA (Ref. KaVo 0.676.0881) (K190, K191, K192, K196, K197, K200, K201 y compatibles)

€ 11,60



30-250

K9, unidad (Ref. KaVo 0.676.0241)

€ 11,50



30-251

K10, unidad (Ref. KaVo 0.674.2481)

€ 12,10



30-275

Escobillas Micromotores NSKVolvere, pack 2 uds. (original Ref. NSK E0230115)
Original NSK

€ 56,80

NOVEDAD!!!**80-400026****Escobillas Micromotores W&H****ELCO, unidad****€ 19,80**

30-264

Escobillas Micromotores Bien AirBien Air MC2 (original, Ref. Bien Air 211.45.06), unidad
Original Bien Air

€ 23,90



30-265

Bien Air MC3 (original, Ref. Bien Air 211.75.08), unidad
Original Bien Air

€ 23,90



80-406117

Escobillas Micromotores FAROEscobilla micromotor Única (1 ud.)
(Ref. Faro 556117)

€ 28,80



80-407540

Escobilla micromotor Modo (pack 4 uds.)
(Ref. Faro SP557540)

€ 63,80

**OTRAS REFERENCIAS DISPONIBLES CONSÚLTANOS**

31-270

**Escobillas Micromotores SAEYANG MARATHON,
SAESHIN, NSK MX90 Y NSK 459TM/L**

unidad

€ 10,80

PINZAS (2,35mm)

Pinzas Micromotores KaVo

K11, K9 antiguo EWL 950 / 955, K10 4950
(Ref. KaVo 0.674.7752)

€ 48,50

K10 resto modelos, K12, K4, K5, K9 nuevo(azul) EWL 4930 /
4932 / 4933 Power Grip todos los modelos
(Ref. KaVo 0.674.4871)

€ 52,60

Tapa pinzas K4, K5, K9, K10, K11, K12
(Ref. KaVo 0.674.8212)

€ 3,80

SF EWL 4004 / 4005
(Ref. KaVo 0.671.1562)

€ 42,80

Pinzas Micromotores NSK

Ultimate XL / 450 / 500 / Volvere Vmax
(Ref.NSK H203180)

€ 48,00

NOVEDAD!!!

Presto Aqua Lux, Aqua II, Presto II
(Ref.NSK T815019)

€ 42,80

Pinzas Micromotores W&H

Perfecta (desde N/S 011117) (original, Ref W&H: 03025500) €
Original W&H

64,80

Pinzas Micromotores Marathon

Marathon

€ 29,80

TAPAS - CASQUILLOS

Micromotores KaVo

Tapa K9, K10, gris
(Ref. KaVo 0.674.2861)

€ 31,90

Casquillo K9, K10
(Ref. KaVo 0.674.6302)

€ 7,90

VARILLAS - TOPES DE ARRASTRE

Micromotores KaVo

30-420	Varilla de sujeción K9, K10 (Ref. KaVo 0.674.1191)	€	20,90
45-441	Varilla de sujeción SF EWL 4004 - 4005 (Ref. KaVo 0.674.3052)	€	39,80
30-430	Tope de arrastre varilla K9, K10, K11 (Ref. KaVo 0.674.4192)	€	25,80
30-431	Tope de arrastre inducido K9, K10, K11 (Ref. KaVo 0.674.4282)	€	25,50
20-432	Pasador tope de arrastre todos los modelos (1x4,5mm) (Ref. KaVo 0.202.0018) <u>Original KaVo</u>	€	2,30

Micromotores Bien Air

30-165	Pasador tope de arrastre MC2, clavija elástica 1x5 (Ref. Bien Air 652.02.02) <u>Original Bien Air</u>	€	2,80
30-166	Pasador tope de arrastre MC3, clavija elástica 1,5x4,7 (Ref. Bien Air 652.04.05) <u>Original Bien Air</u>	€	3,10

ARANDELAS - ANILLOS TÓRICOS

Micromotores KaVo

45-4057*	Arandela elástica K9, K10, K11 (Ref. KaVo 0.222.4057)	€	1,00
45-4044*	Arandela elástica K9, K12 (Ref. KaVo 0.222.4044)	€	1,00
45-4045*	Arandela elástica K9, K10 (Ref. KaVo 0.222.4045)	€	1,00
45-2408	Anillo tórico K9, K10 (Ref. KaVo 0.224.2408)	€	0,90
45-4042	Arandela K11 y comp. (Ref. KaVo 0.222.4042)	€	1,70
45-0827	Anillo fieltro 8,1 K11 y comp. (Ref. KaVo 0.224.0827)	€	1,10
30-445	Anillo tórico K4, K5, K9 (Ref. KaVo 0.200.6199)	€	1,00

* Hasta agotar existencias



TOPES DE ARRASTRE

Micromotores KaVo

45-005	190/192/196/K200/K201/KL700/KL701 (Ref. KaVo 0.535.1352)	€ 19,80
20-432	Pasador tope de arrastre todos los modelos (1x4,5mm) (Ref. KaVo 0.202.0018)	€ 2,30

LAMINAS - COJINETES - TUERCAS - TAPAS

Micromotores KaVo

45-442	Lámina SF EWL 4004 / 4005 (Ref. KaVo 0.674.3062)	€ 33,80
45-443	Cojinete guía alta frecuencia SF EWL 4004 / 4005 (Ref. KaVo 0.674.0532)	€ 48,80
45-450	Botón SF EWL 4005 (Ref. KaVo 0.674.2711)	€ 24,80
45-451	Ventilador SF EWL 4004 / 4005 (Ref. KaVo 0.674.2911)	€ 16,80
30-255*	Tuerca roscada K9 nuevo (azul) EWL 4930 / 4932 / 4933, K12 (Ref. 1.000.1260) <i>*Hasta agotar existencias</i>	€ 9,80

Otros Repuestos Micromotores FARO



80-400000	Cable micromotor Modo (Ref. Faro 557300000)	€ 198,00
-----------	--	----------

REPUESTOS LÁMPARAS FARO

- 1.- Repuestos lámpara Alya**
- 2.- Repuestos lámpara Maia**
- 3.- Repuestos lámpara EDI,**
- 4.- Repuestos lámpara Forma y otras**



Repuestos Lámparas FARO

80-010025	Pareja reflectores lámpara Alya (N/S<10ld12150) (Ref. Faro SP310025)	€ 74,80	
80-010025006	Pareja reflectores lámpara Alya (N/S>10ld12150) (Ref. Faro SP310025006)	€ 74,80	
80-010102	Grupo electrónico joystick lámpara Alya (Ref. Faro SP310102)	€ 60,80	
80-010108	Palanca interruptor lámpara Alya (Ref.: Faro SP310108)	€ 15,80	
80-010390	Kit soportes y asas grises (derecha + izquierda) lámpara Alya (Todas) (Ref. Faro SP310390=SP310352+SP310370)	€ 137,80	
80-010352	Kit soportes asas grises (derecha + izquierda) lámpara Alya (N/S: desde 11LD005228) (Ref. Faro SP310352)	€ 33,80	
80-010370	Kit asas grises (derecha + izquierda) lámpara Alya (N/S: desde 11LD005228) (Ref. Faro SP310370)	€ 108,00	
80-010390006	Kit soportes y asas blancas (derecha + izquierda) lámpara Alya (Todas) (Ref. Faro SP310390006=SP310352006+SP310370006)	€ 137,80	
80-010352006	Kit soportes asas blancas (derecha + izquierda) lámpara Alya (N/S: desde 11LD005228) (Ref. Faro SP310352006)	€ 33,80	
80-010370006	Kit asas blancas (derecha + izquierda) lámpara Alya (N/S: desde 11LD005228) (Ref. Faro SP310370006)	€ 108,00	
80-010200	Grupo LED lámpara Alya (N/S: hasta 10LD012150) (Ref. Faro SP310200)	€ 358,00	
80-010305	Grupo LED lámpara Alya (N/S: 10LD012151 – 15LD005043) (Ref. Faro SP310305)	€ 358,00	
80-010435	Grupo LED lámpara Alya (N/S: 15LD005044 – 17LD10112) (Ref. Faro SP310435)	€ 358,00	
80-010285	Grupo LED lámpara Alya (N/S: desde 17LD10113) (Ref. Faro SP510285)	€ 358,00	
80-010125	Placa electrónica lámpara Alya con interruptor y carcasa gris (N/S: <10LD12150) (Ref. Faro SP310125)	€ 258,00	
80-010130	Placa electrónica lámpara Alya con sensor y carcasa gris (N/S: <10LD12150)	€ 348,00	

(Ref. Faro SP310130)

80-010355	Placa electrónica lámpara Alya con interruptor y carcasa " <u>gris</u> " (10LD12151<N/S<15LD5043) (Ref. Faro SP310355)	€ 258,00	
80-010355006	Placa electrónica lámpara Alya con interruptor y carcasa " <u>blanca</u> " (10LD12151<N/S<15LD5043) (Ref. Faro SP310355006)	€ 258,00	
80-010360	Placa electrónica lámpara Alya con sensor y carcasa " <u>gris</u> " (10LD12151<N/S<15LD5043) (Ref. Faro SP310360)	€ 348,00	
80-010360006	Placa electrónica lámpara Alya con sensor y carcasa " <u>blanca</u> " (10LD12151<N/S<15LD5043) (Ref. Faro SP310360006)	€ 348,00	
80-010480	Placa electrónica lámpara Alya con interruptor y carcasa " <u>gris</u> " (15LD5044<N/S<17LD010112) (Ref. Faro SP310480)	€ 258,00	
80-010480006	Placa electrónica lámpara Alya con interruptor y carcasa " <u>blanca</u> " (15LD5044<N/S<17LD010112) (Ref. Faro SP310480006)	€ 258,00	<i>En stock!</i>
80-010485	Placa electrónica lámpara Alya con sensor y carcasa " <u>gris</u> " (15LD5044<N/S<17LD010112) (Ref. Faro SP310485)	€ 348,00	
80-010485006	Placa electrónica lámpara Alya con sensor y carcasa " <u>blanca</u> " (15LD5044<N/S<17LD010112) (Ref. Faro SP310485006)	€ 348,00	
80-010125B	Placa electrónica lámpara Alya con interruptor y carcasa " <u>blanca</u> " (N/S>17LD010113) (Ref. Faro SP510125B)	€ 268,00	<i>En stock!</i>
80-010130B	Placa electrónica lámpara Alya con sensor y carcasa " <u>blanca</u> " (N/S>17LD010113) (Ref. Faro SP510130B)	€ 348,00	
80-030095	Cable de grupo LED a placa electrónica lámparas Maia y Alya (Ref. Faro 310095)	€ 18,80	
80-030902	Pareja reflectores lámpara Maia (Ref. Faro SP320902)	€ 69,80	
80-030903	Grupo LED Maia (Ref. Faro SP320903)	€ 268,00	

80-030906	Placa electrónica lámpara Maia (N/S<15LD011296) (Ref. Faro SP320906)	€ 218,00
80-030906A	Placa electrónica lámpara Maia (N/S>15LD011296) (Ref. Faro SP320906A)	€ 248,00
80-030907	Interruptor con palanca lámpara Maia (N/S<15LD011296) (Ref. Faro SP320907)	€ 79,80
80-030907A	Interruptor con palanca lámpara Maia (N/S>15LD011296) (Ref. Faro SP320907A)	€ 79,80
80-030908	Palanca interruptor lámpara Maia, 1ud. (Ref. Faro SP320908)	€ 2,80
	80-021122 Bombilla 17V 95W lámpara EDI (Ref. Faro 401122)	€ 9,80
80-026019	Porta lámparas lámpara EDI (Ref. Faro 306019)	€ 15,80
	80-64643FDS Bombilla OSRAM 24V 150W casquillo cerámico (Ref. Faro 406022)	€ 23,80
80-026029	Protección frontal lámpara EDI (Ref. Faro 306029)	€ 53,80
80-026027	Protector bombilla lámpara EDI (Ref. Faro 306027)	€ 17,80
80-026032	Protector térmico lámpara EDI (Ref. Faro 306032)	€ 10,80
80-026053	Regulador intensidad lámpara EDI (Ref. Faro 306053)	€ 28,00
80-026079	Ventilador lámpara EDI (Ref. Faro 306079)	€ 45,80
80-026080	Electrónica ventilador lámpara EDI (Ref. Faro 306080)	€ 28,80
80-026364	Kit soportes (derecha + izquierda) lámpara EDI (Ref. Faro 306364=306035+306038)	€ 37,80
80-026365	Kit asas (derecha + izquierda) lámpara EDI y Maia (Ref. Faro 306365; 320904)	€ 85,80
80-029005	Interruptor bipolar lámpara EDI (Ref. Faro SP409005)	€ 20,80
80-050088	Transformador lámparas FORMA 2000/90 (Ref. Faro 300088)	€ 116,80
80-055252	Baffle blanco lámparas FORMA 2000/90 (Ref. Faro 305252)	€ 9,80



80-055002	Protección frontal lámpara S90, SC, TS90 (Ref. Faro 305002)	€ 54,80
80-055255	Reflector parabólico lámparas 2000/90 (Ref. Faro 305255)	€ 165,80
80-055259	Termostato con reset manual (Ref. Faro 305259)	€ 25,80
80-055284	Electrónica con ventilador lámparas FORMA 2000/90 (Ref. Faro 305284)	€ 99,80
80-055285	Cableado ventilador lámparas FORMA 2000/90 (Ref. Faro 305285)	€ 61,80
80-058005	Porta lámparas lámparas FORMA 2000/90 (Ref. Faro 408005)	€ 35,80
80-058013	Plexiglas protección frontal lámparas FORMA 90 (Ref. Faro 408013)	€ 65,80
80-058116	Interruptor unipolar lámparas FORMA con transformador (Ref. Faro 408116)	€ 13,80
80-058858	Plexiglas protección frontal lámparas FORMA 2000 (Ref. Faro SP408858)	€ 44,80
80-058877	Regulador intensidad lámparas FORMA 2000/90 (Ref. Faro 408877)	€ 12,80

OTRAS REFERENCIAS DISPONIBLES CONSÚLTANOS



BOMBILLAS EQUIPOS / APARATOS

PARA MÁS VER SECCIÓN FARO

17-222*	12V/55W Daray Bifocal	€ 68,00
17-250*	Xenophot para cámaras Flexiscope	€ 14,50
13165*	Phillips 14V, 35W	€ 38,00
09-900*	Decostar 51	€ 14,50

REPUESTOS AUTOCLAVES Y SELLADORAS

REPUESTOS AUTOCLAVES



Repuestos Autoclaves FARO

80-302705	Kit mantenimiento autoclave Faro SK07, Moon, Step, Easy-R (Ref. Faro SP742705) <i>Suministro incluye:</i> 2x filtros agua (Ref. Faro 707175X2), junta puerta (Ref. Faro 708014), filtro caldera (Ref. Faro 737068), tubos carga y descarga (Ref. Faro 742589) y filtro bacteriológico (Ref. Faro 742631).	€ 89,80
80-308014	Junta puerta autoclave Faro SK07, Moon, Step, Easy-R, Just (Ref. Faro SP708014)	€ 38,80
80-307175	Filtro agua autoclave Faro SK07 (<u>pack: 2 uds</u>) (Ref. Faro SP707175)	€ 16,80
80-302592	Tubos de carga y descarga autoclaves Faro (Ref. Faro SP742592)	€ 22,80
70-0004	Filtro bacteriológico autoclave 1/8" (Ref. Faro 742631)	€ 18,00

OTRAS REFERENCIAS DISPONIBLES CONSÚLTANOS

Filtros bacteriológicos autoclaves

70-0004	Filtro bacteriológico autoclave 1/8" (33,5mm alto x 54,0mm ancho) <i>Utilizado en autoclaves: Comminox, Mocom, Tecnogaz, W&H (algunos modelos), Satelec Acteon, NSK (algunos modelos)</i>	€ 18,00
70-0008	Filtro bacteriológico autoclave 1/8" (25,5mm alto x 54,0mm ancho) <i>Utilizado en autoclaves: Euronda, Icanclave, W&H (algunos modelos), NSK (algunos modelos)</i>	€ 18,00

REPUESTOS SELLADORAS




Repuestos Selladoras FARO

80-700301	Cuchilla selladora Sella II (con soporte) (Ref. Faro SP700301)	€ 44,80
80-700353	Cuchilla selladora SL13 (sin soporte) (Ref. Faro SP700353)	€ 40,80

JERINGAS Y REPUESTOS JERINGAS


- 1.- Jeringas Luzzani y sus repuestos**
- 2.- Jeringas FARO y sus repuestos**
- 3.- Jeringas económicas**





JERINGAS LUZZANI MINIBRIGHT

39-3151 Jeringa Minibright 6F, con luz, recta, Acero / gris, 170cm € 380,00



REPUESTOS JERINGAS LUZZANI MINIBRIGHT, F6 Y EFFE 6 BEI

39-3915	Punta jeringa Minibright 3F y 6F	€ 18,80
39-3000	Kit completo reparación F6 y Minibright	€ 41,80
39-3001	Kit completo anillos tóricos F6 y Minibright	€ 14,80
39-3750	Cabeza completa F6 y Minibright	€ 154,80
39-3850	LED Minibright	€ 58,00
39-3600	Cuerpo central Minibright	€ 108,00
39-3500	Manguera completa jeringa Minibright, gris, 170cm	€ 86,80
39-3900	Carcasa completa Minibright	€ 136,80

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES



JERINGAS LUZZANI MINILIGHT (OPEN END)

39-12521	Jeringa Minilight 3F, recta, Acero / gris, 170cm	€ 218,00
39-12621	Jeringa Minilight 3F, angulada, Acero / gris, 170cm	€ 218,00
39-12523*	Jeringa Minilight 3F, recta, Acero / negra, 170cm	€ 218,00
39-12623*	Jeringa Minilight 3F, angulada, Acero / negra, 170cm	€ 218,00
39-12511*	Jeringa Minilight 3F, recta, Tecnopolímero / gris, 170cm	€ 218,00
39-12611*	Jeringa Minilight 3F, angulada, Tecnopolímero / gris, 170cm	€ 218,00
39-11521	Jeringa Minilight 6F, recta, Acero / gris, 170cm	€ 284,80
39-11621	Jeringa Minilight 6F, angulada, Acero / gris, 170cm	€ 304,80

**Hasta agotar existencias*

NOVEDAD!!!

JERINGAS LUZZANI MINILIGHT (CONECTOR A EQUIPO CEFLA DESDE 2006: CASTELLINI, ANTHOS, STERN WEBER)

39-12521C1	Jeringa Minilight 3F, recta, Acero / gris, 125cm <u>Conector equipo Cefla</u>	€ 368,00
39-12521C2	Jeringa Minilight 3F, recta, Acero / gris, 140cm <u>Conector equipo Cefla</u>	€ 368,00
39-12621C1	Jeringa Minilight 3F, angulada, Acero / gris, 125cm <u>Conector equipo Cefla</u>	€ 388,00
39-12621C2	Jeringa Minilight 3F, angulada, Acero / gris, 140cm <u>Conector equipo Cefla</u>	€ 388,00

CONSULTAR OTROS COLORES


NOVEDAD!!!

JERINGAS LUZZANI MINILIGHT (CONECTOR A EQUIPO KAVO)

39-12521K1	Jeringa Minilight 3F, recta, Acero / gris, 125cm <u>Conector equipo KaVo</u>	€ 368,00	
39-12521K2	Jeringa Minilight 3F, recta, Acero / gris, 140cm <u>Conector equipo KaVo</u>	€ 368,00	
39-12621K1	Jeringa Minilight 3F, angulada, Acero / gris, 125cm <u>Conector equipo KaVo</u>	€ 388,00	
39-12621K2	Jeringa Minilight 3F, angulada, Acero / gris, 140cm <u>Conector equipo KaVo</u>	€ 388,00	

CONSULTAR OTROS COLORES

JERINGA MINILIGHT 3F



REPUESTOS JERINGAS LUZZANI MINILIGHT

39-1000	Kit completo reparación	€	28,80
39-1001	Kit completo 18 anillos tóricos	€	14,80
39-1344C	Conexión completa punta	€	14,80
39-1349	Cono Tecnopolímero	€	3,30
39-1351C*	Carcasa completa angulada Tecnopolímero	€	78,00
39-1395C	Cabeza completa 3F	€	64,80
39-1403C31	Manguera completa jeringa 3F de Tecnopolímero, gris, 170cm	€	61,80
39-1403IC31	Manguera completa jeringa 3F de Acero, gris, 170cm	€	61,80
39-1403IC32*	Manguera completa jeringa 3F de Acero, negra, 170cm	€	61,80
39-1403IC6	Manguera completa jeringa 6F de Acero, gris, 170cm	€	115,80
39-1404C3	Cuerpo jeringa 3F (NO 6F)	€	103,80
39-1404	Cuerpo jeringa 6F	€	103,80
39-1441	Cono Acero	€	11,80
39-1443C	Carcasa completa recta Acero	€	101,80
39-1451C	Carcasa completa angulada Acero	€	118,00
39-23481	Punta gris	€	16,80
39-23482*	Punta negra	€	14,80
39-1400	Adaptador jeringas Minilight Tecnopolímero a Acero	€	6,80

NOVEDAD!!!

**Hasta agotar existencias*

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES



JERINGAS LUZZANI MINIMATE (OPEN END)

39-251	Jeringa Minimate 3F, recta, Acero / gris, 170cm	€ 188,00
39-261	Jeringa Minimate 3F, angulada, Acero / gris, 170cm	€ 188,00
39-2612*	Jeringa Minimate 3F, angulada, Acero / negra, 170cm <i>*Hasta agotar existencias</i>	€ 188,00

NOVEDAD!!!

JERINGAS LUZZANI MINIMATE (CONECTOR A EQUIPO CEFLA DESDE 2006: CASTELLINI, ANTHOS, STERN WEBER)

39-251C1	Jeringa Minimate 3F, recta, Acero / gris, 125cm, <u>Conector equipo Cefla</u>	€ 288,00
39-251C2	Jeringa Minimate 3F, recta, Acero / gris, 140cm, <u>Conector equipo Cefla</u>	€ 288,00
39-261C1	Jeringa Minimate 3F, angulada, Acero / gris, 125cm <u>Conector equipo Cefla</u>	€ 310,80
39-261C2	Jeringa Minimate 3F, angulada, Acero / gris, 140cm <u>Conector equipo Cefla</u>	€ 310,80


CONSULTAR OTROS COLORES

NOVEDAD!!!

JERINGAS LUZZANI MINIMATE (CONECTOR A EQUIPO KAVO)

39-251K1	Jeringa Minimate 3F, recta, Acero / gris, 125cm, <u>Conector equipo KaVo</u>	€ 288,00
39-251K2	Jeringa Minimate 3F, recta, Acero / gris, 140cm, <u>Conector equipo KaVo</u>	€ 288,00
39-261K1	Jeringa Minimate 3F, angulada, Acero / gris, 125cm <u>Conector equipo KaVo</u>	€ 310,80
39-261K2	Jeringa Minimate 3F, angulada, Acero / gris, 140cm <u>Conector equipo KaVo</u>	€ 310,80

CONSULTAR OTROS COLORES



REPUESTOS JERINGAS LUZZANI MINIMATE

39-1344C	Conexión completa punta	€ 14,80
39-2000	Kit completo reparación	€ 29,80
39-2001*	Kit completo 13 anillos tóricos	€ 18,80
39-22011	Manguera completa para jeringa 3F de Acero, gris, 170cm	€ 60,80
39-22012*	Manguera completa para jeringa 3F de Acero, negra, 170cm	€ 63,00
39-2202C	Cuerpo jeringa 3F	€ 88,00
39-2223	Cono Acero	€ 12,80
39-2243C	Carcasa completa recta Acero	€ 94,80
39-2251C	Carcasa completa angulada Acero	€ 104,80
39-23481	Punta gris	€ 16,80
39-23482*	Punta negra	€ 14,80

**Hasta agotar existencias*

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES



JERINGAS LUZZANI MINIASSISTANT



39-0621	Jeringa Miniassistant 3F, angulada, Acero / gris, 170cm	€ 96,80
---------	---	---------



JERINGAS FARO SEM3

80-501940	Jeringa Faro SM3 3F, angulada, metal / gris (Ref. Faro 091940)	€ 288,00
-----------	---	----------

REPUESTOS JERINGAS FARO SEM3


80-501291	Medios aire/agua (Ref. Faro SP091291)	€ 21,50
-----------	--	---------

OTRAS REFERENCIAS DISPONIBLES CONSÚLTANOS



JERINGAS FARO SYR3

80-500101	Jeringa Faro SYR3, angulada, Acero / gris (Ref. Faro 094000101)	€ 198,00
80-500100	Jeringa Faro SYR3, recta, Acero / gris (Ref. Faro 094000100)	€ 198,00



REPUESTOS JERINGAS FARO SYR3

80-504007	Cono acero (Ref. Faro SP094007)	€ 18,80
80-504015	Botonera aire/agua jeringa (1uds.) (Ref. Faro SP094015 /3)	€ 18,80
80-504020	Cuerpo jeringa (Ref. Faro SP094020)	€ 124,80
80-504048	Punta recta gris jeringa (Ref. Faro SP094048)	€ 32,80
80-504053	Kit completo reparación jeringa (Ref. Faro SP094053)	€ 41,80

OTRAS REFERENCIAS DISPONIBLES CONSÚLTANOS

JERINGAS DE ACERO ECONÓMICAS



44-280

Jeringa de acero, 3F angulada

€ 28,80



44-281

Jeringa de acero, 3F recta

€ 28,80



44-285

Cánulas de repuesto, esterilizables

€ 1,80

MANGUERAS EQUIPOS

- 1.- Mangueras turbinas con y sin conector a equipo**
- 2.- Mangueras ultrasonidos con y sin conector a equipo**
- 3.- Mangueras micromotores con y sin conector a equipo**
- 4.- Accesorios mangueras**
- 5.- Mangueras jeringas con y sin conector a equipo**

MANGUERAS rm - TKD



- Origen: Italia
- Fabricante: Tekne Dental (TKD)
- Silicona: máxima calidad: alta durabilidad y mantienen los colores más tiempo
- Cables y tubos internos de la más alta calidad para una mayor durabilidad
- Valvulería de acero para las mangueras con regulación de spray: mayor precisión y durabilidad

12 MESES DE GARANTÍA

¡Los fabricantes de sillones y nosotros confiamos en ellos!

Información sobre tonos de gris:

GRIS CLARO= RAL 9002 (Tipo KaVo, Planmeca y similares)

GRIS = RAL 7035 (Tipo ADEC y similares)

GRIS OSCURO = RAL 7038 (Tipo Fedesa y similares) o RAL 7035+ (EEUU)

MANGUERAS PARA TURBINAS (OPEN END)			
40-31A2001 (rm-TKD)	Borden 3 – 3 orif , rizada con terminal, sin luz, gris oscuro (RAL 7038)	€	39,80
40-31A2000 (rm-TKD)	Borden 3 – 3 orif , open end, sin luz, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)	€	63,80
40-11B1000 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif , open end, 200cm, gris claro (RAL 9002)	€	72,80
40-11A1000 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif , open end, 160cm, gris claro (RAL 9002)	€	64,80
40-11B2000 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif , open end, 200cm, gris oscuro (RAL 7038)	€	72,80
40-11A2000 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif , open end, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)	€	64,80
40-11A1001 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif , open end, <u>con regulación spray</u> , 160cm, gris claro (RAL 9002)	€	128,00
40-11A2001 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif , open end, <u>con regulación spray</u> , 160cm, gris oscuro (RAL 7038)	€	128,00
40-11B3000 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif , open end, 200cm, negro	€	72,80
40-11B4000 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif , open end, 200cm, blanco	€	72,80
40-21A2001 (rm-TKD)	Midwest 4 – 4 orif , rizada con terminal, sin luz, gris oscuro (RAL 7038)	€	39,80
40-21A1000 (rm-TKD)	Midwest 4 – 4 orif , open end, sin luz, 160cm, gris claro (RAL 9002)	€	54,80
40-21A2000 (rm-TKD)	Midwest 4 – 4 orif , open end, sin luz, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)	€	54,80
40-21A2002 (rm-TKD)	Midwest 4 - 4 orif , open end, sin luz, <u>con regulación spray</u> , 160cm, gris oscuro (RAL 7038)	€	116,80

NOVEDAD!!!

40-21B1000 **(rm-TKD)** **Midwest 4 – 4 orif**, open end, sin luz, 200cm, gris claro (RAL 9002) € 66,00

40-21B2000 **(rm-TKD)** **Midwest 4 – 4 orif**, open end, sin luz, 200cm, gris oscuro (RAL 7038) € 66,00

43-49122* **(UE "no" TKD)** **Midwest 4 – 4 orif**, open end, sin luz, 200cm, negra * **Hasta agotar existencias** € 61,80

40-21B3000 **(rm-TKD)** **Midwest 4 – 4 orif**, open end, sin luz, 200cm, negro € 66,00

40-21B4000 **(rm-TKD)** **Midwest 4 – 4 orif**, open end, sin luz, 200cm, blanco € 66,00

40-008* **(EEUU)** Manguera **2 vías**, rizada sin terminal, gris oscuro (RAL 7035 +) € 25,80



44-524* **(EEUU)** Manguera **2 vías** sin conectores, gris oscuro 2 tubos paralelos, gris (x metro) (RAL 7035 +) € 5,80

40-007* **(EEUU)** Manguera **4 vías**, rizada sin terminal, gris oscuro (RAL 7035 +) € 25,80

MANGUERAS PARA TURBINAS (**CON CONECTOR A EQUIPO**)

Para equipos Castellini, Anthos, Stern Weber (desde 2006):
(Consultar otros colores)

40-12E2021 **(rm-TKD)** **Midwest 4 - 6 orif**, c/luz, conector, con regulación spray, 140cm, gris oscuro (RAL 7038) € 225,80

40-12G2021 **(rm-TKD)** **Midwest 4 - 6 orif**, c/luz, conector, con regulación spray, 125cm, gris oscuro (RAL 7038) € 221,80

40-12E2022 **(rm-TKD)** **Midwest 4 - 6 orif**, c/luz, conector, 140cm, gris oscuro (RAL 7038) € 143,80

40-12G2022 **(rm-TKD)** **Midwest 4 - 6 orif**, c/luz, conector, 125cm, gris oscuro (RAL 7038) € 138,80

Para equipos KaVo:

(Consultar otros colores)

05-HO1032B (MK-dent)	Midwest 4 – 6 orif , c/luz, conector <u>KaVo Serie E</u> (Excepto E30, E50TM, E70TN y E80TM) , 125cm, gris medio (RAL 7035)	€ 198,00	
40-12G6010 (rm-TKD)	Midwest 4 – 6 orif , c/luz, conector <u>KaVo 1057, 1060, 1062, 1063, 1080</u> , 125cm, gris medio (RAL 7035)	€ 156,80	
40-12E6010 (rm-TKD)	Midwest 4 – 6 orif , c/luz, conector <u>KaVo 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1080</u> , 140cm, gris medio (RAL 7035)	€ 159,80	
40-12G6011 (rm-TKD)	Midwest 4 – 6 orif , c/luz, <u>c/reg. Spray</u> , conector <u>KaVo 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1080</u> , 125cm, gris medio (RAL 7035)	€ 296,80	
40-12E6011 (rm-TKD)	Midwest 4 – 6 orif , c/luz, <u>c/reg. Spray</u> , conector <u>KaVo 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1080</u> , 140cm, gris medio (RAL 7035)	€ 299,80	

Para equipos Sirona:

(Consultar otros colores)

43-5911322* (UE "no" TKD)	Midwest 4 – 6 orif , conector Sirona C6 E3, con luz, 100cm, gris claro (RAL 9002), diámetro: 9mm * Hasta agotar existencias	€ 219,00	
05-HO1061A (MK-dent)	Midwest 4 – 6 orif , c/luz, conector Sirona A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, M1, M196, M1+, Profeel, Spirit, S1, S2, Intego, 137cm, gris claro (RAL 9002)	€ 198,00	
05-HO1062A (MK-dent)	Midwest 4 – 6 orif , c/luz, conector Sirona C3, C3+, C6, E3, Intego, 103cm, gris claro (RAL 9002)	€ 198,00	
05-HO1063A (MK-dent)	Midwest 4 – 6 orif , c/luz, conector Sirona Profeel+, C8+, Intego, 137cm, gris claro (RAL 9002) <u>(con filtro aire retorno)</u>	€ 198,00	

Para equipos Planmeca:

(Consultar otros colores)

05-HO1071B (MK-dent)	Midwest 4 – 6 orif , c/luz, conector Planmeca, 820 Ohm, 103cm, gris medio (RAL 7035)	€ 184,80
05-HO1072B (MK-dent)	Midwest 4 – 6 orif , c/luz, conector Planmeca, 560 Ohm, 90cm, gris medio (RAL 7035)	€ 184,80
05-HO1073B (MK-dent)	Midwest 4 – 6 orif , c/luz, conector Planmeca, 430 Ohm, 93cm, gris medio (RAL 7035)	€ 184,80



ULTRASONIDOS

(Consultar otros colores)

40-71B1100 (rm-TKD)	Para Satelec Newtron, open end, sin luz, 200cm x 9mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (STANDARD)	€ 84,80
40-71B2100 (rm-TKD)	Para Satelec Newtron, open end, sin luz, 200cm x 9mm diámetro, gris oscuro (RAL 7038), (STANDARD)	€ 84,80
40-71B1110 (rm-TKD)	Para Satelec Newtron, open end, sin luz, 200cm x 7mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (FINA)	€ 84,80
40-71B2110 (rm-TKD)	Para Satelec Newtron, open end, sin luz, 200cm x 7mm diámetro, gris oscuro (RAL 7038), (FINA)	€ 84,80
43-716232* (UE "no" TKD)	Para Satelec Newtron, "doble conector Satelec Newtron", sin luz, 200cm x 7mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (FINA) * Hasta agotar existencias	€ 148,00
28-162 (Woodpecker)	Para Satelec , open end, con luz, 200cm x 7mm diám., gris claro (RAL 9002)	€ 48,00
40-71B1200 (rm-TKD)	Para EMS Piezon, open end, sin luz, 200cm x 9mm diám., gris claro (RAL 9002), (STANDARD)	€ 84,80

40-71B2200 (rm-TKD)	Para EMS Piezon, open end, sin luz, 200cm x 9mm diám., gris oscuro (RAL 7038), (STANDARD)	€ 84,80
40-71B1210 (rm-TKD)	Para EMS Piezon, open end, sin luz, 200cm x 7mm diám., gris claro (RAL 9002), (FINA)	€ 84,80
40-71B2210 (rm-TKD)	Para EMS Piezon, open end, sin luz, 200cm x 7mm diám., gris oscuro (RAL 7038), (FINA)	€ 84,80
43-714232* (UE "no" TKD)	Para EMS Piezon, "doble conector EMS", sin luz, 200cm x 7mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (FINA) <i>* Hasta agotar existencias</i>	€ 138,00
28-163 (Woodpecker)	Para EMS Piezon, open end, con luz, 200cm x 7mm diám., gris claro (RAL 9002)	€ 48,00
43-7132E (UE "no" TKD)	Standard para EMS Piezon, open end, con luz, 150cm, gris claro (RAL 9002) <i>* Hasta agotar existencias</i>	€ 116,50
43-713231* (UE "no" TKD)	Para EMS Piezon, open end, con luz, 200cm x 7mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (FINA) <i>* Hasta agotar existencias</i>	€ 158,80
€coLine		
28-160 (Woodpecker)	Para EMS Piezon, open end, 200cm, gris claro (RAL 9002)	€ 38,00
€coLine		
28-161 (Woodpecker)	Para Satelec Newtron, open end, 200cm, gris claro (RAL 9002)	€ 38,00
05-HO3031C (MK-dent)	Standard para Mectron, open end, sin luz, 190cm 9mm diámetro, gris oscuro (RAL 7038)	€ 128,00
40-71A2400 (rm-TKD)	Standard TKD (<u>conexión TKD</u>), open end, sin luz, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)	€ 64,80

MANGUERAS PARA ULTRASONIDOS (CON CONECTOR A EQUIPO)

(Consultar otros colores)

Para equipos KaVo:

40-72G6210 (rm-TKD)	Para EMS Piezon, conector, sin luz, 125cm x 7mm (FINA), gris medio (RAL 7035)	€ 128,00	
40-72E6210 (rm-TKD)	Para EMS Piezon, conector, sin luz, 140cm x 7mm (FINA), gris medio (RAL 7035)	€ 128,00	
40-72G6200 (rm-TKD)	Para EMS Piezon, conector, sin luz, 125cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)	€ 128,00	<i>En stock!</i>
40-72E6200 (rm-TKD)	Para EMS Piezon, conector, sin luz, 140cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)	€ 128,00	
40-72G6110 (rm-TKD)	Para Satelec Newtron, conector, sin luz, 125cm x 7mm (FINA), gris medio (RAL 7035)	€ 128,00	
40-72E6110 (rm-TKD)	Para Satelec Newtron, conector, sin luz, 140cm x 7mm (FINA), gris medio (RAL 7035)	€ 128,00	
40-72G6100 (rm-TKD)	Para Satelec Newtron, conector, sin luz, 125cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)	€ 128,00	
40-72E6100 (rm-TKD)	Para Satelec Newtron, conector, sin luz, 140cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)	€ 128,00	

Para equipos Castellini, Anthos, Stern Weber (desde 2006):

40-72E2100 (rm-TKD)	Para Satelec Newtron, conector, sin luz, 140cm, gris oscuro (RAL 7038)	€ 108,00
40-72G2100 (rm-TKD)	Para Satelec Newtron, conector, sin luz, 125cm, gris oscuro (RAL 7038)	€ 108,00
40-72E2200 (rm-TKD)	Para EMS Piezon, conector, sin luz, 140cm, gris oscuro (RAL 7038)	€ 108,00
40-72G2200 (rm-TKD)	Para EMS Piezon, conector, sin luz, 125cm, gris oscuro (RAL 7038)	€ 108,00

05-HO4020A (MK-dent)	Para equipos Planmeca:	
	Para EMS Piezon, conector Planmeca, 1030 Ohm, 93cm x 7mm diámetro, gris claro (RAL 9002)	€ 184,80
05-HO4021A (MK-dent)	Para EMS Piezon, conector Planmeca, 1030 Ohm, 93cm x 9mm diámetro, gris claro (RAL 9002)	€ 184,80

MANGUERAS PARA MICROMOTORES (OPEN END) (Consultar otros colores)

40-51A1006* (rm-TKD)	BIEN AIR (open end)	
	MC2 , Isolite/LED, ISO300 con luz, 160cm, gris claro (RAL 9002) * Adquiriendo casquillo Ref.: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"	€ 98,00
40-51A2006* (rm-TKD)	MC2 , Isolite/LED, ISO300 con luz, 160cm, gris oscuro (RAL 7038) * Adquiriendo casquillo Ref.: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"	€ 98,00
	MC2 , Isolite/LED, ISO300 con luz, 160cm, gris claro, (RAL 9002), terminal giratorio 540° * Adquiriendo casquillo Ref.: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"	€ 138,80
40-51A2001* (rm-TKD)	MC2 , Isolite/LED, ISO300 con luz, 160cm, gris oscuro, (RAL 7038), terminal giratorio 540° * Adquiriendo casquillo Ref.: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"	€ 138,80
	MC2 IR, sin luz, 160cm, gris claro (RAL 9002)	€ 93,80
40-51A2002 (rm-TKD)	MC2 IR, sin luz, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)	€ 93,80
	MC3/LK/LED + turbina, Polivalente , con y sin luz, 160cm, gris claro (RAL 9002)	€ 94,80
40-51A2003 (rm-TKD)	MC3/LK/LED + turbina, Polivalente , con y sin luz, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)	€ 94,80
	MC3/LK/LED con y sin luz, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)	€ 87,80
40-51A2004 (rm-TKD)	MC3/LK/LED con y sin luz, con regulación de spray, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)	€ 198,00
	MC3/LK/LED + turbina, Polivalente , con y sin luz, 160cm, negra (RAL 7038) * Hasta agotar existencias	€ 94,80



40-51B1201 (rm-TKD)	Chirana (open end) CH660, open end, 200cm, gris claro (RAL 9002)	€ 158,00
43-6132* (UE "no" TKD)	KaVo (open end) 192/201 , open end, 200cm, gris claro (RAL 9002) <i>* Hasta agotar existencias</i>	€ 158,00
43-6952* (UE "no" TKD)	KL700/701 , open end y regulador agua, 200cm, gris claro (RAL 9002) <i>* Hasta agotar existencias</i>	€ 158,00
40-51B1201 (rm-TKD)	190/196/197/200 , open end, 200cm, gris claro (RAL 9002)	€ 158,00
05-HO2027B* (MK-dent)	KaVo K700, KL700 Y KL701 , open end, 190cm, gris medio (RAL 7035) <i>* Hasta agotar existencias</i>	€ 168,00
05-HO2027A (MK-dent)	KaVo K700, KL700 Y KL701 , open end, 190cm, gris claro (RAL 9002)	€ 168,00
05-HO2028A (MK-dent)	KaVo K192 y K201 , open end, 190cm, gris claro (RAL 9002)	€ 168,00
05-HO2028C (MK-dent)	KaVo K192 y K201 , open end, 190cm, gris oscuro (RAL 7038)	€ 168,00
43-6931* (UE "no" TKD)	NSK (open end) TIM40/EL400 , open end, 150cm, gris claro (RAL 9002) <i>* Hasta agotar existencias</i>	€ 139,00

MANGUERAS PARA MICROMOTORES (CON CONECTOR A EQUIPO) *(Consultar otros colores)*

Para equipos Castellini, Anthos, Stern Weber (desde 2006):

40-52G2002 (rm-TKD)	Bien Air MC2 IR, 125cm, gris oscuro (RAL 7038)	€ 148,80
40-52E2002 (rm-TKD)	Bien Air MC2 IR, 140cm, gris oscuro (RAL 7038)	€ 148,80
40-52G2006 (rm-TKD)	Bien Air MC2 Isolite/LED, 125cm, gris oscuro (RAL 7038)	€ 164,80



40-52E2006 (rm-TKD)	Bien Air MC2 Isolite/LED, 140cm, gris oscuro (RAL 7038)	€ 164,80	
40-52E2005 (rm-TKD)	Bien Air MC3 /LK/LED, con y sin luz, 140cm, gris oscuro (RAL 7038)	€ 154,80	
40-52G2005 (rm-TKD)	Bien Air MC3 /LK/LED, con y sin luz, 125cm, gris oscuro (RAL 7038)	€ 154,80	
40-52E2004 (rm-TKD)	Bien Air MC3 /LK/LED, con y sin luz, 140cm, gris oscuro, (RAL 7038), <u>terminal giratorio</u>	€ 158,00	
40-52G2004 (rm-TKD)	Bien Air MC3 /LK/LED, con y sin luz, 125cm, gris oscuro, (RAL 7038), <u>terminal giratorio</u>	€ 158,00	
40-52E2003 (rm-TKD)	Bien Air MC3 /LK/LED + turbina, <u>Polivalente</u> , con y sin luz, 140cm, gris oscuro (RAL 7038)	€ 164,80	
40-52G2003 (rm-TKD)	Bien Air MC3 /LK/LED + turbina, <u>Polivalente</u> , con y sin luz, 125cm, gris oscuro (RAL 7038)	€ 164,80	

Para equipos KaVo

05-HO2034A (MK-dent)	KaVo K192 y K201 , <u>c/ reg. spray</u> , con conector unidad 1057 y 1060, 135cm, gris claro (RAL 9002)	€ 228,00	
05-HO2035A (MK-dent)	KaVo K192 y K201 , <u>c/ reg. spray</u> , con conector unidad 1078, 135cm, gris claro (RAL 9002)	€ 228,00	
40-52G6201 (MK-dent)	KaVo K190, K196 y K200 , <u>terminal giratorio</u> , con conector unidad 1058, 1062, 1063, 1065, 1066 y 1080, 125cm, gris claro (RAL 7035)	€ 218,00	
40-52E6201 (MK-dent)	KaVo K190, K196 y K200 , <u>terminal giratorio</u> , con conector unidad 1058, 1062, 1063, 1065, 1066 y 1080, 140cm, gris claro (RAL 7035)	€ 218,00	
43-635132* (UE "no" TKD)	KL700 y KL701 , <u>c/reg spray</u> , con conector unidades 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066 y 1080, 140cm, gris claro (RAL 9002) * Hasta agotar existencias	€ 198,00	AHORA MÁS BAJO
05-HO2037A (MK-dent)	KaVo K700, KL700 y KL701 , con terminal giratorio 400°, conector unidad 1058, 1062, 1063, 1065, 1066 y 1080, 135cm, gris claro (RAL 9002)	€ 288,00	

05-HO2038A (MK-dent)	KaVo K700, KL700 y KL701 , con terminal giratorio 400°, conector unidad E50, E70 y E80, 135cm, gris claro (RAL 9002)	€ 288,00
--------------------------------	---	----------

Para equipos Sirona

43-697132* (UE "no" TKD)	Sirona EL1 , con conector unidad C6 / C3, 100cm, 9mm, gris claro (RAL 9002) <i>* Hasta agotar existencias</i>	€ 248,00
------------------------------------	---	----------

43-697133* (UE "no" TKD)	Sirona EL1 , con conector unidad C1, C1+, C2, C2+, C8, C8+ y M1, 134cm, 9mm, gris claro (RAL 9002) <i>* Hasta agotar existencias</i>	€ 248,00
------------------------------------	--	----------

05-HO3020A (MK-dent)	Bien Air MC2 e Isolite 300, <u>c/ reg. spray</u> , conector unidad Sirona A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, 137cm, gris claro (RAL 9002)	€ 288,00
--------------------------------	--	----------



05-HO3013B (MK-dent)	Bien Air MC3, <u>c/ reg. spray</u> , conector unidad Sirona C8+, 137cm, gris claro (RAL 9002)	€ 288,00
--------------------------------	---	----------

05-HO3015A (MK-dent)	Bien Air MC3, <u>c/ reg. spray</u> , conector unidad Sirona A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, 137cm, gris claro (RAL 9002)	€ 288,00
--------------------------------	--	----------

05-HO3016A (MK-dent)	Bien Air MC3 y NSK TI-MAX M40, con terminal rotatorio 400°, conector unidad Sirona M1, M1+, M196, C3, C3+, C6 y E3 137cm, gris claro (RAL 9002)	€ 288,00
--------------------------------	---	----------

05-HO3014B (MK-dent)	NSK TI-MAX M40, conector unidad Sirona A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, E1, E2, E4, E5, EC, M1, M1+, M196, Spirit S1, S2, 137cm, gris medio (RAL 7035)	€ 288,00
--------------------------------	--	----------



Para equipos Planmeca

05-HO4012A (MK-dent)	Bien Air MC3 , con terminal rotatorio 400°, conector unidad Planmeca, 82 Ohm, 100cm, gris claro (RAL 9002)	€ 288,00	
05-HO4013A (MK-dent)	<u>Polivalente</u> Bien Air MC3 + Turbina , conector unidad Planmeca, 98cm, gris claro (RAL 9002)	€ 288,00	
05-HO4014A (MK-dent)	<u>Polivalente</u> Bien Air MC3 + Turbina , conector unidad Planmeca, 90cm, gris claro (RAL 9002)	€ 288,00	
05-HO4015A (MK-dent)	KaVo K190, 196 y K200 y Chirana Medical CH660 , c/luz, conector unidad Planmeca, 270 Ohm, 100cm, gris claro (RAL 9002)	€ 188,00	
05-HO4017A (MK-dent)	KaVo K190, 196 y K200 , c/luz, con terminal giratorio 400°, conector unidad Planmeca, 270 Ohm, 101cm, gris claro (RAL 9002)	€ 288,00	
05-HO4018A (MK-dent)	KaVo K190, 196 y K200 , c/luz, con terminal giratorio 400°, conector unidad Planmeca, 270 Ohm, 101cm, gris claro (RAL 9002) (Especial Kart)	€ 288,00	
05-HO4019A (MK-dent)	KaVo K190, 196 y K200 , c/luz, con terminal giratorio 400°, conector unidad Planmeca, 270 Ohm, 100cm, gris claro (RAL 9002)	€ 288,00	

Para equipos Swident CONSULTAR

Para equipos OMS CONSULTAR



ACCESORIOS Y CONECTORES MANGUERAS

40-010 (rm-TKD)	Casquillo metálico adaptador para mangueras MC2	€ 12,80
40-006 (rm-TKD)	Casquillo metálico adaptador para mangueras MC3 a turbina y otros	€ 15,80
43-007* (UE "no" TKD)	Casquillo plástico adaptador para mangueras <u>rmaster</u> Polivalente para Bien Air MC3 <i>*Hasta agotar existencias</i>	€ 1,80

NOVEDAD!!!

40-020 (rm-TKD)	Kit conector manguera a unidades KaVo	€ 53,80
--------------------	---------------------------------------	---------

MANGUERAS PARA JERINGAS

43-8112* (UE "no" TKD)	Manguera para jeringa standard, 2 vías/sin conectores, 200cm, gris claro (RAL 9002) * Hasta agotar existencias	€ 28,00
43-8123* (UE "no" TKD)	Manguera para jeringa con luz/calefacción, 150cm, gris claro (RAL 9002) * Hasta agotar existencias	€ 47,70
43-811132* (UE "no" TKD)	Manguera especial equipos KaVo, open end jeringa / conector equipo, sin luz, 140cm, gris claro (RAL 9002) * Hasta agotar existencias	€ 198,00
43-821131* (UE "no" TKD)	Manguera especial equipos KaVo, conector especial jeringas 3F KaVo / conector equipo, sin luz, 125cm, gris claro (RAL 9002) * Hasta agotar existencias	€ 243,00
43-831131* (UE "no" TKD)	Manguera especial equipos KaVo, conector especial jeringas 6F KaVo / conector equipo, sin luz, 125cm, gris claro (RAL 9002) * Hasta agotar existencias	€ 278,00
43-831132* (UE "no" TKD)	Manguera especial equipos KaVo, conector especial jeringas 6F KaVo / conector equipo, sin luz, 140cm, gris claro (RAL 9002) * Hasta agotar existencias	€ 278,00
37-110* (UE "no" TKD)	Manguera universal vías de aire y agua, sin conectores, 180cm, gris claro (RAL 9002) * Hasta agotar existencias	€ 37,70
 44-524* (EEUU)	Manguera 2 vías sin conectores, 2 tubos paralelos, gris oscuro (RAL 7035+) (x metro) * Hasta agotar existencias	€ 5,80

TUBOS DE MEDIOS PARA MANGUERAS (PEDIDO MÍNIMO: 10 M / MULTIPLOS DE 5 M) (NO ADMITEN DEVOLUCIÓN)

44-520	Tubo de medios d.i. 2,8mm, verde (aire) (x metro)	€ 1,90
44-521	Tubo de medios d.i. 2,8mm, amarillo (aire) (x metro)	€ 1,90
44-525	Tubo de medios d.i. 1,4mm, azul (agua) (x metro)	€ 1,90
44-526	Tubo de medios d.i. 1,4mm, amarillo (aire) (x metro)	€ 1,90

MANGUERAS PARA PEDALES

37-241*	Pedales con control de agua, sin chip blower, sin conectores, 180cm, 3 vías, gris claro (RAL 9002) (funda de silicona)	€ 45,90
37-242*	Pedales sin control de agua y sin chip blower, sin conectores, 180cm, 2 vías, gris claro (RAL 9002) (funda de silicona) *Hasta agotar existencias	€ 39,90
44-850	Pedales con control de agua y chip blower, sin conectores, 4 tubos paralelos, gris oscuro (RAL 7035+) " <u>aséptico</u> " (x metro)	€ 11,80




REPUESTOS VARIOS

- 1.- Repuestos Micron scaler SSS**
- 2.- Repuestos pulidor bicarbonato Micron Quick Jet**
- 3.- Repuestos cubas ultrasonidos**
- 4.- Repuestos carro Prodente**
- 5.- Repuestos lámparas quirófano Derungs**
- 6.- Repuestos taburetes Pluto**
- 7.- Repuestos equipo mural EcoLine**
- 8.- Repuestos Nouvag**
- 9.- Repuestos taburetes Jörg & Sohn**
- 10.- Repuestos Woodpecker y DTE**
- 11.- Lámpara polimerizar para unidad**
- 12.- Repuestos lámparas polimerizar**
- 13.- Piezas de mano y kits built in ultrasonidos**
- 14.- Kits built in micromotores eléctricos**
- 15.- Micromotores eléctricos canje**

SUPERSÓNICO SSS

MICRON®



27-1072291	Tapa frontal	€ 155,00
27-5022711	Cartucho cuerpo de oscilación	€ 348,00
27-5011622	Anillo tórico	€ 3,80
27-5011242	Anillo tórico	€ 3,80
27-5011292	Anillo tórico	€ 3,80
27-5011442	Anillo tórico (SSS acople KaVo)	€ 3,80
27-5011722	Anillo tórico (SSS conexión Midwest 4 / Borden 2)	€ 3,80
27-1072061	Cuerpo	€ 248,00


Confirmar

Confirmar

Las puntas se consideran accesorios y se encuentran en el catálogo de aparatología

MK-dent®
GERMANY

MICRON®



27-2302	Anillo tórico	€ 3,60
05-SP3021	Junta sellado depósito bicarbonato	€ 5,80
27-236	Alambre de desatasco Micron y Prophy Line MK-dent	€ 6,40
05-SP3011	Punta	€ 138,80

Scaler ECO S2

44-ECOSECV	Cuerpo vibrador (Para anillos tóricos consultar sección anillos tóricos)	€ 128,00
------------	---	----------

Repuestos cuba ultrasonidos CD-4820 PLUS

29-015*	Cesta plana	€ 19,70
29-017*	Tapa	€ 58,90

Repuestos carro PRODENTE

26-110*	Base cart 9 cajones	€ 24,90
26-120*	Kit 4 ruedas	€ 16,60
26-125*	Kit repuestos cajones	€ 9,70
26-126*	Clip unión elementos "U"	€ 1,20
26-127*	Clip unión elementos "Doble U"	€ 1,20
26-128*	Clip unión elementos "L"	€ 1,20
26-129*	Elemento de ensamblaje	€ 1,20



Repuestos Lámparas de Quirófano Derungs

MODELO XERUS

09-910*	Asa central D99205000	€ 69,30
09-916*	Pantalla D99278000	€ 141,60
09-918*	Interruptor D70114000	€ 29,60

MODELO IRIS / ISIS 50

09-920*	Bombilla D68615000	€ 26,80
09-921*	Asa central D55234000	€ 98,30

Repuestos Equipo Mural €coLine

44-191	Botella suministro agua equipo mural €coLine 2	€ 14,80
44-192	Conector hembra botella suministro agua equipo mural €coLine 2	€ 9,80

Repuestos Nouvag



ENDODONCIA

48-1488	Pedal ON/OFF para TCM Endo III	€ 80,00
---------	--------------------------------	---------

IMPLANTOLOGÍA / CIRUGÍA

48-1840	Micromotor 31-S, largo 2m	€ 558,00
48-2064	Micromotor 31-ESS para MD20, largo 3 m	€ 788,00
48-2063	Micromotor 31-ESS para MD10, largo 2 m	€ 778,00
48-2097	Micromotor 21 para MD30 / MD11, largo 2m	€ 878,00
48-40307	Tuerca para MSS/OMS/MOS 5000	€ 28,00
48-5011	Cabeza para contra-ángulo 5010 Kirschner CAW 3000	€ 458,00
48-5012	Pinza para contra-ángulo Kirschner CAW 3000 5010/5011, 0,5 – 0,8 mm	€ 59,80
48-5019	Pinza para contra-ángulo Kirschner CAW 3000 5010/5011, 1,0 – 1,5 mm	€ 59,80
48-1971	Cabeza para mucotomo 1970	€ 638,00
48-1866	Pedal Vario IP 68 para motor MD10	€ 468,00

OTRAS REFERENCIAS PREGÚNTENOS

Repuestos Taburetes Jörg & Sohn



07-601	Rueda para taburetes	€ 17,60
588290E	OSRAM 58.8290W, 230V, 150W (para Ritter) <i>* Hasta agotar existencias</i>	€ 58,00



Repuestos Woodpecker y DTE



Repuestos Ultrasonidos

28-28001	Válvula solenoide ultrasonidos Woodpecker y DTE D5, D7 y comp.	€	28,00
28-28002	Fusible ultrasonidos DTE D5, D7 y compatibles	€	12,80
28-28003	Tubo gris ultrasonidos DTE D5, D7 y compatibles	€	12,80
28-28004	Transformador DTE D5, D7 y compatibles	€	36,80
28-28005	Pedal DTE D5, D7 y compatibles	€	29,80
28-28006	Botella con tapa 500ml DTE D7, Woodpecker UDS-E y compatibles	€	12,80
28-28007	Conector espigas entrada ultrasonidos	€	10,80
28-28008	Conectores receptor hembra botella ultrasonidos D7	€	9,80
28-28009	Potenciómetro regulación caudal ultrasonidos D7 y comp.	€	9,80
28-28010	Potenciómetro regulación caudal ultrasonidos D600 y comp.	€	9,80
NOVEDAD!!!	28-28011	Soporte pieza de mano ultrasonidos D7 y comp.	€ 9,80
NOVEDAD!!!	28-28012	Tuerca sujeción entrada agua ultrasonidos D5 y comp.	€ 2,80
NOVEDAD!!!	28-28013	Tubos grises paralelos AT-1	€ 8,00
NOVEDAD!!!	28-28014	Válvula solenoide ultrasonidos Woodpecker y DTE D600 Y comp.	€ 28,00
	28-156L	LED pieza de mano HW-5L	€ 9,80
	28-155L	LED pieza de mano HD-7L	€ 9,80
	28-020	Potenciómetro kits built in	€ 14,80

Repuestos Localizador de Ápices

28-214	Batería Woodpex III y DPEX III	€	18,80
--------	--------------------------------	---	-------



LED.G

LÁMPARA DE POLIMERIZACIÓN BUILT IN

- Para integrar en equipos dentales
- Intensidad 1.000 – 1.200 mw/cm².
- Longitud de onda 430 – 485 nm.
- 3 funciones, polimerización: Rápida, Intermitente y función Rampa.
- Guía esterilizable en autoclave hasta 135° C.
- Peso: sólo 135 gr.
- AC24V 50Hz / 60Hz

**VÉANSE LÁMPARAS POLIMERIZACIÓN INALÁMBRICAS
EN NUESTRA LISTA DE APARATOLOGÍA Y CIRUGÍA
REFS.: 28-025, 28-170 Y 29-050**

REPUESTOS LÁMPARAS POLIMERIZACIÓN

Guías de luz / Fibra Óptica Lámparas Polimerizar



28-030 Guía de luz / Fibra óptica **Woodpecker LED.L** € 28,00



28-031 Guía de luz / Fibra óptica **Woodpecker LED.G, LED.C, LED.D, LED.F, LED.P, LED.B** € 18,00



28-032 Guía de luz / Fibra óptica **ECO LED1, Woodpecker LED.H LED.H ORTHO y BA OPTIMA10** € 18,00



44-225 Guía de luz / Fibra óptica 8mm diám. / conector: 10mm diám. € 18,00



28-181 Punta **DTE iLED** blanca € 38,00



28-188 Punta **DTE iLED** morada € 38,00



28-181M Punta **DTE iLED** metálica € 44,80

NOVEDAD!!!

28-187	Tapa transparente guía de luz / fibra óptica DTE iLED	€	2,80
--------	--	---	------

NOVEDAD!!!

28-198FO1	Guía de luz / Fibra óptica Woodpecker X-cure standard	€	44,80
-----------	---	---	-------

NOVEDAD!!!

28-198FO2	Guía de luz / Fibra óptica Woodpecker X-cure biselada	€	44,80
-----------	---	---	-------



NOVEDAD!!!

28-034	Guía de luz / Fibra óptica para blanqueamiento (lámparas Woodpecker, DTE y compatibles; excepto iLED)	€	29,80
--------	---	---	-------

NOVEDAD!!!

40-53001	Guía de luz / Fibra óptica TKD Moon Ø8mm	€	108,00
----------	--	---	--------

NOVEDAD!!!

40-53002	Guía de luz / Fibra óptica TKD Moon Ø5mm	€	118,00
----------	--	---	--------

Baterías lámparas de polimerizar

28-172	Batería ECO LED1 , Woodpecker LED.H y LED.H ORTHO	€	18,80
--------	--	---	-------

28-183	Batería lámpara DTE iLED y Woodpecker LED.D	€	18,80
--------	---	---	-------

28-194	Batería lámpara Woodpecker LED.C	€	18,80
--------	---	---	-------

NOVEDAD!!!

28-198B	Batería lámpara Woodpecker X-Cure	€	38,00
---------	--	---	-------

Protectores vista

28-033	Protector para vista ECO LED1 , LED.L , LED.G , LED.H , LED.H ORTHO , LED.C y comp.	€	18,00
--------	---	---	-------

NOVEDAD!!!

28-041	Protector para vista iLED "todos los modelos"	€	18,00
--------	--	---	-------

Bases lámparas polimerizar

28-171	Base ECO LED1 y Woodpecker LED.H	€	48,80
--------	--	---	-------

28-186	Base lámpara DTE iLED blanca	€	48,80
--------	-------------------------------------	---	-------

28-189	Base lámpara DTE iLED morada	€	48,80
--------	-------------------------------------	---	-------

28-191	Base lámpara Woodpecker LED.D	€	18,80
--------	--------------------------------------	---	-------

28-193	Base lámpara Woodpecker LED.C	€	18,80
--------	--------------------------------------	---	-------

NOVEDAD!!!

Transformadores lámparas polimerizar

28-184	Transformador ECO LED1 , Woodpecker LED.H , DTE iLED y comp.	€	14,80
28-174	Transformador lámpara Woodpecker LED.C	€	14,80
28-176	Transformador lámpara Woodpecker LED.D	€	14,80
28-198T	Transformador lámpara Woodpecker X-Cure	€	19,80



42-480

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Fuente de alimentación de luz para dotar de luz a equipos sin ella. € 66,80

Actuación neumática.

Regulador de retardo apagado luz por manguera.

Tensión alimentación: 12 – 30 V.

Tensión salida: 2,5 – 3,5 V.



44-650

Soporte instrumento polivalente

€ 9,80

ULTRASONIDOS “BUILT IN”

VER LISTA APARATOLOGÍA Y CIRUGÍA:

COMPATIBLE SATELEC: GARANTÍA: 2 AÑOS

Refs.: 40-46093 Titanus S (s/luz)



COMPATIBLE EMS: GARANTÍA: 2 AÑOS

Refs.: 40-41093 Titanus E (s/luz)

COMPATIBLE SATELEC:

Refs.: 28-036 DTE-V6 ENDO (s/luz)

Refs.: 28-024 DTE-V2 LED (c/luz)



COMPATIBLE EMS:

Refs.: 28-039 UDS-N6 ENDO (s/luz)

Refs.: 28-040 UDS-N3 LED ENDO (c/luz)



PIEZAS DE MANO PARA ULTRASONIDOS

VER LISTA APARATOLOGÍA Y CIRUGÍA:

COMPATIBLE SATELEC: GARANTÍA: 2 AÑOS

Refs.: 40-46001 Titanus S (s/luz)



COMPATIBLE EMS: GARANTÍA: 2 AÑOS

Refs.: 40-41001 Titanus E (s/luz)

COMPATIBLE SATELEC: GARANTÍA: 1 AÑO

Refs.: 06-SC21S (s/luz)

Refs.: 06-SC21SL (c/luz)



COMPATIBLE EMS: GARANTÍA: 1 AÑO

Refs.: 06-SC21E (s/luz)

Refs.: 06-SC21EL (c/luz)



COMPATIBLE SATELEC: GARANTÍA: 1 AÑO

Refs.: 28-158 HD-8H (s/luz)

Refs.: 28-155 HD-7L (c/luz)



COMPATIBLE EMS: GARANTÍA: 1 AÑO

Refs.: 28-150 HW-3H (s/luz)

Refs.: 28-152 HW-6 (s/luz)

Refs.: 28-156 HW-5L (c/luz)



MICROMOTORES ELÉCTRICOS

MICROMOTORES "BUILT IN"



Fuente alimentación BMC40:
-32V DC/CC+/-10%; 6A (10 seg.).
- Dimensiones: 95x58mm.

- 40-60093 Kit built-in micromotor DEFINITIVE sin luz (SIN escobillas)
- Micromotor DEFINITIVE sin luz. **VER LISTA APARATOLOGÍA**
- Torque máximo: 3,5 Ncm.
- Peso: 90gr.
- Manguera silicona 8 orificios.
- Fuente de alimentación BMC40.
- Garantía: 2 años.


- 40-60293 Kit built-in micromotor DEFINITIVE LED (SIN escobillas) **VER LISTA APARATOLOGÍA**
- Micromotor DEFINITIVE LED.
- Torque máximo: 3,5 Ncm.
- Peso: 90gr.
- Manguera silicona 8 orificios, terminal giratorio.
- Fuente de alimentación BMC40.
- Garantía: 2 años.



- 40-39400 Convertidor CONV24 de 24V AC/CA a 32V DC/CC **VER LISTA APARATOLOGÍA**
- 24V AC/CA +/- 10%; 8A.
- Dimensiones: 60x50mm.
- Garantía: 2 años.



- 40-39500 Potenciómetro neumático PPOT **VER LISTA APARATOLOGÍA**



- 40-03520 Potenciómetro eléctrico (4.700 ohm)

- 40-39600 Selector MOT2 2 micromotores DEFINITIVE / DEFINITIVE LED **VER LISTA APARATOLOGÍA**



- 40-39200 Panel de control DUOPAD **VER LISTA APARATOLOGÍA**
- 13V DC/CC +/- 20%; 22mA.
- Dimensiones: 73x117x24mm.
- Puede controlar 2 micromotores DEFINITIVE/LED y 1 ultrasonidos TITANUS.
- Garantía: 2 años.

MICROMOTORES ELÉCTRICOS RECICLADOS

Motores reciclados. En todos los casos se sustituye: Inducido, escobillas, rodamientos, anillos tóricos y la bombilla (en motores con luz). Se retoca pero no se sustituye generalmente la carcasa del motor, que puede mostrar señales de uso.

Garantía: 6 meses

KAVO



Ref.: 90-002 K-191 sin luz

[VER LISTA APARATOLOGÍA](#)



Ref.: 90-004 K-196 (compatible K-190)

[VER LISTA APARATOLOGÍA](#)



Ref.: 90-007 KL-700

[VER LISTA APARATOLOGÍA](#)

BIEN AIR



Ref.: 90-021 MC2 Isolite con luz

[VER LISTA APARATOLOGÍA](#)

VER LISTA APARATOLOGÍA Y CIRUGÍA EN LA SECCIÓN DE MICROMOTORES

REPUESTOS COMPRESORES DÜRR DENTAL

REPUESTOS COMPRESORES Y SECADORES DÜRR



COMPRESORES 51/52: PRIMO, DUO, TRIO Y CUATRO

68-11101	Kit reparación compresor 51/52 (PRIMO, DUO, TRIO y CUATRO) (Ref. Dürr 5110.992.00: 5150.981.00 kit juntas culata, 5110.105.50 culata)	€ 189,80
68-11102	Filtro compresor 51/52 (PRIMO, DUO, TRIO y CUATRO) (Ref. Dürr 0832.982.00)	€ 42,80

COMPRESORES TORNADO 70/130

68-13101	Filtro redondo compresor Tornado 70/130 (Ref. Dürr 5430.982.00)	€ 26,80
68-13102	Kit reparación compresor Tornado 70/130 (Ref. Dürr 5430.981.00: cilindro, aro compresión, tornillo pistón y 2 juntas culata)	€ 188,00
68-13103	Porta filtro redondo compresor Tornado 70/130 (Ref. Dürr 0852.001.00)	€ 51,80
68-13104	Biela+pistón compresor Tornado 70/130 (Ref. Dürr 5430.984.00)	€ 438,00

COMPRESORES TORNADO T1 Y T2

68-15101	Juego filtros compresor Tornado T1 y T2 (Ref. Dürr 5180.980.60: 1610.121.00 filtro anual superior, 1650.101.00 filtro secador membrana 1650 / sinterizado, 5180.982.00 filtro admisión)	€ 105,80
68-15102	Kit reparación juntas cilindro compresor Tornado T1 y T2 (Ref. Dürr 5180.981.00: junta interior, aro compresión pistón, tornillo sujeción aro de compresión)	€ 71,80
68-15103	Presostato compresor Tornado T1 y T2 (Ref. Dürr 5180.011.00E)	€ 162,80

SECADORES DÜRR

68-18101	Filtro secador todos los modelos (Ref. Dürr 1610.121.00)	€ 54,80
68-18103	Filtro secador membrana 1650 / sinterizado + colector + anillo tórico (Ref. Dürr 1650.101.00)	€ 39,80

SISTEMAS DE ASPIRACIÓN Y REPUESTOS

- 1.- Motores aspiración Luzzani Dental y repuestos**
- 2.- Motores aspiración, centrifugadoras y separadores de amalgama METASYS**
- 3.- Válvulas y accesorios METASYS**
- 4.- Repuestos aspiraciones METASYS**
- 5.- Conectores META connect (METASYS)**
- 6.- Motores aspiración, centrifugadoras y separadores de amalgama Dürr Dental**
- 6.- Repuestos aspiraciones Dürr Dental**
- 8.- Conectores Dürr connect**
- 9.- Soportes aspiración Luzzani Dental**
- 10.- Mangueras y tubos aspiración**
- 11.- Terminales de aspiración y adaptadores**

MOTORES DE ASPIRACIÓN SECA

MOTORES LUZZANI



MOTORE ASINCRONO MONOFASE

Tensione alimentazione	V.220* 50Hz
Potenza assorbita	Wa 415
Assorbimento	A 1,86
Condensatore	μ F 10
Cos φ	0,96
Giri	2810 RPM
Servizio	Continuo
Depressione statica	1.300 mm d'acqua
Portata aria aspirata	1.200 litri/minuti

* A richiesta è fornito con diverse tensioni





DIAGRAMMA DEPRESSIONE




- Máxima fiabilidad + Máximo silencio.
- Puede funcionar de forma continuada.
- Depresión estática: 1.300 mm de agua aprox.
- Caudal de aire: 1.200 l/min.
- Funcionamiento: aspiración y compresión.
- Ausencia completa de ruido.
- **Garantía: 1 año.**

Ref.: 39-8AIRMAT

€ 389,80

CONSÚLTENOS POR SUS REPUESTOS

NOVEDAD!!!



REPUESTOS MOTOR LUZZANI AIRMATIC

39-8R506	Rodamiento (R506)	€ 14,80
39-8R522	Silenciadores (R522)	€ 14,80

NOVEDAD!!!



Rotor separador centrífugo

Módulo separador que, gracias a su fuerza centrífuga, garantiza una separación continua y perfecta incluso con grandes cargas de espuma. Para que la bomba de vaciado funcione de por vida, la fiabilidad de la separación debe estar garantizada.


Regulación de presión negativa controlada por frecuencia*

Según los requisitos de potencia, la regulación de la presión negativa se realiza mediante un control de frecuencia que proporciona a las cánulas una gran presión negativa constante de 180 mbar. Además, la función controlada por frecuencia reduce considerablemente el consumo energético.

* solo para EXCOM hybrid 5

Rueda de turbina de aluminio

La rueda de turbina de aluminio de marcha libre garantiza la seguridad del funcionamiento a largo plazo. No se utilizan ruedas de plástico.



Desagüe más alto de las aguas residuales

Un desagüe de aguas residuales colocado más alto permite una conexión cómoda con el desagüe o el separador de amalgama. Con ello ya no se requiere ninguna otra instalación para una posible elevación necesaria del aparato de aspiración.

Un eje de motor

Un eje de motor para mover tanto el generador de presión negativa como la separación, al mismo tiempo que permite el funcionamiento simultáneo de ambos módulos. Esto impide el peligro de un posible derrame de líquido provocado por una separación que no esté funcionando dentro de una bomba de vacío en marcha.

Aletas de refrigeración que optimizan el caudal de aire

El diseño especial de estas aletas optimizadas garantiza una mejor refrigeración y una mayor protección contra el sobrecalentamiento. El caudal de aire y refrigeración eficiente que proporcionan estas aletas de refrigeración permite un rápido descenso del calor.

NOVEDAD!!!




MOTORES METASYS ASPIRACIÓN HÚMIDA CENTRALIZADOS SIN SEPARACIÓN AMALGAMA


EXCOM Hybrid 1S




EXCOM Hybrid 1



EXCOM Hybrid 2



EXCOM Hybrid 5



	EXCOM Hybrid 1s	EXCOM Hybrid 1	EXCOM Hybrid 2	EXCOM Hybrid 5
Tensión de alimentación	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC / 400 V AC
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Consumo máx. corriente	3,5 / 4,5 A	6,7 A	6,7 A	9,0 / 10,0 A // 4,3 / 4,4 A
Consumo máx. potencia	0,55 / 0,63 kW	0,94 / 1,1 kW	1,1 / 1,3 kW	1,5 / 1,75 kW
Temperatura máx. ambiente	40º C	40º C	40º C	40º C
Volumen aspiración	1.100 l/min	1.100 / 1.300 l/min	1.450 / 1.750 l/min	2.000 / 2.400 l/min
Zona presión negativa regulada	120 / 140 mbar	180 mbar	180 mbar	180 mbar
Nivel sonoro	63 dB (A)	57 / 62 dB (A)	58 / 63 dB (A)	64 / 68 dB (A)
Dimensiones (Al x An x P) en mm	530 x 350 x 320	570 x 422 x 400	580 x 450 x 400	620 x 460 x 455
Peso	15 kg	22 kg	27 kg	30 kg
Duración conexión	100%	100%	100%	100%
Tasa separación	-	-	-	-
Número de equipos	1 equipo	hasta 2 equipos	hasta 3 equipos	hasta 5 equipos
Suministro incluye	Kit básico instalación (excepto tubos de saho go)			
Garantía	12 meses	12 meses	12 meses	12 meses

Ref.: 98-010153 EXCOM Hybrid 1s

€ 1.080,00

Ref.: 98-010311 EXCOM Hybrid 1

€ 1.780,00

Ref.: 98-010312 EXCOM Hybrid 2

€ 2.380,00

Ref.: 98-010313 EXCOM Hybrid 5 (230 V)

€ 3.080,00



Ref.: 98-010314 EXCOM Hybrid 5 (400 V)

€ 3.180,00




NOVEDAD!!!



MOTORES METASYS ASPIRACIÓN HÚMEDA CENTRALIZADOS CON SEPARACIÓN AMALGAMA

EXCOM Hybrid A1



EXCOM Hybrid A2



EXCOM Hybrid A5



	A1	A2	A5
Tensión de alimentación	230 V AC	230 V AC	230 V AC / 400 V AC
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Consumo máx. corriente	6,7 A	6,7 A	9,0 / 10,0 A // 4,3 / 4,4 A
Consumo máx. potencia	0,94 / 1,1 kW	1,1 / 1,3 kW	1,5 / 1,75 kW
Temperatura máx. ambiente	40º C	40º C	40º C
Volumen aspiración	1.100 / 1.300 l/min	1.450 / 1.750 l/min	2.000 / 2.400 l/min
Zona presión negativa regulada	180 mbar	180 mbar	180 mbar
Nivel sonoro	57 / 62 dB (A)	58 / 63 dB (A)	64 / 68 dB (A)
Dimensiones (Al x An x P) en mm	570 x 422 x 400	580 x 450 x 400	620 x 460 x 455
Peso	24,5 kg	29,5 kg	35 kg
Duración conexión	100%	100%	100%
Tasa separación	99,30%	99,30%	99,30%
Número de equipos	hasta 2 equipos	hasta 3 equipos	hasta 5 equipos
Suministro incluye	Kit básico instalación	Kit básico instalación	Kit básico instalación
Garantía	12 meses	12 meses	12 meses

Ref.: 98-010251 EXCOM Hybrid A1-ECO II € 2.498,00

Ref.: 98-010221 EXCOM Hybrid A2-ECOII € 3.080,00

Ref.: 98-010222 EXCOM Hybrid A5 (230 V) – ECO II TANDEM € 4.180,00


Ref.: 98-010224 EXCOM Hybrid A5 (400 V) – ECO II TANDEM € 4.180,00



NOVEDAD!!!



MOTORES METASYS CUBIERTAS INSONORIZADORAS



Ref.: 98-110007 Cubierta insonorizadora para EXCOM Hybrid 1s - € 258,00
sin ventilador
Reducción nivel sonoro 15%



Ref.: 98-110004 Cubierta insonorizadora para EXCOM Hybrid 1, 2, € 898,00
5, A1, A2 y A5 - con ventilador
Reducción nivel sonoro 15%



NOVEDAD!!!



SEPARADOR DE AMALGAMA METASYS

ECO II



ECO II TANDEM




	ECO II	ECO II TANDEM
Caudal máx. agua	1 l/min	2 l/min
Tasa separación	99,30%	99,30%
Volumen recipiente colector	700 cm ³	2 x 700 cm ³
Intervalo de cambio	anual / lleno 100%	anual / lleno 100%
Dimensiones (Al x An x P) en mm	308 x 164 x 201 mm	371 x 407 x 243 mm
Peso en vacío con soporte / contenedor lleno	1,7 kg / 2,7 kg	3,6 kg / 2x2,7 kg
Suministro incluye	Kit básico instalación	Kit básico instalación

Ref.: 98-010004 ECO II

€ 728,00

Ref.: 98-010007 ECO II TANDEM

€ 1.298,00



NOVEDAD!!!



CENTRIFUGADORAS METASYS SIN SEPARACIÓN AMALGAMA

MST 1 ECO LIGHT



COMPACT Dynamic ECO



	MST 1 ECO LIGHT	COMPACT Dynamic ECO
Tensión de alimentación	24 V AC	24 V AC
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Consumo máx. corriente	1,5 A	3 A
Consumo máx. potencia	46 VA	75 VA
Caudal máx. agua	4,5 l/min	4,5 l/min
- desde escupidera	3,0 l/min	3,0 l/min
- desde línea de aspiración	1,5 l/min	1,5 l/min
Zona presión negativa regulada	50-250 mbar	80-160 mbar
Tasa separación	-	-
Volumen recipiente colector	300 cm ³	300 cm ³
Dimensiones (Al x An x P) en mm	305 x 163 x 104mm	301 x 173 x 110mm
Suministro incluye	Kit básico instalación	Kit básico instalación
Garantía	12 meses	12 meses

Ref.: 98-010033 MST 1 ECO LIGHT sin separador de amalgama € 1.080,00

Ref.: 98-010002 COMPACT ECO Dynamic sin separador de amalgama € 1.580,00

NOVEDAD!!!



CENTRIFUGADORAS METASYS CON SEPARACIÓN AMALGAMA

MST 1



COMPACT Dynamic



MST 1 (Modelo externo)



	MST 1	COMPACT Dynamic
Tensión de alimentación	24 V AC	24 V AC
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Consumo máx. corriente	2 A	6,3 A
Consumo máx. potencia	46 VA	100 VA
Caudal máx. agua	4,5 l/min	4,5 l/min
- desde escupidera	3,0 l/min	3,0 l/min
- desde línea de aspiración	1,5 l/min	1,5 l/min
Zona presión negativa regulada	80-250 mbar	80-160 mbar
Tasa separación	98,60%	96,40%
Volumen recipiente colector	300 cm ³	300 cm ³
Dimensiones (Al x An x P) en mm	305 x 210 x 104mm	301 x 173 x 110mm
Número de autorización DIBT (Instituto Alemán de Ingeniería Civil)	Z-64.1-4	Z-64.1-2
Suministro incluye	Kit básico instalación	Kit básico instalación
Garantía	12 meses	24 meses

Ref.: 98-010001 MST 1 con separador de amalgama

€ 1.998,00

Ref.: 98-010020 MST 1 con separador de amalgama
(Modelo externo)

€ 1.998,00



Ref.: 98-110001 COMPACT Dynamic con separador de amalgama

€ 2.380,00

Ref.: 98-110005 COMPACT Dynamic con separador de amalgama (Modelo externo)

€ 2.398,00



NOVEDAD!!!



MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y ACCESORIOS METASYS

VÁLVULAS



Ref.: 98-020002 Válvula escupidera

€ 342,80



Ref.: 98-020048 Válvula selectora (sin rectificador 24V)

€ 99,80

KIT MANTENIMIENTO CENTRIFUGADORAS

Ref.: 98-010109 Kit inspección anual centrifugadora MST 1 € 108,00
Suministro incluye: válvula antiretorno, membrana válvula selectora, Filtro bomba, contenedor reemplazo.

Ref.: 98-010110 Kit inspección 5 años centrifugadora MST 1 € 278,00 
Suministro incluye: (válvula antiretorno, membrana válvula selectora, Filtro bomba, contenedor reemplazo) + filtro drawer, tapa centrifugadora, anillo desplazamiento agua, deflector de aire, cámara de centrifugado y tapa bomba centrifugado.

Ref.: 98-010030 Kit inspección anual centrifugadora COMPACT Dynamic y COMPACT Dynamic ECO € 298,00
Suministro incluye: rotor completo, junta, parte superior separador c/membrana y contenedor reemplazo.

Ref.: 98-010031 Kit inspección 5 años centrifugadora COMPACT Dynamic € 368,00 
Suministro incluye: rotor completo, junta, parte superior separador c/membrana y contenedor reemplazo + centrifuga y filtro bomba.

Ref.: 98-010119 Kit inspección anual centrifugadora MST 1 ECO Light € 104,80
Suministro incluye: anillo desplazamiento agua, deflector aire, alojamiento entrada bomba k, membrana, válvula antiretorno, anillo tórico.

CONTENEDORES SEPARADORES DE AMALGAMA

Ref.: 98-210001 Contenedor reemplazo MST 1 € 42,80

Ref.: 98-010005 Contenedor reemplazo COMPACT Dynamic € 42,80

Ref.: 98-010130 Contenedor reemplazo ECO II y ECO II Tandem € 280,00




TUBO DESAHOGO ASPIRACIONES


Tubo termo resistente para descarga de aire de sistemas de aspiración

***(Compra mín. 1 metro referencia / múltiplos de 1m, NO fracciones)**


Ref.: 98-020100* Tubo desahogo termo resistente, Ø32mm, <u>x metro</u> €	56,80	
Ref.: 98-020101* Tubo desahogo termo resistente, Ø40mm, <u>x metro</u> €	59,80	<i>En stock!</i>
Ref.: 98-020102* Tubo desahogo termo resistente, Ø50mm, <u>x metro</u> €	63,80	




Ref.: 98-040124 Adaptador Dürr Connect (G) – META Connect Macho/Macho, 1ud.	€	13,80
--	---	-------




Ref.: 98-040084 Adaptador Dürr Connect (K) – META Connect Macho/Macho, 1ud.	€	13,80
--	---	-------



Ref.: 98-040102 Adaptador Dürr Connect (K) – META Connect Hembra/Hembra, 1ud.	€	13,80
--	---	-------



Ref.: 98-040125 Adaptador conexión d.i. Ø27, d.e. Ø32 – META Connect Macho/Macho, 1ud.	€	13,80
---	---	-------



Ref.: 98-040103 META Connect clip cierre, 1ud.	€	8,80
---	---	------

LIMPIEZA ASPIRACIONES



LIMPIADOR, DESINFECTANTE Y DESODORIZANTE GREEN & CLEAN

*Doble concentrado desespumado activo para la **limpieza** diaria, **desinfección** y **desodorización** de sistemas de aspiración y separadores de amalgama.*

- Apto para el mantenimiento de **aspiraciones de todas las marcas**
- Concentrado: **fácil** de transportar y no ocupa espacio
- Sistema dual especialmente diseñado para impedir la generación de microorganismos resistentes
- Extremadamente **cómodo** y **sencillo**:



Ref.: 98-030201 Kit iniciación Green & Clean M2

€ 109,80

(Aproximadamente 167 aplicaciones)

Suministro incluye: 1 x dispensador, 1 x M2 rojo 500ml y 1 x M2 verde 500ml

Ref.: 98-030202 Kit refill I Green & Clean M2

€ 148,00

(Aproximadamente 334 aplicaciones)

Suministro incluye: 2 x M2 rojo 500ml y 2 x M2 verde 500ml

Ref.: 98-030203 Kit refill II Green & Clean M2

€ 76,80

(Aproximadamente 167 aplicaciones)

Suministro incluye: 1 x M2 rojo 500ml y 1 x M2 verde 500ml

MOTORES DÜRR ASPIRACIÓN HÚMEDA CON SEPARACIÓN DE AMALGAMA



- Aspiración **húmeda** c/separación de amalgama VSA 300S (1 puesto).
- Caudal: 300 l/m.
- Nivel sonoro: 63 dBA (sin cubierta), 54 dBA (con cubierta).
- Separa hasta el 97,5% de la Amalgama.
- Dimensiones 48x31x31cm.
- **Garantía: 2 años.**

Ref.: 68-28009*

€ 2.598,00

** Hasta agotar existencias*

CENTRIFUGADORAS



- Centrifugadora combi-sepamatic CS-1 (1 puesto).
- Sin accesorios
- **Garantía: 2 años.**

Ref.: 68-28020*

€ 878,00

** Hasta agotar existencias*

MANTENIMIENTO ASPIRACIONES



- Desinfectante de sistemas aspiración **Orotol Plus**.
- Con 2,5 l se obtienen 125 l de solución diluida.
- Amplio espectro de acción.
- Tiempo de reacción: 2% / 60min.

Ref.: 68-37002* Botella 2,5 l, 1 ud. € 53,80
*** Hasta agotar existencias**



- Limpiador especial de sistemas aspiración **MD-555**.
- Concentrado sin espuma para instalaciones dentales de aspiración y desagüe.
- Complemento idóneo para Orotol Plus para el cuidado completo y perfecta limpieza y mantenimiento de instalaciones de aspiración de todo tipo.

Ref.: 68-37003* Botella 2,5 l, 1 ud. € 37,80
*** Hasta agotar existencias**



OROCUP

Sistema cerrado de dosificación para desinfectantes de instalaciones de aspiración y detergentes especiales, incluye adaptador para los tubos de aspiración habituales

Ref.: 68-37004* Botella 2,5 l, 1 ud. € 52,80
*** Hasta agotar existencias**



Ref.: 68-37001 FILTRO AMARILLO, 12 uds. € 34,80
 (Ref. Dürr 0725.041.00)

NOVEDAD!!!



Ref.: 68-37005 FILTRO AMARILLO dos entradas € 89,80
 Dürr Connect
 (Ref. Dürr 0700.705.54)

VÁLVULAS DÜRR



68-26001 Válvula antiretorno CAS-1, 1ud.
(Ref. Dürr 7117.420.43 1ud de 2) € 42,80



68-36001 Válvula centralizadora/selectora aspiración
(Ref. Dürr 7560.500.60E) € 148,00

68-36002 Membrana válvula centralizadora/selectora aspiración
(Ref. Dürr 7560.500.22) € 13,80

68-36003 Válvula aceleradora aspiración
(Ref. Dürr 7560.992.00) € 57,80



68-36004 Caja registro válvula aceleradora aspiración
(Ref. Dürr 7560.993.00) € 313,80



68-36005 Válvula antiretorno Dürr Conect
(Ref. Dürr 7128.100.03) € 17,80

REPUESTOS ASPIRACIONES DÜRR

68-25001 Aspa/Turbina V300S y VS300S
(Ref. Dürr 7119.983.55) € 162,80

68-25002 Aspa/Turbina V600 y VS600
(Ref. Dürr 7127.983.55) € 238,00

68-25003 Tapa+ventilador V300S, VS300S, V600, VS600, V900S,
VS900S
(Ref. Dürr 7130.982.54) € 84,80

68-26002 Retén CAS-1, (1 ud.)
(Ref. Dürr 7117.420.41) € 21,80

68-26003 Kit mantenimiento CS-1
(Ref. Dürr 7117.980.33) € 94,80

CONECTORES DÜRR CONNECT

DÜRR CONNECT K (20mm)

	68-87004	Dürr Connect hembra a 15mm (K), 5uds. (Ref. Dürr 0700.720.15E)	€ 15,80
	68-87003	Dürr Connect macho a 20mm (K), 5uds. (Ref. Dürr 0700.710.20E)	€ 15,80
	68-87020	Dürr Connect macho a 25mm (K), 5uds. (Ref. Dürr 0700.710.25E)	€ 15,80
	68-87021	Dürr Connect "T" 2 x macho / 1 x hembra, c/sifón (K), 3uds. (Ref. Dürr 0700.700.08E)	€ 28,80
	68-87014	Dürr Connect macho-macho (K), 5uds. (Ref. Dürr 0700.700.13E)	€ 15,80
	68-87005	Dürr Connect hembra a 17mm (K), 5uds. (Ref. Dürr 0700.720.17E)	€ 15,80
	68-87007	Dürr Connect hembra a 18mm (K), 5uds. (Ref. Dürr 0700.720.18E)	€ 15,80
	68-87017	Dürr Connect hembra a 20mm (K), 5uds. (Ref. Dürr 0700.720.20E)	€ 15,80
	68-87019	Dürr Connect hembra a 22mm (K), 5uds. (Ref. Dürr 0700.720.22E)	€ 15,80
	68-87006	Dürr Connect hembra a 25mm (K), 5uds. (Ref. Dürr 0700.720.25E)	€ 15,80
	68-87009	Dürr Connect hembra a 30mm (K), 3uds. (Ref. Dürr 0700.720.30E)	€ 15,80
	68-87008	Dürr Connect hembra 36mm (K), 5uds. (Ref. Dürr 0700.700.21E)	€ 15,80
	68-87013	Dürr Connect hembra-hembra (K), 5uds. (Ref. Dürr 0700.700.11E)	€ 15,80

	68-87018	Dürr Connect manguito a 32mm (K), 5uds. (Ref. Dürr 0700.700.20E)	€ 15,80
	68-87015	Dürr Connect codo 90° (K), 5uds. (Ref. Dürr 0700.700.04E)	€ 15,80
	68-87010	Dürr Connect tapón sencillo (K), 5uds. (Ref. Dürr 0700.700.10E)	€ 15,80
	68-87012	Dürr Connect "T" 1 x macho / 2 x hembra (K), 3uds. (Ref. Dürr 0700.700.06E)	€ 28,80
	68-87002	Dürr Connect "T", 3 x macho (K), 5uds. (Ref. Dürr 0700.700.02E)	€ 15,80
	68-87001	Dürr Connect "Y", 3 x macho (K), 5uds. (Ref. Dürr 0700.700.03E)	€ 15,80
	68-87011	Dürr Connect clip pequeño (K), 20uds. (Ref. Dürr 0700.700.01E)	€ 15,80
	68-87016	Dürr Connect anillo tórico (K), 1ud. (Ref. Dürr 9000.402.54)	€ 2,40
DÜRR CONNECT G (32mm)			
	68-88004	Dürr Connect clip grande (G), 20uds. (Ref. Dürr 0700.800.01E)	€ 28,80
	68-88005	Dürr Connect codo 90° (G), 3uds. (Ref. Dürr 0700.800.04E)	€ 41,80
	68-88003	Dürr Connect hembra a 30mm (G), 3uds. (Ref. Dürr 0700.810.30E)	€ 25,80
	68-88001	Dürr Connect macho a 30mm (G), 3uds. (Ref. Dürr 0700.820.30E)	€ 27,80
	68-88002	Dürr Connect macho-macho (G), 3uds. (Ref. Dürr 0700.800.13E)	€ 21,80

SOPORTE ASPIRACIÓN

SOPORTE COMPLETO 2 CÁNULAS



- Máxima fiabilidad + Máximo silencio.
- Tecnología única que garantiza el máximo mantenimiento poder de succión.
- Filtro fácilmente accesible para limpiarlo y cambiarlo, a través cubierta especial.
- La guía de metal suministrada con el soporte de cánula facilita su instalación.
- **Garantía: 6 meses.**



Ref.: 39-8200

€ 388,00

CONSÚLTENOS POR SUS REPUESTOS


NOVEDAD!!!

MANGUERAS DE ASPIRACIÓN EVA EXTRAFLEXIBLE



- Máxima calidad y durabilidad
- Manguera extra flexible de Etyl-Vinilo-Acetato.
- Currugada interior y exterior.
- Resistente a todos los desinfectantes homologados.
- Color gris claro RAL 7035.

36-611R	EN ROLLO, LARGO 25 m.	€ 168,00
	Diámetro interno 11 mm, 25m <u>Suministro incluye:</u> adoptadores silicona	
36-617R	Diámetro interno 17 mm, 25m	€ 198,00
CORTADAS A MEDIDA (NO ADMITEN DEVOLUCIÓN)		
36-611	Diámetro interno 11 mm (<u>x metro</u>) <u>Suministro incluye:</u> adoptadores silicona	€ 8,80
36-617	Diámetro interno 17 mm (<u>x metro</u>)	€ 9,80



MANGUERAS DE ASPIRACIÓN SOFT-PVC

- Primera calidad.
- Doble pared, reforzada de SOFT-PVC flexible.
- Muy buena flexibilidad.
- Resistente a todos los desinfectantes homologados.
- Color gris claro RAL 7035.

CORTADAS, LARGO 160 cm

36-008	Diámetro interno 8 mm	€ 17,80
36-011	Diámetro interno 11 mm	€ 18,10
36-015	Diámetro interno 15 mm	€ 18,20
36-017	Diámetro interno 17 mm	€ 19,50
36-020	Diámetro interno 20 mm	€ 21,20

EN ROLLO, LARGO 12 m.

36-051	Diámetro interno 11 mm	€ 130,00
36-057	Diámetro interno 17 mm	€ 144,00

CORTADAS A MEDIDA (NO ADMITEN DEVOLUCIÓN)

36-061	Diámetro interno 11 mm (<u>x metro</u>)	€ 16,00
36-067	Diámetro interno 17 mm (<u>x metro</u>)	€ 17,00

CORTADAS, LARGO 160 CM CON TERMINAL

36-111	Diámetro interno 11 mm	€ 25,80
36-117	Diámetro interno 17 mm	€ 27,80

TERMINALES DE ASPIRACIÓN rm

- Resistente a todos los desinfectantes homologados.



38-517	Para mangueras de 11 mm interno (Montaje con pegamento)	€ 5,80
--------	--	--------



38-518	Para mangueras de 17 mm interno (Montaje con calor)	€ 5,80
--------	--	--------



46-387 Pequeño conector 6,8 - 6,95mm € 10,80

46-387P Punta terminal pequeño conector 6,8 - 6,95mm € 1,80



58-388 Grande conector 12,4 - 12,55mm € 10,80



58-487 Pequeño conector 7,8 - 7,95mm € 10,80



58-488 Grande conector 12,75 - 12,90mm € 10,80

ADAPTADORES TERMINALES-CÁNULAS

- Resistentes.

- Color crema.

- **Esterilizable en autoclave 135° C.**



38-519 Adaptador cánula salivador (11mm int.) bolsa 5 uds. € 15,20




38-520 Adaptador cánula niebla de spray y cirugía (17mm int.) bolsa 5 uds. € 15,20

TERMINALES DE ASPIRACIÓN DÜRR


- Calidad Dürr.
- Resistente a todos los desinfectantes homologados.

MANGUERA GRUESA


Form/Shape	Ref. Nr./No.	optional		optional	68-38019	68-38023	Ø 16 mm
	68-38001			68-38017	+	+	68-38024
	68-38002			68-38018	+	+	68-38025
	68-38003				68-38021	+	
	68-38004				68-38022	+	
	68-38006						
	68-38007						



68-38017 Angular, tubo grueso, gris, con pestillo desplazamiento € 28,80






68-38018 Angular, tubo grueso, gris, sin pestillo desplazamiento € 15,80




68-38016 Articulación gris terminal de aspiración grueso € 25,80

MANGUERA FINA


Form/Shape	Ref. Nr./No.	68-38027	68-38029	68-38031
	68-38008			
	68-38009			
	68-38010			
	68-38012			
	68-38013			
	68-38015			




68-38027P Angular, tubo fino, gris, con pestillo giratorio, 3uds. € 32,80




68-38028 Recta, tubo fino, gris, con pestillo deslizamiento € 23,80



68-38029 Recta, tubo fino, gris, con pestillo giratorio € 27,80








68-38030 Recta, tubo fino, gris, con pestillo deslizamiento € 18,00









ADAPTADORES MANGUERAS- TERMINALES DE ASPIRACIÓN DÜRR

- Calidad Dürr.
- Resistente a todos los desinfectantes homologados.

MANGUERA GRUESA


	68-38001	Adaptador manguera-terminal universal 10mm (d.1: 10,0mm x d.2: 26,3mm)	€ 12,80
	68-38002	Adaptador manguera-terminal A-dec 17mm (d.1: 17,0mm x d.2: 26,3mm)	€ 14,80
	68-38003	Adaptador manguera-terminal KaVo 20mm (d.1: 20,0mm x d.2: 26,3mm)	€ 14,80
	68-38004	Adaptador manguera-terminal Dürr Comfort (d.1: 19,0mm x d.2: 26,3mm)	€ 14,80
	68-38006	Adaptador manguera-terminal universal 18mm (d.1: 18,0mm x d.2: 26,3mm)	€ 14,80
	68-38007	Adaptador manguera-terminal universal 18mm (d.1: 18,0mm x d.2: 26,3mm)	€ 16,80

MANGUERA FINA


	68-38008	Adaptador manguera-terminal universal 6mm (d.1: 6,0mm x d.2: 20,7mm)	€ 17,80
	68-38009	Adaptador manguera-terminal A-dec 7,2mm (d.1: 7,2mm x d.2: 21,0mm)	€ 11,80
	68-38010	Adaptador manguera-terminal KaVo 8mm (d.1: 8,0mm x d.2: 21,0mm)	€ 12,80
	68-38012	Adaptador manguera-terminal Cattani 10mm (d.1: 10,0mm x d.2: 21,0mm)	€ 11,80
	68-38013	Adaptador manguera-terminal Dürr Comfort (d.1: 10,0mm x d.2: 21,0mm)	€ 14,80
	68-38015	Adaptador manguera-terminal universal 10mm (d.1: 10,0mm x d.2: 21,0mm)	€ 8,00

ADAPTADORES TERMINALES- CÁNULAS Y CÁNULAS DE ASPIRACIÓN


- Calidad Dürr.
- Resistente a todos los desinfectantes homologados.




68-38019 **MANGUERA GRUESA** Manguito giratorio 16mm € 14,80



68-38020 Manguito giratorio 16mm € 5,20



68-38024 Cánula aspiración universal protect, 16mm, gris, 5uds. € 15,80
(para refs.: 68-38019 y 68-38020)



68-38025 Cánula aspiración profilaxis, 16mm, gris, 4uds. € 17,80
(para refs.: 68-38019 y 68-38020)




68-38035 Cánula universal, 16mm, gris, 5uds. € 13,80




68-38036 Cánula universal Petito, 16mm, gris, 5uds. € 11,80




68-38023 Embudo aspiración grande € 27,80




68-38021 **MANGUERA FINA** Manguito giratorio 11mm € 14,80



68-38022 Manguito giratorio 11mm € 5,20



68-38026 Cánula aspiración universal Petito, 11mm, gris, 5uds. € 13,80
(para refs.: 68-38021 y 68-38022)



68-38034 Cánula aspiración cirugía 2,5mm, 20 uds. € 31,80
(para refs.: 68-38027, 28, 29 y 30)

PEDALES Y SUS REPUESTOS



PEDALES FARO

80-224900000	Pedal electroneumático P2L1 Faro	€ 368,00	
80-224900100	Pedal neumático P2L1 Faro	€ 318,00	
80-224900200	Pedal electrico P2L1 Faro	€ 318,00	
80-604497	Potenciómetro K10 pedal Faro	€ 11,80	

CONSÚLTANOS POR MÁS REPUESTOS PARA PEDALES FARO

PEDALES NEUMÁTICOS

- Regulación progresiva del flujo de aire.
- Disco de acero de Cromo pulido, muy resistente y duradero.
- Valvulería de primera calidad.
- Con almohadillas antideslizantes.



37-200

Pedal neumático con chip blower y con selector de agua
(No manguera)*

€ 98,00




44-506

Pedal neumático sin chip blower y sin selector de agua
(No manguera)*

€ 68,00

*** VER MANGUERAS PARA PEDALES REFS.: 37-240, 37-241, 37-242 Y 44-850**



37-210	Base torre para válvulas con tornillo	€	8,70
37-211	Válvula Hanger puertos laterales (PEDAL RUMAR)	€	14,40
37-212	Palanca control de agua	€	5,90
37-213	Base de mandos	€	28,90
37-214	Junta tórica con pasador	€	4,90
37-215	Chip Blower metálico	€	8,60
37-216	Patatas de goma	€	2,40
37-217	Junta interna válvula central	€	1,20
37-218	Muelle interno válvula central	€	3,90
37-219	Muelle central válvula central	€	6,60
37-220	Anillo tórico base	€	1,80
37-221	Estructura válvula central	€	52,40
37-222	Junta tórica "U" pistón	€	1,80
37-223	Pistón sin junta tórica	€	7,20
44-532	Espiga manguera macho 10/32" x 1,6mm (Compra mín. 5 uds. modelo / múltiplos de 5)	€	1,35
38-720	Anillo nylon rosca 10/32" (0,79x0,475x0,08mm) min 10 uds.	€	0,45
44-530	Espiga manguera macho 10/32" x 4,6mm	€	1,30
37-224	Disco metálico válvulas	€	1,80
37-225	Torre completa palanca control de agua	€	32,80
37-226	Torre completa Chip-Blower	€	34,80

IMPORTANTE:

Válvula central completa = 37-217 + 37-218 + 37-220 + 37-221 + 37-222 + 37-223

RACORES, CONECTORES Y ESPIGAS

- 1.- Racorería, conectores y llaves de paso**
- 2.- Espigas**
- 3.- Conectores de Nylon**

RACORERÍA

- Conexión rápida, serie SC.
- Latón niquelado.
- Primera calidad.



Rectos macho cónico (Compra mín. 5 uds. modelo / múltiplos de 5)

Ref.: 50-001	1/4" x 6 mm	€	1,65
Ref.: 50-002	1/4" x 8 mm	€	1,65
Ref.: 50-003	1/8" x 6 mm	€	1,55
Ref.: 50-004	1/8" x 8 mm	€	1,60



Rectos hembra (Compra mín. 5 uds. modelo / múltiplos de 5)

Ref.: 50-005	1/4" x 6 mm	€	2,00
Ref.: 50-006	1/4" x 8 mm	€	2,10
Ref.: 50-007	1/8" x 6 mm	€	1,65
Ref.: 50-008	1/8" x 8 mm	€	1,65



Codos fijos, macho (Compra mín. 5 uds. modelo / múltiplos de 5)

Ref.: 50-011	1/4" x 6 mm	€	2,10
Ref.: 50-012	1/4" x 8 mm	€	2,10
Ref.: 50-013	1/8" x 6 mm	€	1,70
Ref.: 50-014	1/8" x 8 mm	€	1,70



Codos fijos, hembra (Compra mín. 5 uds. modelo / múltiplos de 5)

Ref.: 50-015	1/4" x 6 mm	€	2,60
Ref.: 50-016	1/4" x 8 mm	€	2,70



Codos Intermedios (Compra mín. 5 uds. modelo / múltiplos de 5)

Ref.: 50-021	6 mm	€	2,25
Ref.: 50-022	8 mm	€	2,80

**Prolongadores (Compra mín. 5 uds. modelo / múltiplos de 5)**

Ref.: 50-025 6 x 6 mm	€	2,25
Ref.: 50-026 8 x 8 mm	€	2,50
Ref.: 50-027 6 x 8 mm	€	2,50

**"T" Intermedias (Compra mín. 5 uds. modelo / múltiplos de 5)**

Ref.: 50-031 6 x 6 x 6 mm	€	3,30
Ref.: 50-033 8 x 8 x 6 mm	€	3,70
Ref.: 50-032 8 x 8 x 8 mm	€	3,80

**"T" Lateral macho cónico**

Ref.: 50-035 1/4" x 6 mm	€	3,60
Ref.: 50-036 1/4" x 8 mm	€	3,60

**"T" Central macho cónico**

Ref.: 50-041 1/4" x 6 mm	€	3,60
Ref.: 50-042 1/4" x 8 mm	€	3,60

**Cruz intermedia**

Ref.: 50-045 6 mm	€	4,80
Ref.: 50-046 8 mm	€	5,60

CONECTORES RÁPIDOS AIRE EASY

**Rectos macho (Compra mín. 5 uds. modelo / múltiplos de 5)**

Ref.: 50-070 1/4" x 8 mm	€	2,25
Ref.: 50-071 1/4" x 6 mm	€	2,15
Ref.: 50-072 1/8" x 8 mm	€	2,25
Ref.: 50-073 1/8" x 6 mm	€	2,15

UNIONES RÁPIDAS ENGANCHE METÁLICO (SISTEMA ANTI ESCAPE DE TUBOS - MAYOR DURABILIDAD)



Uniones (Compra mín. 5 uds. modelo / múltiplos de 5)

Ref.: 50-081 6mm x 6mm € 2,90

Ref.: 50-082 8mm x 8mm € 3,00



Uniones reductoras (Compra mín. 5 uds. modelo / múltiplos de 5)

Ref.: 50-083 6mm x 8mm € 3,55



"T" Intermedias (Compra mín. 5 uds. modelo / múltiplos de 5)

Ref.: 50-080 8 x 8 x 8 mm € 5,50

Ref.: 50-084 6 x 6 x 6 mm € 5,00



CONECTORES RÁPIDOS AGUA/AIRE DCI



Ref.: 52-0011 Hembra conexión rápida agua/aire € 19,80
para tubo de 4x6mm
Suministros incluye: arandelas de colores para identificación
(Aire o Agua)



Ref.: 52-0014 Macho conexión rápida agua/aire € 16,80
para tubo de 4x6mm
(Aire o Agua)

ACCESORIOS



Ref.: 50-061 Válvula Antirretorno 1/4" € 6,75

Ref.: 50-066 Válvula Antirretorno 1/8" € 5,75



Ref.: 44-570 Mini válvula Antirretorno 10/32" x 1,6mm € 8,80



Ref.: 44-571 Mini válvula Antirretorno 1,6mm x 1,6mm € 11,80



Uniones

(Compra mín. 5 uds. modelo / múltiplos de 5)

Ref.: 50-085 Unión 1/8" macho a 1/8" macho € 1,15

Ref.: 50-086 Unión 1/4" macho a 1/4" macho € 0,90



Reductores

(Compra mín. 5 uds. modelo / múltiplos de 5)

Ref.: 50-062 Reductor 1/4" macho a 1/8" hembra € 0,85

Ref.: 50-064 Reductor 3/8" macho a 1/4" hembra € 1,05

Ref.: 50-067 Reductor 1/2" macho a 1/4" hembra € 1,30

Ref.: 44-565 Reductor 1/8" macho a 10/32" hembra € 5,50



(Compra mín. 5 uds. modelo / múltiplos de 5)

Ref.: 50-063 Reductor 1/8" macho a 1/4" hembra € 1,15

Ref.: 50-068 Reductor 1/4" macho a 3/8" hembra € 2,05



Ref.: 50-065 Pinza cortatubos, modelo PT € 12,90



Llaves de paso

Ref.: 50-250 Llave de paso 1/4" macho/macho € 10,50

Ref.: 50-251 Llave de paso 1/4" macho/hembra € 7,20

Ref.: 50-252 Llave de paso 1/4" hembra/hembra € 7,20

Ref.: 50-253 Llave de paso 1/8" macho/hembra € 6,80



Espigas manguera, macho

(Compra mín. 5 uds. modelo / múltiplos de 5)

***3,2mm = tubo d.i. 4mm (Ref.: 50-100 y 50-10025)

**2,5mm = tubo d.i. 2,8mm (Ref.: 44-520 y 44-521)

*1,6mm = tubo d.i. 1,4mm (Ref.: 44-525 y 44-526)

Ref.: 50-051 1/4" x 6 mm € 1,10

Ref.: 50-052 1/4" x 8 mm € 1,20

Ref.: 50-053 1/8" x 6 mm € 1,00

Ref.: 50-054 1/8" x 8 mm € 1,00



Ref.: 44-530 10/32" x 3,2 mm (1/8")*** € 1,30

Ref.: 44-542 10/32" x 2,5 mm** € 1,30

Ref.: 44-532 10/32" x 1,6 mm (1/16")* € 1,35



Ref.: 44-540 M5 x 3,2 mm (1/8")*** € 1,30

Ref.: 44-541 M5 x 1,6 mm (1/16")* € 1,30



Ref.: 44-537 10/32" x 3,2 mm (rosca extra larga)*** € 1,30

Ref.: 44-538 10/32" x 1,6 mm (rosca extra larga)* € 1,35



Ref.: 38-535 8/32" x 1,6 mm (1/16")* € 1,30



Uniones reductoras macho

(Compra mín. 5 uds. modelo / múltiplos de 5)

Ref.: 44-533 3,2mm*** a 2,5mm** € 2,00

Ref.: 44-534 3,2mm*** a 1,6mm* € 2,20

Ref.: 44-535 2,5mm** a 1,6mm* € 2,20



Tapón macho **(Compra mín. 5 uds. modelo / múltiplos de 5)**

Ref.: 50-055 1/4", Allen con tórica € 0,95

Ref.: 50-056 1/8", cabeza hexagonal € 1,00



Ref.: 44-539 10/32", cabeza hexagonal € 0,75



Abrazaderas de seguridad de metal

Ref.: 44-550 Para tubo de 1,6x2,5mm € 0,75

Ref.: 44-551 Para tubo de 2,5x4mm € 0,75



Junta de Nylon / Nylon washers

(Compra mín. 10 uds. modelo / múltiplos de 10)

Ref.: 38-720 Rosca 10/32" y M5 (0,79x0,475x0,08mm) € 0,45

Ref.: 38-721 Rosca #6 (0,709x0,353x0,08mm) € 0,45

Ref.: 38-722 Rosca #8 (0,63x0,41x0,08mm) € 0,45

TUBOS



POLIURETANO, azul

(Compra mín. 10 m modelo / múltiplos de 5)

(Formato por metro: NO ADMITEN DEVOLUCIÓN)

Ref.: 50-100	4 x 6 mm	(máx 10 bar)	por metro	€	1,40
Ref.: 50-10025	4 x 6 mm	(máx 10 bar)	caja 25m	€	25,80
Ref.: 50-101	6 x 8 mm	(máx 20 bar)	por metro	€	1,80
Ref.: 50-10125	6 x 8 mm	(máx 20 bar)	caja 25m	€	34,80

CONECTORES DE NYLON

UNIONES



Ref. 50-300	1,6 X 1,6 mm (1/16")	, pack 10 uds	€	9,40
Ref. 50-301	2,4 X 2,4 mm (3/32")	, pack 10 uds	€	9,40
Ref. 50-302	3,2 X 3,2 mm (1/8")	, pack 10 uds	€	9,40

UNIONES REDUCTORAS



Ref. 50-350	4 mm (5/32") x 1,6 mm (1/16")	, pack 10 uds	€	11,05
Ref. 50-351	4 mm (5/32") x 2,4 mm (3/32")	, pack 10 uds	€	11,05
Ref. 50-352*	3,2 mm (1/8") x 1,6 mm (1/16")	, pack 10 uds	€	9,40
Ref. 50-353*	3,2 mm (1/8") x 2,4 mm (3/32")	, pack 10 uds	€	9,40

**Disponibles a lo largo del verano 2019*

"L"



Ref. 50-310	1,6 X 1,6 mm (1/16")	, pack 10 uds	€	12,20
Ref. 50-311	2,4 X 2,4 mm (3/32")	, pack 10 uds	€	13,10
Ref. 50-312	3,2 X 3,2 mm (1/8")	, pack 10 uds	€	13,10

"T"



Ref. 50-320	1,6 mm (1/16")	, pack 10 uds	€	13,35
Ref. 50-321	2,4 mm (3/32")	, pack 10 uds	€	13,35
Ref. 50-322	3,2 mm (1/8")	, pack 10 uds	€	13,35

"T" REDUCTORA



Ref. 50-323*	2X3,2mm (1/8") + 1X1,6mm (1/16")	, pack 10 uds	€	13,80
--------------	----------------------------------	---------------	---	-------



Ref. 50-324*	2X3,2mm (1/8") + 1X2,4 mm (3/32")	, pack 10 uds	€	13,80
--------------	-----------------------------------	---------------	---	-------

**Disponibles a lo largo del verano 2019*



“Y”

Ref. 50-330	1,6 mm (1/16"), pack 10 uds	€ 11,25
Ref. 50-331	2,4 mm (3/32"), pack 10 uds	€ 11,25
Ref. 50-332	3,2 mm (1/8"), pack 10 uds	€ 11,25



CRUZ

Ref. 50-340	1,6 mm (1/16"), pack 10 uds	€ 18,20
Ref. 50-341	2,4 mm (3/32"), pack 10 uds	€ 18,20
Ref. 50-342	3,2 mm (1/8"), pack 10 uds	€ 18,20



TAPONES

Ref. 50-360	1,6 mm (1/16"), pack 10 uds	€ 5,70
Ref. 50-361	2,4 mm (3/32"), pack 10 uds	€ 6,75
Ref. 50-362	3,2 mm (1/8"), pack 10 uds	€ 6,75

BOLSA SURTIDO

Contenido: 10 unid. Uniones + 5 unid. “L” + 5 unid. “T”
+3 unid. “Y” + 2 unid. Cruz

Ref. 50-390	1,6 mm (1/16")	€ 29,30
Ref. 50-391	2,4 mm (3/32")	€ 30,05
Ref. 50-392	3,2 mm (1/8")	€ 30,05

VÁLVULAS Y ELECTROVÁLVULAS

1.- Válvulas (Faro, Clippard, RUMAR)

2.- Electroválvulas (Sirai / ASCO NEUMATICS)

VÁLVULAS



VÁLVULAS FARO




80-603400 Válvula agua selección de instrumentos
(Ref. Faro 223400)

€ 44,80



80-604035 Válvula 3 vías accionamiento pedal
(Ref. Faro 224035)

€ 23,80



80-604639 Válvula apertura agua con aspiración
(Ref. Faro 224639)

€ 64,80



80-604679 Válvula agua comando aire
(Ref. Faro 224679)

€ 81,80



80-604248 Distribuidor (entrada 1x3,2mm / salidas: 3x1,6mm)
(Ref. Faro 234248)

€ 58,00

NOVEDAD!!!



**80-604920 Válvula proporcional flujo de aire pedales Faro
224900000 y 224900100
(Ref. Faro 224920)**

€ 71,80



80-603033 Membrana válvula agua
(Ref. Faro 223033)

€ 4,90




80-603147 Membrana válvula instrumento neumática
(Ref. Faro 223147)

€ 4,90




80-603252 Membrana válvula instrumento eléctrica
(Ref. Faro 223252)

€ 4,90

	80-603162	Válvula solenoid 24V DC /CC (Ref. Faro 223162)	€ 43,80
	80-603164	Válvula solenoid 24V AC/CA (Ref. Faro 223164)	€ 52,80
	80-654331	Interruptor electropneumático (Ref. Faro 224331)	€ 26,80
	80-654954	Base plato pedal (Ref. Faro 224954)	€ 4,90
	80-604265	Válvula doble, un sentido (Ref. Faro 224265)	€ 40,80
	80-608030	Llave de regulación aire/agua c/ empuñadura (Ref. Faro 118030)	€ 38,00
	80-607070	Llave de regulación aire/agua 1,6mm, s/empuñadura (Ref. Faro 117070)	€ 19,80
	80-600367	Llave de regulación aire/agua 2,6mm, s/empuñadura (Ref. Faro 200367)	€ 19,80
	80-604170	Llave de regulación aire/agua 3,2mm, s/empuñadura (Ref. Faro 224170)	€ 18,00

BLOQUES VÁLVULAS FARO



80-603300 Bloque 3 instrumentos (operación eléctrica) 24V DC/CC € 379,80
(Ref. Faro 223300)

También disponible para 1 o 2 instrumentos y sin tapa de cierre. Consultar



80-603305 Bloque 3 instrumentos (operación eléctrica) 24V AC/CA € 379,80
(Ref. Faro 223305)

También disponible para 1 o 2 instrumentos y sin tapa de cierre. Consultar



80-603345 Bloque 4 vías, 3 instrumentos (operación neumática) € 293,80
(Ref. Faro 223345)

También disponible para 1 instrumento y sin tapa de cierre. Consultar



80-603149 Bloque 2 instrumentos (operación neumática) € 224,80
(Ref. Faro 223149)

80-600128 Espiga para bloques y válvulas Faro tubo 2,6mm/3,2mm € 2,90
(Ref. Faro 250128)

80-600129 Espiga para bloques y válvulas Faro tubo 1,5mm/2,0mm € 2,90
(Ref. Faro 250129)

80-600131 Junta de Nylon para espigas bloques y válvulas Faro € 0,60
(Ref. Faro 250131)

Ampliación de bloques Faro: (Ver páginas siguientes)

80-609025 Tuerca ampliación bloques Faro € 0,80
(Ref. Faro 609025)

80-603208 Tornillo ampliación bloques Faro L=33mm (+1 puesto) € 2,70
(Ref. Faro 223208)


80-603166 Tornillo ampliación bloques Faro L=55mm (+2 puestos) € 3,90
(Ref. Faro 223166)

80-605019	Anillo tórico bloques Faro (Ref. Faro 055019)	€ 0,80
80-603201	Válvula miniatura neumática para ampliación de bloques Faro (Ref. Faro 223201)	€ 104,80
80-603255	Válvula miniatura eléctrica AC para ampliación de bloques Faro (Ref. Faro 223255)	€ 128,00
80-603250	Válvula miniatura eléctrica DC para ampliación de bloques Faro (Ref. Faro 223250)	€ 128,00

Ampliación bloque neumático:



80-603345



80-609025

80-603208
(+1 PUESTO)

80-605019


80-603201

80-603166
(+2 PUESTO)

Ampliación bloque eléctrico CA/AC:



80-603305



80-609025

80-603208
(+1 PUESTO)


80-603166
(+2 PUESTO)

80-605019

80-603255



Ampliación bloque eléctrico CC/DC:



OTRAS REFERENCIAS DISPONIBLES CONSÚLTANOS

VÁLVULAS BLOQUES rm

- Primera calidad.
- Acabados y tolerancias según normas DIN.
- **Garantía 6 meses.**



Ref.: 38-703 Válvula bloque 3 instrumentos, tipo DCI
puertos de 10/32" (incluye espigas) € 69,80



Ref.: 38-704 Válvula bloque 4 instrumentos, tipo DCI
puertos de 10/32" (incluye espigas) € 79,80



Ref.: 38-713 Válvula bloque 3 instrumentos, Standard
puertos de 10/32" (incluye espigas) € 69,80



Ref.: 38-714 Válvula bloque 4 instrumentos, Standard
puertos de 10/32" (incluye espigas) € 79,80

Membranas bloques rm:

Ref.: 38-7031 Membrana bloque 3 (Ref.: 38-703) instrumentos,
tipo DCI € 14,80

Ref.: 38-7041 Membrana bloque 4 (Ref.: 38-704) instrumentos,
tipo DCI € 14,80

Ref.: 38-7131 Membrana bloque 3 (Ref.: 38-713) instrumentos,
standard € 14,80

Ref.: 38-7141 Membrana bloque 4 (Ref.: 38-714) instrumentos,
standard € 14,80



VÁLVULAS CLIPPARD

- Primera calidad.
- Acabados y tolerancias según normas DIN.
- **Garantía 3 meses.**



Ref.: 44-600 Válvula antigoteo Relay WDV-2, puertos 10/32"
(Sólo agua) € 37,80



Ref.: 44-602 Válvula corte aire/agua sin retracción, puertos 10/32" € 43,80
(Aire o agua)



Ref.: 44-620 Mini válvula SMAV-3 control pértigas colibrí
(Sólo Aire) € 43,80

VÁLVULAS rm

- Primera calidad.
- Acabados y tolerancias según normas DIN.
- **Garantía 3 meses.**



Ref.: 44-590 Válvula antigoteo, puertos de 10/32" € 25,80
incluye: espigas de 10/32" x 1,6mm)
(Sólo agua)



Ref.: 38-740 Válvula neumática ON/OFF, 3 vías y € 25,80
 puertos de 10/32", normalmente cerrada (Sólo agua)



Ref.: 38-730 Válvula Hanger con puertos laterales € 8,80
 normalmente abierta

Ref.: 38-731 Válvula Hanger con puertos laterales € 8,80
 normalmente cerrada



Ref.: 38-732 Válvula Hanger con puertos traseros € 8,80
 normalmente abierta

Ref.: 38-733 Válvula Hanger con puertos traseros € 8,80
 normalmente cerrada



Ref.: 38-735 Válvula ON/OFF con palanca gris, 2 vías, € 12,80
 liberación rápida y puertos de 10/32"
(Aire o agua)



Ref.: 38-737 Válvula cartucho selectora con palanca gris, € 28,80
 3 vías, liberación rápida y puertos de 10/32"
(Aire o agua)



Ref.: 44-581 Válvula de regulación de caudal puertos 10/32" € 10,80
 (1 puerto lateral / 1 puerto inferior)
(Aire o agua)



Ref.: 44-582 Miniregulador presión de agua € 24,80
 Puertos 10/32" (Incluye espigas 1,6mm)



Ref.: 44-583 Válvula doble para jeringas 3F € 12,80
(NO incluye espigas)



Ref.: 38-738 Válvula control dirección con palanca, 3 vías € 17,80
(Aire o agua)



ELECTROVÁLVULAS SIRAI / ASCO NEUMATICS



- Primera calidad.
- Acabados y tolerancias según normas DIN.
- **Garantía 3 meses.**



Ref.: 54-L172011 Electroválvula escupidera L172V03, 1/8"x2,
24V+/-10% AC/CA, 50-60 Hz., 4W, n/c,
diámetro de paso: 2,0mm, juntas Vitón,
°C fluido: de 0°C a 130 °C
(Aire o agua)



Ref.: 54-L172012 Electroválvula escupidera L172V03, 1/8"x2,
24V+/-10% DC/CC, 5,5W, n/c,
diámetro de paso: 2,0mm, juntas Vitón,
°C fluido: de 0°C a 130 °C
(Aire o agua)



Ref.: 54-V165012 Electroválvula colibrí/ultrasonidos V165V01,
M5x2, 24V+/-10% DC/CC, 4W, n/c,
diámetro de paso: 2,0mm, juntas Vitón,
°C fluido: de 0°C a 130 °C
(Aire o agua)



Ref.: 54-V124012 Electroválvula V124D03, 24V+/-10% DC/CC,
4W, n/c, juntas EPDM,
°C fluido: de -10°C a 100 °C
(Aire y agua)



Ref.: 54-L121012 Electroválvula entrada L121V02, 1/4"x2,
24V+/-10% DC/CC, 9W, n/c,
diámetro de paso: 2,3mm, juntas Vitón,
°C fluido: de 0°C a 130 °C
(Aire, agua o vapor)



Ref.: 54-L121013 Electroválvula entrada L121V02, 1/4"x2,
230V+/-10%, 50Hz., AC/CA, 14W, n/c,
diámetro de paso: 2,3mm, juntas Vitón,
°C fluido: de 0°C a 130 °C
(Aire, agua o vapor)



Ref.: 54-L321012 Electroválvula entrada L321V02G, 3 vías: € 69,80
 1/4"x2 + 1/8"x1, 24V+/-10% DC/CC, 12W,
 U (universal), diámetro de paso: 2,3mm,
 juntas Vitón, °C fluido: de 0°C a 130 °C
 (Aire, agua o vapor)



Ref.: 54-V162012 Electroválvula V162B02, M5x2, € 56,80
 24V+/-10% DC/CC, 4W, n/c,
 diámetro de paso: 2,0mm, juntas Nitrilo,
 °C fluido: de 0°C a 90 °C
 (Aire o agua)



Ref.: 54-V164012 Electroválvula V164B02, M5x2, € 98,00
 12-24V+/-10% DC/CC, 4W, n/c, proporcional,
 diámetro de paso: 1,6mm, juntas Nitrilo,
 °C fluido: de -10°C a 90 °C
 (Aire o agua) (antigua V164B05)



Ref.: 54-L194012 Electroválvula L194D01, 1x1,8" / 1x1,6mm, € 98,00
 24V+/-10% DC/CC, 5,5W, n/c, proporcional,
 diámetro de paso: 1,6mm, juntas Vitón,
 °C fluido: de 0°C a 130 °C
 (Aire o agua)
Usada en sillones Cefla entre otros (hay que aprovechar los conectores del anterior)



Ref.: 54-V625012 Grupo 3 microactuariales, V625D01, 3x1,6mm, € 158,00
 12-24V+10%-5% DC/CC, 4W, n/c,
 diámetro de paso: 1,6mm, juntas EPDM,
 °C fluido: de -10°C a 90 °C
 (Aire o agua)
Usada en sillones Vitali entre otros

VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS rm

- Primera calidad.
- Acabados y tolerancias según normas DIN.
- **Garantía 3 meses.**



Ref.: 44-580 Micro electroneumático puerto de 10/32" € 19,80
 normalmente cerrada
 (incluye: espiga de 10/32" x 4,6mm)
 Info Técnica: 15A, 1/2 HP 125 250 VAC, 0,6A 125VCD,
 0,3A 250VDC.

REGULADORES DE PRESIÓN

1.- Reguladores y accesorios

2.- Repuestos depósito agua destilada

REGULADORES DE PRESIÓN



- 50-263 Regulador de presión de aire 0,8 – 8 bar
1/4" hembra / hembra, 20 bar máx
180 lt./min (con tuerca y manómetro)
Manómetro: 40mm € 41,80



- 50-261 Regulador de presión de aire c/filtro de agua
0 – 16 bar, 1/4" hembra / hembra, 240 lt./min
cuerpo y base fundición de Zinc
14,4 m3 / h (con manómetro)
Manómetro: 40mm € 75,80

- 50-272 Manómetro 0-12 bar, 1/8" MTG, **40mm** € 5,80



- 50-604800* Filtro aire completo, 1/8" hembra/hembra, 7 bar máx
(Ref. Faro 224800)
*Compatible con unión 80-604803. € 37,80



- 50-604801* Regulador presión de aire 0-6 bar, 1/8" hembra/hembra
10 bar máx, 250 NI/min
(Ref. Faro 224801)
*Compatible con unión 80-604803. € 36,80




- 50-604802 Manómetro 0-12 bar, 1/8" MTG, **25mm**
(Ref. Faro 224802) € 34,80



- 50-604805* Filtro agua completo, 1/8" hembra/hembra, 7 bar máx
(Ref. Faro 224805)
*Compatible con unión 80-604803. € 43,80



- 50-604806* Regulador de presión de agua, 1/8" MTG
(Ref. Faro 224806)
*Compatible con unión 80-604803. € 52,80



- 50-604803 Unión reguladores / filtros
(Ref. Faro 224803) € 2,80



ACCESORIOS REGULADORES DE PRESIÓN

50-270	Escuadra-soporte regulador (para referencias 50-263 y 50-261)	€ 3,80
--------	--	--------



50-271	Tuerca regulador (para referencias 50-263 y 50-261)	€ 3,90
--------	---	--------

REPUESTOS DEPÓSITOS DE AGUA DESTILADA*

***SÓLO ASEGURAMOS COMPATIBILIDAD CON LOS TANQUES DE AGUA DESTILADA DE RUMAR**



50-205	Conector rápido, gris (entrada) "sin adaptador"	€ 16,30
--------	--	---------



50-206	Conector rápido, negro (salida) "sin adaptador"	€ 16,30
--------	--	---------



50-207	Adaptador/conector negro, 6mm	€ 5,50
--------	-------------------------------	--------

50-210	Tapa con válvula de desahogo	€ 23,00
--------	------------------------------	---------

50-211	Junta tapa	€ 4,80
--------	------------	--------

50-212	Válvula de desahogo	€ 6,80
--------	---------------------	--------

50-213	Anillos tóricos conectores	€ 0,90
--------	----------------------------	--------

50-214	Conector entrada	€ 14,80
--------	------------------	---------

50-215	Conector salida	€ 14,80
--------	-----------------	---------

50-216	Tubo interno líquido	€ 7,80
--------	----------------------	--------

HERRAMIENTAS

- 1.- Herramientas instrumental rotatorio**
- 2.- Herramientas equipos**

HERRAMIENTAS

LLAVES TAPAS CABEZAS TURBINA

KaVo

44-1650* 609C, 609 L/C, 636 C/CP, 647/B, 650/655/660/6000/ 7000/8000 B/C, M9000 /L € 16,80

*** Hasta agotar existencias**

05-KE1650T 609C, 609 L/C, 636 C/CP, 647/B, 650/655/660/6000/ 7000/8000 B/C, M9000 /L € 33,80
(utilizable con llaves dinamométricas 05-RT2025 y 05-RT2026)

30-609 630/639/642/645/640 B/C € 33,80

05-KE1637T 635/637 B/C € 33,80
(utilizable con llaves dinamométricas 05-RT2025 y 05-RT2026)

30-604 Llave doble: KaVo 615 / KaVo 619 y comp. € 23,80

MK-dent

05-KE1023T 4012/4022/5022/6012/6022/7022/8022/9022 € 33,80
(utilizable con llaves dinamométricas 05-RT2025 y 05-RT2026)

05-KE1031* Cab. standard, 1 spray, desde N/S F € 23,80

05-KE1031T Cab. standard, 1 spray, desde N/S F € 33,80
(utilizable con llaves dinamométricas 05-RT2025 y 05-RT2026)

05-KE1650T Cab. Standard, 1 spray, hasta N/S E, y 8021/9021 € 33,80
(utilizable con llaves dinamométricas 05-RT2025 y 05-RT2026)

NOVEDAD!!! 05-KE1650T **HC20K y HC20KL** € 33,80
(utilizable con llaves dinamométricas 05-RT2025 y 05-RT2026)

05-KE1921* 8021/9021 € 23,80

W&H

05-KE1096W Turbinas W&H, cabezas mini (Excepto TE-97 / TE-98) € 23,80
(2 muescas)

05-KE1098W Turbinas W&H, Synea TA98 y comp. (2 muescas) € 23,80

30-602 Llave doble: TA97 y TE97 (3 muescas) / TA98LED € 43,80
(3 muescas)

30-606 Turbinas W&H Alegria TE98 / TE95, Trend TC80BC, TC-95BC, € 39,80
398, 698, 795, 798, 895, 898 (2 muescas)

NOVEDAD!!! 49-828 **Turbinas W&H Alegria HS2014 TE97 (hexagonal)** € 39,80

49-829 **Turbinas W&H Alegria HS2014 TE95 y TE98 (hexagonal)** € 39,80

Bien Air			
49-802	Tapa interna y externa Bora / Croma / Boralina (llave doble: tapa y bisel)	€	39,80
49-803	Tapa interna y externa Prestige y tapa externa Ondine	€	39,80
49-804*	Tapa interna y externa Black Pearl y tapa interna Ondine <i>*Hasta agotar existencias</i>	€	39,80

Sirona			
30-591	T1/T2/T3 Control, Racer, Siroboost y Mini	€	18,80
30-592	T1 Control y Mini	€	18,80
30-612	T1/T2/T3 Boost (N/S>600.000)	€	39,80

NOVEDAD!!!

Castellini			
49-800	Hi Power M, Clean Air	€	35,80
49-810	Silent Power Gold, Silent Power Gold M, Hi Power Light	€	35,80
49-822	Silent Power EVO 2 /2L / 4L / 4LK	€	34,80
49-823	Silent Power EVO Miniature / Miniature K	€	34,80
49-824	Silent Power Silver 2 /2L / 4L / 4LK	€	34,80

NOVEDAD!!!

Faro			
49-25422	S400	€	35,80

TKD			
40-410	Bravia	€	39,80
40-411	Thera	€	29,80

NSK			
15-008	Llave doble: (11,30 mm oct.) Ti-Max X500L / KL / SL / WL / BL, NL9000M, Pana Max TUM4 y (10,00 mm oct.) Pana Air, Rainbow	€	12,40
30-600	Llave doble: (10,60 mm hex.) NL45S, Ti-Max NL95 S, Ti-Max A600L, A600, AK600L, AS600L, AW600L, AB600L, Ti-Max AK300L, AS300L, AW300L, AB300L, Ti-Max AK450L, AS450L, AW450L, AB450L, Ti-Max NL-45T, NL95T, Ti-Max A700L, A700, AK700L, AS700L, AW700L, AB700L, Phatelus 45 S/SU, Phatelus II S/SU, Ti-Max NL75 Mach Light S, NL85 Mach Light/ NL65S, Mach Lite XT S/SU y (10,95 mm hex.) Ti-Max X600L / KL / SL / WL / BL Ti-Max NL9000S / KS / SS / WS / BS	€	23,80

15-107	Ti-Max NL95M, Ti-Max A500L, A500, AK500L, AS500L, AW500L, AB500L y Pana Air (<u>9,60 mm oct.</u>)	€	12,40
41-254	Pana Air (<u>9,60 mm oct.</u>)	€	9,80
15-009	Llave doble: (<u>12,30 mm hex.</u>) Rainbow nuevo modelo y (<u>10,90mm hex.</u>)	€	14,80
30-605	Llave doble: (<u>12,90 mm oct.</u>) Ti-Max X700L / KL / SL / WL / BL, Ti-Max NL9000T / KT / ST / WT / BT (<u>11,30 mm hex.</u>) Ti-Max X500L / KL / SL / WL / BL, NL9000M	€	23,80
30-632	Llave doble: S-Max M600, S-Max M600L // Pico	€	18,80
49-816	Ti-Max Z900 /L	€	39,80
49-815	Ti-Max Z800 /L	€	39,80
Multiusos			
30-603	Multiusos: <u>9,60 mm hex.</u> , <u>8,10 mm cuad.</u> , <u>10,20 mm cuad.</u> y <u>4 puntos</u>)	€	12,40
RUMAR			
58-252K	ECO T2, ECO T3 LED, PRO T1L	€	4,80

LLAVES TAPAS DE SPRAY TURBINAS

KaVo

05-KE1022KT	630/640/642/645/647B/650/655/660 (utilizable con llaves dinamométricas 05-RT2025 y 05-RT2026)	€	33,80
-------------	--	---	-------

MK-dent

05-KE1022KT	Todos los modelos con 3-Spray hasta N/S: G (utilizable con llaves dinamométricas 05-RT2025 y 05-RT2026)	€	33,80
-------------	--	---	-------

05-KE1922	HC8021, HC9021, HP21, HC20, HC21, HC17, HE21	€	23,80
-----------	--	---	-------

RM

42-629	PowerMax	€	19,60
--------	----------	---	-------

OTRAS LLAVES TURBINAS




05-RT1016	Mandril para anillo tórico 05-SP0415	€	20,80
-----------	--------------------------------------	---	-------

SACA GOLPES CABEZAS

41-320	Saca golpes Bien Air Bora y comp.	€	74,80
--------	-----------------------------------	---	-------



44-920	Saca golpes Bien Air Bora y comp.	€	38,00
--------	-----------------------------------	---	-------



44-921	Saca golpes NSK Ti-Max X600 y comp.	€	38,00
--------	-------------------------------------	---	-------



44-922	Saca golpes KaVo 642 B/C y comp.	€	38,00
--------	----------------------------------	---	-------

41-311	Saca golpes KaVo 655, 650, 660, 7000, 8000 y comp.	€	74,80
--------	--	---	-------



44-925	Saca golpes KaVo 655, 650, 660, 7000, 8000 y comp.	€	38,00
--------	--	---	-------



44-923	Saca golpes W&H TA98LED y comp.	€	38,00
--------	---------------------------------	---	-------



44-924	Saca golpes W&H TA98 y comp.	€	38,00
--------	------------------------------	---	-------



LLAVES PARA CABEZAS CONTRA-ÁNGULOS KaVo

05-KE2011T Llave tapa cabezas MK-dent LS9011, LS9021, LS9111, LS9121 € 33,80
(utilizable con llaves dinamométricas 05-RT2025 y 05-RT2026)



49-817 Llave tapa cabezas contra ángulos KaVo 25LH, 25LHS, 25CN, 25CH, 25LS, 24LN, 24LS € 28,80



49-819 Llave tapa cabezas contra ángulos KaVo E25, E25L 25CN, 25CH, 25LS, 24LN, 24LS € 28,80

05-KE1023T Llave tapa cabezas MK-dent LS9016 € 33,80
(utilizable con llaves dinamométricas 05-RT2025 y 05-RT2026)



44-751 Llave doble tapas cabezas 67LH, 68LH, 67LDN, 68LDN y tapas compatibles rm para estas cabezas € 49,80



44-752 Mandril de montaje anillo de conducción 05-SP2007 Cabezas LS9011 / 68LH € 38,80

20-605 Mandril de montaje anillo de conducción 05-SP2007 (Original KaVo) (Ref. KaVo 411.0961) € 85,80

05-RT2016 Destornillador especial miniatura Whera para tornillo 05-SP2021 cabezas KaVo / MK-dent € 23,80



05-RT2027 Destornillador miniatura Whera plano 0,25x1,2x40mm € 18,80



05-RT2028 Destornillador miniatura Whera plano 0,23x1,5x40mm € 18,80



05-RT2013 Placa especial para colocar rodamientos de cabezas de contra-ángulos MK-dent / KaVo (Ref. KaVo 0.410.0724) € 48,80



44-950	W&H y NSK	
	Llave especial desmontaje eje intermedio W&H WS75 y WD56, y NSK S-Max SG20 y SG20L	€ 38,00
	30-610	Llave cabezas FPB-Y, TI-MAX TI25, TI MAX TI25L y comp. € 39,80
	30-611	Llave doble: cabezas MP-F, MPA-Y, MPAS-Y y comp. € 39,80
49-820	Llave tapas cabezas contra ángulos W&H Synea WA-99A	€ 28,80

NOVEDAD!!!

44-762	Llave tapa cabezas contra ángulos NSK M95 y M95L	€ 9,80
--------	---	--------



49-818	Sirona	
	Alicate tapa cabezas contra ángulos Sirona standard (Ref. Sirona 4178054)	€ 68,00



49-821	Alicate tapa cabezas contra ángulos Sirona mini (Ref. Sirona 6986208)	€ 68,00
--------	---	---------



44-761	Alicate doble tapa cabezas contra ángulos Sirona (mini y standard)	€ 58,00
--------	--	---------

LLAVES PARA CONTRA-ÁNGULOS Y PIEZAS DE MANO KaVo



05-KE2011BT Para abrir anillo de cierre trasero CA's y PM's € 38,00
MK-dent / KaVo
(utilizable con llaves dinamométricas 05-RT2025 y 05-RT2026)
(Ref. KaVo 0.411.1881)



05-RT2011 Extractor pieza frontal 05-SP1031 piezas de mano € 81,80
MK-dent y KaVo
(Ref. KaVo 0.410.2391)



05-RT2015 Extractor especial desmontaje componentes interiores € 69,80
CA's y PM's MK-dent / KaVo
(Ref. KaVo 0.411.4451)



05-RT2012 Desmontaje pieza frontal CA's MK-dent / KaVo € 101,80
(Ref. KaVo 0.411.2381).



05-RT2014 Llave especial para desmontaje de ejes de € 11,80
Transmisión piezas de mano rectas
(Ref. KaVo 0.411.1443)

LLAVES PARA MICROMOTORES

05-KE2014 Apertura Micromotor MK-dent AM1116 € 33,80
(para anillo SP1060)

05-KE2024 Apertura Micromotor MK-dent AM1004 € 33,80

LLAVES PARA ACOPLAMIENTOS

05-KE1029 Kavo Multiflex y MK-dent QC4014K y QC5016K € 8,00

20-911 Mandril de desmontaje Kavo Multiflex y MK-dent € 74,80
QC4014K y QC5016K (Original KaVo) (Ref. KaVo 411.3853)

LLAVES PARA MICROMOTORES NOUVAG PREGÚNTANOS

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y DEMOSTRACIÓN



34-801*

Calibre para medición de vástagos de Fresas de turbinas
Máxima precisión

***Hasta agotar existencias**

€ 54,00



05-SC1011

Probador para comparar bombillas
- Especial para la presentación de bombillas LED.
- Muestra la luminosidad de 2 bombillas de forma comparativa.
- Pilas y bombillas (zócalo KaVo) NO incluidos.

€ 25,80



05-RT1020

Dinamómetro digital para medir fuerza de retención pinzas rotores turbinas

€ 118,80



28-175

Medidor digital de potencia de polimerización

MICRON®

€ 8,00

45-100

Contador móvil de revoluciones y frecuencias:
- Mide de 5.000 a 950.000 rpm.
- Mide frecuencias de 1 a 200.000 Hz.
- Display LED, numérica decimal.
- Medidas 76x118x18mm.
- Peso 120 gr.
- Ideal para medir las rotaciones de cualquier instrumento rotatorio eléctrico o neumático y las frecuencias de cualquier ultrasonidos eléctrico o neumático.

€ 1.128,00



45-102

Fresa de turbina especial contador (1,6mm)

€ 83,00

45-103

Fresa de contra-ángulo especial contador (2,35mm)

€ 83,00

45-104

Magneto para puntas ultrasonido especial contador

€ 118,00

45-105

Sensor receptor especial contador

€ 148,00



45-106

Accesorio para bajas revoluciones (debajo de 5.000 rpm)

€ 1.380,00





44-754

Microscopio económico de bolsillo con LED 60X € 31,80

44-101*Multimanómetro

€ 148,00



- Conexión Midwest 4.
- Mediciones precisas en bares.
- Compacto.
- Uso en todos los equipos.
- Acabados de primera calidad.
- Para toda la vida.
- Uso: medición de consumo de:
 - aire de empuje,
 - aire de retorno,
 - aire de spray y
 - agua de spray.



40-208

- Manómetro para aire de empuje:
- Conexión Midwest 4 y Midwest 4 LUX
 - Doble escala de medición en PSI y bares.
 - Uso en todos los equipos.
 - Instrumento de primera calidad y precisión.
 - Uso: medición de presión de aire de empuje.

€ 145,80

HERRAMIENTAS DE REPARACIÓN TURBINAS Y CONTRA-ÁNGULOS



05-RT2010	Prensa de precisión - Capacidad hasta 1,5kN. - Recorrido 40 mm. - Altura de trabajo 50 – 240 mm. - Medidas de la mesa: 110 x 60 mm. - Orificio en la base: 20 mm. - Alojamiento del eje: diámetro 10 x 25 mm. - Peso: aprox. 9 kg. - <u>Incluye:</u> 05-RT1033.	€ 688,00
-----------	---	----------

Nota: herramientas 05-RT1031 y 05-RT1032 son necesarias para el uso de la prensa.



05-RT1011	Extractor de rodamientos turbina diámetro ext. 6,350mm (universal) y pista interna con todos sus accesorios	€ 188,00
-----------	--	----------



05-RT1011L	Pinza pista externa para extractor 05-RT1011	€ 51,80
------------	--	---------



05-RT1011S	Pinza pista interna para extractor 05-RT1011	€ 51,80
------------	--	---------



05-RT1011SC	Tornillo ataque del. para extractor 05-RT1011	€ 48,00
-------------	---	---------



05-RT1011SO	Tornillo ataque tras. para extractor 05-RT1011	€ 48,00
-------------	--	---------



44-260	Extractor de rodamientos turbina diámetro ext. 6,350mm (universal), <u>diámetro ext. 7,938mm (Bora y comp.)</u> y pista interna con todos sus accesorios	€ 168,00
--------	---	----------



44-261

Extractor/colocador de rodamientos turbina y micromotor
diámetro extractores: 4,2; 6,4; 7,0; 8,2; 8,6; 10,5; 11,3mm,
diámetro colocadores: 6,3; 6,4; 8,0; 8,05mm
pista interna con todos sus accesorios y otros varios

€ 198,00



05-RT1012

Bloque universal de colocación y extracción de rodamientos

€ 188,80



05-RT1013

Colocador de rodamientos universal para rodamientos 3,175 x 6,350

€ 43,80



05-RT1031

Punta para rodamiento trasero rotores
(para prensa 05-RT2010)

€ 42,80



05-RT1032

Punta para rodamiento delantero rotores
(para prensa 05-RT2010)

€ 42,80



05-RT1033

Pieza de reducción (para prensa 05-RT2010)

€ 26,80



05-RT1034

Punta para armar tapa KaVo 8000
(para prensa 05-RT2010)

€ 42,80



05-RT2025

Llave dinamométrica 0,3 – 1,2 Nw
(para tapas cabezas y tapas spray)

€ 128,00



05-RT2026

Llave dinamométrica 1,2 – 3,0 Nw
(para anillos cierre CA's y PM's)

€ 128,00



44-750

Pletina de extracción rodamientos de turbinas

€ 8,80



05-RT2018

Placa extracción de rodamientos turbinas

€ 48,80



05-RT2017

Placa extracción de rodamientos universal
1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/6,5/7,0 mm

€ 157,80

05-LT648	Pegamento LOCTITE 648, 10ml (Rodamientos – ejes)	€ 29,80
----------	---	---------



05-LT221	Pegamento LOCTITE 221, 10ml (Tapas y tornillos)	€ 28,00
----------	--	---------



05-LT306	Pegamento LOCTITE 306, 50ml	€ 93,80
----------	-----------------------------	---------



05-LT7063	Limpiador de pegamento LOCTITE 7063, 150ml	€ 13,80
-----------	--	---------



48-29523*	Puntero de acero (diámetro 1mm) con guía de hierro. <u>*Especial para pasadores</u>	€ 18,80
-----------	--	---------



44-760	Pinza de Baquelita para sujeción sin rayaduras	€ 54,80
--------	--	---------



48-29541	Adaptadores de sujeción para prensa de banco - Material: Plástico / Teflón - Ideal para desmontar piezas de mano, contra ángulos, turbinas y micromotores sin dañarlos o rayarlos.	€ 69,00
----------	--	---------

EMBALAJES

(Precios especiales por packs 100 uds.)



01-26080	Tubo embalaje instrumentos transparente L: 80-120mm D: 26mm (SIN LOGOS)	€ 0,95
----------	--	--------

01-24120	Tubo embalaje instrumentos transparente L: 120-200mm x D: 24mm (SIN LOGOS)	€ 0,85
----------	---	--------

HERRAMIENTAS DE DESATASCO



44-020

SMART CLEANER

€ 315,00

Herramienta especial para desatascar todo tipo de rotatorios y mangueras de turbinas.

- Trabaja con presiones hasta 40 bares.

- **Completo con todos los accesorios:**

* Conexión Midwest 4 con luz para acoplamiento, turbinas, micromotores y otros.

* Conector sistema INTRA para contra-ángulos y piezas de mano.

* "Conector para mangueras de turbina!!!".

* Accesorio para turbinas con varios orificios de spray.

Nota a nuestros clientes: es posible que encuentren el Smart Cleaner más barato en algunos competidores. Por lo general, es porque NO incluyen el adaptador para mangueras de turbina. ¡Asegúrense de consultarlo antes!



44-021

Anillo tórico pistón

€ 0,80

